



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

LITTY 4you Kinderrollstuhl

Zugelassen bis 50 kg Zuladung
Gewicht ab 6,7 kg


A9042100000 € 4.560,00

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____


Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Grundmaße

Sitzplatte und Rückenschale am Seitenteil verschraubt

Achtung: Sitzplatte und Rückenschale bitte separat auswählen

Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23
<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31
<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	

Sitztiefe **ST**

<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25
<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33
<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38			

Rückenhöhe **RH**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45				

Unterschenkelänge **USL**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45				

Sitzhöhe hinten **SHh**

<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36
<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42

Sitzhöhe vorne **SHv**

<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47

Kippunkt **KP**

(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)

_____ cm (Falls nichts angegeben, wird ein Standardwert von 8 cm eingestellt)

H: Position des Lenkradlagerblocks

_____ cm (Falls nichts angegeben: 20" und 22" = 35 cm oder 24" = 38 cm)

I: Abstand zwischen den Lenkradlagerblöcken

_____ cm (Falls nichts angegeben: Sitzbreite + 19 cm)

J: Abstand Vorderkante Fußbrett bis Rücken

_____ cm (Falls nichts angegeben: Sitztiefe + 15 cm)

Abweichende Maße sind gegen Aufpreis möglich

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Rahmen, Seitenteile und Sitzsystem

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: In Verbindung mit Feuchtigkeit z.B. Handschweiß kann es zu dunklen Alu-Abfärbungen kommen.

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123

€ 42,10

Brillant Silber

glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101

€ 42,10

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019

€ 42,10

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122

€ 42,10

Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137

€ 42,10

Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136

€ 42,10

Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105

€ 42,10

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146

€ 42,10

Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147

€ 42,10

Lagoon Blue

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152

€ 42,10

Athletic Grey

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150

€ 42,10

Muddy Grey

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151

€ 42,10

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

Sky Blue

glanz A9000100170-017

Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145

€ 42,10

Electric Green

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115

€ 42,10

Violett

glanz A9000100170-044

Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118

€ 42,10

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

Rahmen, Seitenteile und Sitzsystem

€ 339,40

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesigns

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

- Zweifarbdesign bestehend aus einer Rahmenfarbe und einer zweiten Farbe für Seitenteile bzw. Sitzplatte und Rückenschale** € 260,70
A9042100170-200

Farben bitte nachstehend wählen:

Zweifarbbeschichtung Litty bestehend aus einer Grundfarbe am Rahmen mit Achsrohr und einer zweiten Farbbeschichtung für die Seitenteile und falls gewünscht für das Sitzsystem. Auswahl aus Einfarbdesign:

A: Rahmenfarbe: A9000100170-

B: Seitenteilfarbe: A9000100170-

Farbe Sitzplatte und Rückenschale: A oder B

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett

Rahmenfarbe A9000100171-999 € 242,30

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 280,50

Farbe: _____
A9000100170-

Lenkrad: 5" Alu-Felge¹ (3-Speichen-Design)

Rahmenfarbe A9000100174-999 € 73,00

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 84,60

Farbe: _____
A9000100170-

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 € 402,30

Glanzgrad

glanz

matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design gute Dämpfung A9000501210 bzw. A9000501211

Schiebegriffe

Zentral-Schiebegriff Aluminium

A9042401085-K
höhenverstellbar
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt



Zentral-Schiebegriff Aluminium mit abfaltbarem Griffbereich

A9042401084-K € 99,60
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt
Zugelassen bis 50 kg Körpergewicht



Zentral-Schiebegriff Aluminium für Bremsgriffe mit abfaltbarem Griffbereich

A9042401086-K € 137,80
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt
Zugelassen bis 50 kg Körpergewicht
Nur in Verbindung mit A9042701020 Feststell-
Kniehebelbremse für Begleitperson



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

Länge: 45 cm
max. Höhe = SHh + ca. 53 cm
A9042401075-K001

Länge: 55 cm
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm
A9042401075-K002

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert



Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

A9042401069-K € 378,50
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter rückverlagert



Ausstattung ohne Schiebegriffe

A9000401000



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Ergonomie-Rückenschale Aluminium“ ausgeliefert.

Ergonomie - Rückenschale Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0003

A9042802210-K € 428,70

in Rahmenfarbe
ab RH 20 cm, ab SB 16 cm



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

A9042802220-K € 211,90

Polsterdicke 2 cm
Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der
Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche“ ausgeliefert.



Ausstattung ohne Rückenschale und Rückenpolster

A9042802011

Sitzsystem

Sitzplatte Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0199



A9042801210-K

in Rahmenfarbe

zwischen den Aluseitenteilen verschraubt,
verstellbar in Höhe, Winkel und Tiefe



Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

A9000805180-K* € 111,90

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

A9000800300-K* € 155,40

Sitzkissenhöhe:

3 cm 5 cm
 4 cm 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm
A9000805204-K* € 290,00

>30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* € 422,00

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm
A9000800311-K* € 342,80

>30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* € 465,90

Sitzkissenhöhe:

4 cm
 6 cm

Bezugsstoff:

Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen ist vorhanden

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Antriebsradsturz

6° Antriebsradsturz

A9042202010

8° Antriebsradsturz

A9042202020

9,5° Antriebsradsturz

A9042202060

11° Antriebsradsturz

A9042202030

13° Antriebsradsturz

A9042202040

15° Antriebsradsturz

A9042202050

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

A9042201200-K € 488,30

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")
Bis 40 kg: 9,5° Radsturz, über 40 kg: 6° und 8°
Radsturz

Nur in Verbindung mit 22" oder 24"
Antriebsrädern und paarweiser Anbau von
Kippstützen. Diese bitte unter Auswahl
"Adaptionen" wählen.



Rollstuhllieferung erfolgt an:

Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse
abweichend“ eintragen)

Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem“ ausgeliefert.

Kniehebelbremssystem

A9042701010
Bremshebel im Seitenteil integriert



Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson

A9042701020 € 450,60
Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge
Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem und Schiebegriffen



Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Fußauflage fest“ ausgeliefert

Fußauflage fest

A9042601010-K
einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt



Fußauflage nach hinten hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399
 A9042602010-K € 278,40
inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt



Adaptionen

Kippstütze nach oben schwenkbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

- rechts € 201,10
A9042301160-12*
- links € 201,10
A9042301160-22*
abnehmbar durch Quickpin



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

A9042900200-K € 821,10
Ausstattung mit Geradeauslauffarretierung über Schnellspannklammer vom Rollstuhl abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am Vorsatzgerät von 30 kg



Outdoor Radvorsatz starr ohne Lenkfunktion

A9042900100-K € 730,60
geeignet für Schiebeeinsatz durch Begleitperson,
mit luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4" Lenkrad
für maximalen Bodendruck am Vorsatzgerät von 30 kg



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501110 € 68,70
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501120
pannensicher

€ 68,70



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501220
pannensicher

€ 92,00



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501221
pannensicher

€ 92,00



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

Silber eloxiert
A9000501210 € 174,60

Schwarz
A9000501211 € 174,60

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

A9000501232 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in silber
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“
 Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001
 mit Schraubachse

A9000500100-K002 € 162,50
 mit Steckachse
 HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel kurz

A9000500110-K001
 mit Schraubachse

A9000500110-K002 € 162,50
 mit Steckachse
 Nicht in Verbindung mit 5" Lenkrädern
 HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel-Wechselsatz LITTY

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500300-K € 288,10
 mit Steckachse

Der Artikel wird ohne Lenkräder geliefert.
 Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter
 der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
 ankreuzen.



Antriebsräder

Antriebsrad Alu-Felge, 18 Speichen mit Liteline-Nabe

radial verspeicht
 Inlett in Rahmenfarbe




20" (ETRTO 451)
 A9000203053

22" (ETRTO 489)
 A9000203063

24" (ETRTO 540)
 A9000203123

Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
 allgemein:

- x = 11 mm
 x = 19 mm

Greifringanbau
 Curve + Gekko Greifringe:

- x = 10 mm
 x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

20" Greifring für
 20" Rad
 A9000205010-001

22" Greifring für
 22" Rad
 A9000205010-002

24" Greifring für
 24" Rad
 A9000205010-004



Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

24" Greifring für
 24" Rad
 A9000205019-004



Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

= Oberfläche glanz










= Oberfläche matt




Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
 des geringen Grips nicht empfohlen.

20" Greifring für
 20" Rad € 66,30
 A9000205021-001

22" Greifring für
 22" Rad € 66,30
 A9000205021-002



<p>Aluminium ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)</p> <p><input type="checkbox"/> = Oberfläche glanz <input type="checkbox"/> = Oberfläche matt</p> <p>Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen.</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad € 66,30 A9000205020-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad € 66,30 A9000205020-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad € 66,30 A9000205020-004</p> 	<p>Aluminium ø 16 mm poliert und harteloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad € 160,10 A9000205031-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad € 160,10 A9000205031-002</p> 	<p>Aluminium ø 19 mm poliert und harteloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad € 160,10 A9000205030-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad € 160,10 A9000205030-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad € 160,10 A9000205030-004</p> 
<p>Titan ø 19 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad € 325,80 A9000205040-004</p> 	<p>Silikon-Greifringüberzug HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 20" € 226,00 A9000205100-001</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 22" € 226,00 A9000205100-002</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 24" € 226,00 A9000205100-004</p> <p>Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm.</p> 	<p>Ultra-Grip „sehr griffig“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad € 390,70 A9000205070-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad € 390,70 A9000205070-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad € 390,70 A9000205070-004</p> 
<p>Ergo-Grip HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad € 396,80 A9000205080-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad € 396,80 A9000205080-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad € 396,80 A9000205080-004</p> <p>Anbau an Felge anliegend!</p> <p>Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich.</p> 	<p>Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad € 396,80 A9000200788</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad € 396,80 A9000200789</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad € 396,80 A9000200787</p> 	<p>Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad H 24 mm € 389,10 A9000205130-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm € 389,10 A9000205130-004</p> 

<p>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = Schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205135-004 € 454,00</p> 	<p>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205155-004 € 505,50</p> 	<p>Quadro, mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205170-004 € 517,50</p> 
<p>Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205175-002 € 501,20</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205175-004 € 501,20</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p>Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205185-004 € 513,20</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p>Gekko S HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205195-002 € 501,20</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205195-004 € 501,20</p> <p>schwarz eloxiert mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 
<p>Ausstattung ohne Greifring</p> <p><input type="checkbox"/> A9000205990</p>		
<p>Speichenschutz</p>		
<p>Finger- und Speichenschutz „transparent“</p> <p><input type="checkbox"/> für 20" Rad A9000206300-001 € 201,10</p> <p><input type="checkbox"/> für 22" Rad A9000206300-002 € 201,10</p> <p><input type="checkbox"/> für 24" Rad A9000206300-004 € 201,10</p> 		

Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

22x1" (489-25)
A9000204001-002

24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

20x1" (451-25)
A9000204000-001

22x1" (489-25)
A9000204000-002

24x1" (540-25)
A9000204000-004

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector und Reflektorstreifen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

22x1" (489-25)
A9000204030-002

€ 47,80

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

24x1" (540-25)
A9000204030-014

€ 47,80

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

24x1" (540-25)
A9000204030-004

€ 47,80

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar




Zubehör

Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 € 102,70

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm
Achsdurchmesser: 12 mm
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer
Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“,
nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000901100 € 103,20
bis 14 bar



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902100 € 78,30



Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902110 € 62,60



Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

für 24" Rad
Ø 76 cm x 2 cm € 75,50
A9000903530-004



Therapie-Tisch

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0801

Breite 350 mm € 466,20
A9000902800-001
abnehmbare Tischplatte aus Lexan,
transparent, mit Frontkantung,
mit 2 Stück. Positionsanschlüsse Ø 25 mm
(für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm)



Weiteres Zubehör wie z. B. Handbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch
PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Übergabe und Einweisung des
Rollstuhls durch PRO ACTIV

A9990000006 € 344,20

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 13 - 2024-06-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis = Position gewählt
Bestellblatt LITTY 4you Rev. 18