



NJ1 Kompaktbike

avec dérailleur ou moyeu à roue libre
et frein à disque

Poids max. utilisateur 100 kg

- Cadre rigide par un tube additionnel qui connectent les tubes inférieures du châssis
- Fourche à démontage rapide via verrouillage excentrique
- Poignées en forme de avec changement des vitesses et frein
- Dossier inclinable et réglable en continu
- Carrossage de roue 6°
- Frein à disque hydraulique "Magura"
- Frein supplémentaire V-Brake avec dispositif d'arrêt
- Fanion de sécurité
- Couleur de la fourche: Noir

A9100100001 € 5.200,00

Date du devis: _____

Date de la commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Revendeur de matériel médical / adresse de la société:

N° du client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

Adresse de facturation différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom du client / commission:

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Couleur du châssis

Vous trouverez de plus amples informations concernant le choix de couleur actuel ainsi que des exemples sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php

blanc RAL 9016

- brillant A9000100170-023
 mat A9000100170-123 € 42,10

argent

- brillant A9000100170-011

anthracite RAL 7016

- brillant A9000100170-001
 mat A9000100170-101 € 42,10

noir RAL 9005

- brillant A9000100170-003
 mat A9000100170-019 € 42,10

noir pailleté argent

- brillant A9000100170-007

orange RAL 2004

- brillant A9000100170-022

fire red

- brillant A9000100170-018
 mat A9000100170-118 € 42,10

pink magenta RAL 4010

- brillant A9000100170-037
 mat A9000100170-137 € 42,10

sky blue

- brillant A9000100170-017

bleu pastel RAL 5024

- brillant A9000100170-036
 mat A9000100170-136 € 42,10

bleu marine

- brillant A9000100170-045
 mat A9000100170-145 € 42,10

electric green

- brillant A9000100170-015
 mat A9000100170-115 € 42,10

lemon green

- brillant A9000100170-005
 mat A9000100170-105 € 42,10

violet

- brillant A9000100170-044

sablé transparent

- brillant A9000100170-029

jaune RAL 1023

- brillant A9000100170-046
 mat A9000100170-146 € 42,10

rouge RAL 3001

- brillant A9000100170-047
 mat A9000100170-147 € 42,10

lagoon blue

- brillant A9000100170-052
 mat A9000100170-152 € 42,10

athletic grey

- brillant A9000100170-050
 mat A9000100170-150 € 42,10

muddy grey

- brillant A9000100170-051
 mat A9000100170-151 € 42,10

Dérailleur

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

- A9110200032
Dérailleur mécanique avec commande sur la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42.

Sélection des plateaux:

- 32 dents
 38 dents



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

- A9110200034 € 186,60
Dérailleur mécanique avec commande à la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42. Plateau supérieur avec protections de chaîne.

Sélection des plateaux:

- 32 dents
 38 dents

Shimano Deore XT 1x11 DI2 commande par bouton-poussoir dérailleur à 11 vitesses

- A9110200035 € 1.442,80
Dérailleur électronique avec commande sur la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42.

Utilisation: à droite à gauche

Sélection des plateaux:

- 32 dents
 38 dents



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
passage des vitesses au menton
dérailleur à 11-vitesses**

A9110200033 € 1.583,60

Dérailleur électronique avec passage de vitesses au menton (option tétraplégique).
Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42

Sélection des plateaux:

32 dents

38 dents



Moyeu à vitesses intégrées

Shimano „Alfine“ 11-vitesses, Moyeux à vitesses intégrées

A9100200026 € 574,80

Poignées pour changer les vitesses „Rapid Fire“
Transmission: Couronne dentée 32 dents,
cassette 19 dents



**Rohloff „Speedhub 500/14“
14-vitesses, Moyeux à vitesses intégrées**

A9100200027 € 1.454,50

Poignée pour changer les vitesses „Grip Shift“
Transmission: Couronne dentée 32 dents,
Cassette 16 dents



Accessoires de changement de vitesses

**Mountaindrive 2,5 : 1 Assistance en
pente pour moyeux à vitesses
intégrées**

A9100200003 € 774,20

Engrenage planétaire pour doubler le nombre des vitesses.
Toutes les vitesses (les vitesses intégrées dans le moyeu et de l'assistance en pente) peuvent être changées sans pédaler.
38 dents en standard.
Compatible avec écartements 40, 45, 48 ou 53 cm.



Système de freinage

Système de freinage puissant avec disque de frein Ø 203 mm

A9110300105 € 80,70

Recommandé à partir d'un poids de 80 kg.



Deuxième système de freinage indépendant „Magura“ disque de frein Ø 203 mm

A9100300100 € 226,50

Option qui remplace le frein Shimano V-Brake. Seulement en combinaison avec le frein à disque efficace. Recommandé à partir de 100 kg de poids corpore.

Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Pédalier avec manivelle standard

Ecartement 40 cm
A9110500100-040

Ecartement 45 cm
A9110500100-045

Ecartement 50 cm
A9110500100-050

Pédalier avec manivelle Tetra (élargi à l'extérieur)

avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum du torse.

Ecartement 48 cm (176 mm)
A9110500100-048

Ecartement 53 cm (226 mm)
A9110500100-053

Ecartement 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Manivelles Standard

Longueur 155 mm
A9110600100-155

Longueur 175 mm
A9110600100-175

Longueur 195 mm
A9110600100-195



Manivelles Tetra

Longueur 155 mm € 132,10
A9100600105-155

Longueur 175 mm € 132,10
A9100600105-175

Longueur individuelle
195 mm jusqu'à 140 mm € 251,20
A9100600100




Manivelles fixe

(Faible disponibilité – uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Alternativement: manivelles réglable)

S (X/Y 67/153)
A9100501100-003

M (X/Y 90/250)
A9100501100-001



Manivelles réglables

Réglable en longueur et en inclinaison.

Veillez nous indiquer pour le pré-réglage la hauteur de manivelles nécessaire pour réaliser la position appropriée.

S (180 mm) € 225,30
A9100500001-002

M (240 mm) € 225,30
A9100500001-003

Sans indication contraire, les manivelles réglables seront livrées en hauteur S.



Repose-pieds

Repose-pieds séparé

A9100100008
Montage sur la fourche
pour des jambes courtes
Seulement rommandé jusqu'à une taille de
165 cm



Repose-pieds monobloc

A9100100009
Montage sur la fourche



Butée de pieds pour reposer-pieds

A9100100012 € 88,50



Support de cuisses

A9100100013 € 208,80



Equipelement du dossier

Dossier avec tôle aluminium et mousse de dossier

A9100800002
Housse: noire, respirante, surface ouvert

Toile de dossier Body Contour

A9100800010 € 86,80
avec rembourrage en mousse 3 cm
Housse: noire, respirante, surface ouvert




Châssis

Géométrie du châssis

Longueur 116 cm
SB env. 39 cm
A9100100000-002

Longueur 116 cm
SB env. 43 cm
A9100100000-003 € 198,60

Heavy Duty
Poids de l'utilisateur
max. 120 kg
A9100800013 € 413,20
(recommandé pour une utilisation hors
piste / tout-terrain)



Toile d'assise

Toile d'assise système de sangle ouvert

Châssis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100801010-002

Châssis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100801010-003



Toile d'assise Body Contour respirant et élastique

Châssis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100801025-002

Châssis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100801025-003



Coussin

Coussin Standard

Housse: noir, respirante, surface ouvert
Epaisseur: 4 cm

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100000190-002 € 108,70

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100000190-003 € 108,70



Coussin avec soutien de cuisses

Housse: noir, respirante, surface ouvert
Epaisseur: 4 cm
seulement possible avec support de cuisses

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100800103-002 € 198,50

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100800103-003 € 198,50



Roues

Roues Euroline 26x1" avec jantes à double paroi

A9100104260
(ETRTO 559)
Roues avants et arrières à 36 rayons

Roues Mavic XC717 26x1" avec jantes à double paroi

A9100104262 € 289,30
(ETRTO 559)
super légère, poids de la jante 395 g,
Roue avant avec 32 rayons
Roues arrières avec 18 rayons
(gain de poids sur le vélo: env. 600 g)

Pneu

26x1" Schwalbe „One“

A9100105160
(ETRTO 559-25)
V-Guard WheelStar



26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

A9100105140 € 69,00
(ETRTO 559-50)
Pneu randonnée



Accessoires bike

Garde-boue démontable

A9100502100 € 56,40



Garde-boue avant

A9100100231 € 166,00
vissé sur la fourche
Couleur: noir mat
recommandé pour une utilisation offroad ou pneu MTB/VTT

Barre arrière anti-contact serrée sur le tube d'axe

A9100800100 € 211,70

avec pince de maintien 40 mm
Couleur: noir



Appui-tête

A9100800150 € 253,40
réglable en hauteur, et inclinaison



Fixation du pelvis

A9100800200 € 115,20





SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000 € 68,10


sans fil, avec support



<p>SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer</p> <p><input type="checkbox"/> A9110900018 € 166,50</p> <p>avec kit de fréquence de pédalage sans fil</p> 	<p>Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (bike-computer, éclairage, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> A9110903271 pcs. à € 22,50</p> <p>Couleur: anodisé naturel</p> <p>_____ pièce(s)</p> 	<p>Kit d'éclairage SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019 € 120,30</p> <p>composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB. Kit d'éclairage homologué StVZO</p> 
---	---	--

Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

<p>Appui de main sur les poignées</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601200 € 99,80</p> <p>rembourré, vissé, réglable en angle. Pas en combinaison avec d'autres poignées.</p> 	<p>Support de main tetra, pivotable, écartement réglable</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601101 € 164,50</p> 	<p>Support revers de la main tetra, pivotable, profondeur réglable</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601102 € 186,00</p> <p>Support très rigide, tube rond Ø 20 mm avec housse en caoutchouc. Pas en combinaison avec le repose-main Tetra pivotant</p> 
---	---	--

<p>Poignées tetra en demi-cercle</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100 € 167,40</p> 	
--	--

Service

<p>Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 € 344,20</p>	
--	--

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.