



WHEEL-E

bis 150 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung,
ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Anzeige-Display für Fahrtgeschwindigkeit, Unterstützungsstufe und Ladestandanzeige
- Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, regelbar über Fahrtsignalgeber rechts
- mit hydraulischem Scheibenbremssystem und zusätzlicher mechanischer Scheibenbremse mit Feststellfunktion
- Abstellständer mit Rangierrollen
- Lenker, befestigt am winkelverstellbaren Vorbau
- Sigma LED Akku-Beleuchtungsset mit Front- u. Rücklicht
- Klingel
- Antriebsrad 20" (ETRTO 406), Felge schwarz
- Antriebseinheit schwarz

„Der kraftvolle, leistungsstarke Antrieb für Anspruchsvolle“

Steigfähigkeit bis 15%

A9130100031-020

CHF 6.530,00

Standard Motor

55 Nm Drehmoment / Nennleistung 1000 W

Im Grundpreis enthalten

Fahrkomfortsteuerung mit stärkerem HT Motor

70 Nm Drehmoment / Nennleistung 1000 W

A9130100050 **CHF 545,90**

inkl. Bergabfahrtbremse in der Tempomatfunktion durch aktive Motorbremse. Einhandbedienung möglich. Gas geben und Bremsen mit dem Daumengas - Gashebel.

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Bremssystem

Feststellscheibenbremse, Bedienhebel am Lenker-Halterrohr montiert

A9130300106 CHF 172,20

Als Zugspreizer ausgeführt.
Nicht in Verbindung mit Doppelten Scheiben-Bremssystem

Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Bremsscheibe Ø 203 mm

A9130300105 CHF 216,80

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast und starkem Gefälle, Brems- Feststellfunktion über Arretierbügel



Akkus und Zubehör

Akku 48V 10,5Ah 504Wh

A9130900016

Reichweite: ca. 25 km - 45 km
Montage des Akkus rechts, Ausgleichsgewicht links montiert



Doppelakku 48V 10,5Ah 504Wh

A9130900017 CHF 1.664,50

Reichweite: ca. 50 km - 90 km
mit Wechselsteckverbindung über Magnetstecker an der Lenksäule positioniert inkl. 2. Ladegerät



4,3" LCD-Farb-Display mit USB Anschluss

A9130200030 CHF 248,30

Montage rechts an der Lenkerklemme (Ersetzt das 2,6" Standard Display)

Freischaltung max. Speed 15 km/h

A9130900101 CHF 154,90

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO

Freischaltung max. Speed 24 km/h

A9130900106 CHF 154,90

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO

Bereifung

20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101

(ETRTO 406-60)
Profireifen
Pannenschutzlevel 3,5



20x2,40" Schwalbe „Super Moto-X“

A9130105132 CHF 30,70

(ETRTO 406-62)
Pannenschutzlevel 6



20x4,0" Bereifung BFT

A9130105130 CHF 47,00


(ETRTO 406-100)
Profireifen, Fat Tire



Lenker

Lenksäule

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke



A9130600001
Lenksäulenlänge 220 mm

A9130600002
Lenksäulenlänge 280 mm

A9130600003
Lenksäulenlänge 340 mm

Zubehör

SKS Schutzblech

A9130500003
abnehmbar

CHF 105,00



Schutzblech MX Farbe: Orange

A9130500002
fest montiert

CHF 172,00



Schutzblech MX Farbe: Schwarz

A9130500004
fest montiert



Alu-Gepäckträger „cargo systems“

A9110903290

CHF 183,30

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der
Beladeplattform,
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen
bei niedrigerer Belastungshöhe.



Flaschenhalter inkl. Trinkflasche

A9130900001

CHF 25,50

an der Akkuhalteschiene links montiert
Nicht in Verbindung mit Doppelakku



LED Frontscheinwerfer

A9130900004

CHF 130,10

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über
den Akku des Antriebssystems. Rücklicht als
Stecklicht mit Batterie-Versorgung.
Beleuchtungsset entfällt.

Rückspiegel links

A9130900002

CHF 99,70

Rückspiegel rechts

A9130900003

CHF 99,70

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Drehgasgriff Triride

A9130200019

CHF 49,80

Anstelle des Daumengas - Gashebels
wird der Drehgasgriff verbaut.
Montage rechts am Lenker.



Gashilfe für WHEEL-E

A9130200017

CHF 20,50

Werkzeuglos klemmbar am Drehgasgriff des
WHEEL-E



Gasbetätigung Tetra

A9130400100

CHF 367,80

rechts



<p>Bremsbetätigung Tetra</p> <p><input type="checkbox"/> A9130400101 CHF 401,40</p> <p>Bremsbetätigungsseite links, mit Bremsbetätigung über Drehfunktion mit Handauflage</p> 	<p>Brustgurt zur Oberkörperfixierung</p> <p><input type="checkbox"/> Größe S (105 cm) CHF 255,00 A9000800016</p> <p><input type="checkbox"/> Größe M (125 cm) CHF 255,00 A9000800013</p> <p><input type="checkbox"/> Größe L (145 cm) CHF 255,00 A9000800014</p> <p><input type="checkbox"/> Größe XL (165 cm) CHF 255,00 A9000800017</p> <p>bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche. Farbe: Schwarz</p> 	<p>Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700004 CHF 111,00</p> <p>um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter</p> 
<p>Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung</p> <p>Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700005 CHF 78,90</p> <p>Gerade Ausführung nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700006 CHF 78,90</p> <p>Gebogene Ausführung nur in Verbindung mit Frontadapter</p> 	<p>Adaptionshilfe Zentrierzapfen</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700002 CHF 58,70</p> <p>um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern</p> 	<p>Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort</p> <p><input type="checkbox"/> A9110900004 CHF 62,70</p> <p>mit längerem Betätigungshebel</p>
Rahmenadapter		
<p>SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“</p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme Farbe: Schwarz</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700141 CHF 552,60</p> <p>Heavy Duty Ausführung</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700143 CHF 813,90</p> <p>bis zu einem max. Körpergewicht von 200 kg</p> 	<p>TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701300 CHF 590,90</p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltschloss Farbe: Schwarz</p> 	<p>BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701400 CHF 552,60</p> <p>mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen Farbe: Schwarz</p> 

Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 **CHF 629,50**
Adapterbefestigung am Rollstuhlrähmenvorbau

Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9199701510 **CHF 913,10**
Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg
Adapterbefestigung am Rollstuhlrähmenvorbau



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Anbausituation bei PA Produkten:
Rähmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rähmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.

Klemmhülse [80 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Klemmhülse [110 mm] **CHF 49,00**
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Klemmhülse [170 mm] **CHF 59,30**
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 **CHF 113,30**
rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

Für SPEEDY A1 / A2 **CHF 395,10**
A9110100100-002

Für BUDDY **CHF 395,10**
A9110100100-003

Für TRAVELER **CHF 395,10**
A9110100100-001

4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you **CHF 603,10**
A9110102001

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

Für SPEEDY F2 / F3 **CHF 782,30**
A9015100005

mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.

Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Vorsatzbremse

A9125500120 **CHF 162,90**

als Berganfahrhilfe mit Rückrollsicherung, kompatibel zur Montage in Kombination mit der Rollstuhl Kniehebelbremse.

Zur Kombination mit Radstandsverlängerung ist zusätzlich der Artikel „A9000700000 / A9000700173 Halteleisten Verstellbereich 295 mm“ erforderlich.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 **CHF 378,60**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV

A9990000011 **CHF 344,20**

Anbau des Handbikes / Zugerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000012 **CHF 223,30**

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000013 **CHF 356,20**

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

RECHTLICHER HINWEIS für das Zuggerät WHEEL-E

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h.

PRO ACTIV liefert das WHEEL-E mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des WHEEL-E in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h.

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h bestellt werden. Diese Geschwindigkeitsstufe kann über einen „Schlüsselschalter“ am Steuerungsgehäuse mit einem separaten, abziehbaren Schlüssel freigeschaltet werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass für die Nutzung des wheel-e in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe die landesspezifischen Bestimmungen für die Teilnahme am Straßenverkehr beachtet werden müssen.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass ich für das wheel-e mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h die landesspezifischen Bestimmungen zu beachten habe. Sofern ich das wheel-e mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15 km/h oder 24 km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)