



NJ1 Adaptivbike

Poids max. utilisateur 120 kg et 10 kg poids de charge

- Plaque pour l'adaptation rapide au bras de liaison „Quick-Snap”
- Poignées en forme de A avec changement de vitesses et frein
- Frein supplémentaire V-Brake avec dispositif d'arrêt
- Béquille
- Tube protection de chaîne
- Disque de protection de chaîne noir
- Garde-boue
- Porte-bouteille, bouteille incluse
- Kit d'éclairage Sigma avec unité de chargement batterie, phare avant et arrière

Date devis: _____

Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Adresse du magasin:

N° du client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

Adresse de facturation différente

N° du client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Adresse de livraison différente

N° du client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Coordonnées du client:

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Hauteur du torse: _____ cm

Poids: _____ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

Unité d'entraînement

Unité d'entraînement noire

- 20" (ETRTO 406) € 3.890,00
A9110100001-020
- 24" (ETRTO 507) € 3.890,00
A9110100001-024

Vitesse au moyeu avec frein à rétropédalage intégré

Shimano „Nexus“ Moyeu à 8 vitesses

- A9110200023
307% d'amplitude de transmission
Poignée tournante „Grip-Shift“
Démultiplication: couronne 32 dents,
Cassette 20 dents
(avec support de pédalier taille L 19 dents)



Dérailleur avec frein à disque

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire Dérailleur à 11 vitesses

- A9110200032
Dérailleur mécanique avec commande à la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42

Sélection de plateaux:

- 32 dents recommandé pour roue 24"
- 38 dents recommandé pour roue 20"
- 42 dents pour une fréquence de rotation plus réduite ou une conduite à plus grande vitesse



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire Dérailleur à 11 vitesses

- A9110200034 € 186,60
Dérailleur mécanique avec commande à la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42
Plateau supérieur avec protections de chaîne

Sélection de plateaux:

- 32 dents recommandé pour roue 24"
- 38 dents recommandé pour roue 20"
- 42 dents pour une fréquence de rotation plus réduite ou une conduite à plus grande vitesse

Shimano Deore XT 1x11 DI2 Commande par bouton-poussoir Dérailleur à 11 vitesses

- A9110200035 € 1.442,80
Dérailleur électronique avec commande à la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42

Sélection de plateaux:

- 32 dents recommandé pour roue 24"
- 38 dents recommandé pour roue 20"
- 42 dents pour une fréquence de rotation plus réduite ou une conduite à plus grande vitesse



Moyeu à vitesses intégrées avec frein à disque

Shimano „Alfine“ 11-vitesses, moyeux à vitesses intégrées

- A9100200026 € 574,80
Poignée pour changer les vitesses „Rapid Fire“
Transmission: Couronne dentée 32 dents,
Cassette 19 dents



Rohloff „Speedhub 500/14“ 14-vitesses, moyeux à vitesses intégrées

- A9100200027 € 1.454,50
Poignée pour changer les vitesses „Grip Shift“
Transmission: Couronne dentée 32 dents,
Cassette 16 dents



Accessoires de circuit

Mountaindrive 2,5 : 1 Assistance en pente pour moyeux à vitesses intégrées

A9100200003 € 774,20

Engrenage planétaire pour doubler le nombre de vitesses.

Toutes les vitesses (les vitesses intégrées dans le moyeu et de l'assistance en pente) peuvent être changées sans pédaler.

Standard avec plateau de 38 dents.

Uniquement en combinaison avec une largeur de poignée de 40, 45, 48 et 53 cm.




Freins

Frein de parking commande par levier

A9110300002 € 82,10

monté sur la fourche.

Option qui remplace la deuxième poignée de frein à gauche.



Freins de route - complément au frein de stationnement mécanique

A9117300120 € 112,70

Le frein à disque de stationnement est complété par une poignée de frein sur la poignée gauche. Ainsi, le frein à disque mécanique peut être utilisé comme frein de route et frein de stationnement.

Frein à disque efficace, disque de freinage Ø 203 mm

A9110300105 € 80,70

Recommandé pour poids d'utilisateur >80 kg non nécessaire en cas de sélection du frein à rétropédalage.
Pas en combinaison avec un dérailleur Rohloff.



Double système de freinage indépendant Ø 203 mm

A9110300100* € 337,00

V-Brake frein à disque inclus.

Frein de stationnement actionnable via l'écarteur.

Recommandé pour poids d'utilisateur > 100 kg.

Frein à disque à rétropédalage mécanique avec fonction de dégagement de la manivelle

A9110300004 € 716,90

Compatible avec dérailleur et moyeu à roue libre

En combinaison avec:

- Poignée de 45 cm, 50 cm, 53 cm ou 58 cm

- Pédalier longueur de manivelle 155 ou 175 mm jusqu'à 120 kg de poids corporel

Pas en combinaison avec Mountaindrive 2,5 : 1 Réduction en montagne

Pneus

20x1,75" Schwalbe „Marathon“

A9110105121
(ETRTO 406-47)
Pneu randonnée



Schwalbe „Marathon Plus“

20x1,75" (406-47)
A9130105128 € 27,90

24x1,75" (507-47)
A9110105135 € 27,90

increvable, avec bande anti-crevaison Smart Guard



Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Ecartement des manivelles Standard

- Ecartement 40 cm
A9110500100-040
- Ecartement 45 cm
A9110500100-045
- Ecartement 50 cm
A9110500100-050

Ecartement des manivelles Tetra (élargi à l'extérieur)

avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum pour le torse

- Ecartement 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Ecartement 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- Ecartement 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Longueur des manivelles Standard

- Longueur 155 mm
A9110600100-155
- Longueur 175 mm
A9110600100-175
- Longueur 195 mm
A9110600100-195



Longueur des manivelles Tetra

- Longueur 155 mm € 132,10
A9100600105-155
- Longueur 175 mm € 132,10
A9100600105-175
- Longueur individuelle
195 mm jusqu'à 140 mm € 251,20
A9100600100



Manivelles fixe

- L (X/Y 158/362 mm)
A9110501100-002
- XL (X/Y 158/410 mm) € 64,80
A9110501100-006
- XXL (X/Y 170/465 mm) € 64,80
A9110501100-007




Manivelles réglables

Réglable en longueur et en inclinaison.
Veuillez nous indiquer pour le pré réglage la hauteur de manivelles nécessaire pour réaliser la position appropriée

- M (300 mm) € 225,30
A9110500001-001
- L (370 mm) € 225,30
A9110500001-002
- XL (420 mm) € 225,30
A9110500001-003

Sans indication contraire, les manivelles réglables seront livrées en hauteur XL.
Disponible jusqu'à la hauteur XL.



Poignées

Appui de main sur les poignées

A9110601200 € 99,80

rembourré, vissé, réglable en angle
Pas en combinaison avec d'autres poignées.



Support de main tetra

A9110601101 € 164,50



Support revers de la main tetra pivotant et réglable en distance de préhension

A9110601102 € 186,00

Support du dos de la main très rigide, par tube rond ø 20 mm avec revêtement en caoutchouc
Pas en combinaison avec le support de main Tétra.



Poignée ergonomique Tetra

A9100600001 € 159,80

Poignée verticale,
combinaison possible avec Support de main Tetra pivotable.



Poignées tetra en demi-cercle

A9110601100 € 167,40



Accessoires Bike

Garde boue pour roue avant noir en alu

A9116500005 € 109,10

Seulement pour roue 20"

Garde boue et protection de chaîne, couleur personnalisée

A9116500010 € 241,40

Choix dans gamme coloris unicolor du fauteuil roulant

A9000100170- _ _ _

Couleur: _____

Seulement pour roue 20"

Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (compteur, éclairage, etc.)

A9110903271 pcs. á € 22,50

Couleur: anodisé naturel

_____ Pièces



Roulettes de manoeuvre pour béquille

A9110900017 € 118,50

Roulettes de manoeuvre montées sur la béquille



Poignée de manoeuvre montée sur le garde-chaîne

A9110500000 € 62,10

Recouverte par une mousse



Porte-bagages en alu „cargo systems“

A9110903290 € 183,30

Couleur: noir

Poids de charge max. 10 kg sur la plateforme de chargement.

Max. 15 kg en combinaison avec des sacs à bagages en cas de faible sollicitation.



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000
sans fil, avec support

€ 68,10

**SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer**

A9110900018
avec kit de fréquence de pédalage sans fil

€ 166,50

**Options pour les utilisateurs à fonctions limitées****Levier additionnel**

A9110700004 € 100,90

Pour faciliter l'ouverture et fermeture du clapet de serrage de l'adaptateur, sur barre sous-assise du fauteuil.

**Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap**


Facilite la fermeture et l'ouverture de l'adaptateur Quick Snap. Version tetra

A9110700005 € 71,70

Version droite
uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide

A9110700006 € 71,70

Version courbée
uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel.

**Aide pour simplifier le montage de l'adaptateur de cadre rigide au-dessous du siège**

A9110700002 € 53,40

**Béquille avec levier pour un plus grand confort d'utilisation**

A9110900004 € 57,00
avec un levier d'actionnement plus long.

Sangle pectorale pour le maintien de torse

Taille S (105 cm) A9000800016 € 231,80

Taille M (125 cm) A9000800013 € 231,80

Taille L (145 cm) A9000800014 € 231,80

Taille XL (165 cm) A9000800017 € 231,80

Sangles élastiques combiné avec du néoprène avec fermeture scratch et languette pour l'ouverture
Couleur: noir



Adaptateur

Bras de liaison de cadre rigide SPEEDY avec „adaptation Quick-Snap“

A9110700141 € 502,40

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



Bras de liaison de cadre pliant TRAVELER avec „adaptation Quick-Snap“

A9110701300 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur mécanisme de pliage
Couleur: noir



Bras de liaison de cadre rigide BUDDY avec „adaptation Quick-Snap“

A9110701400 € 502,40

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



Adaptateur universel avec pince universelle pour „adaptation Quick-Snap“

A9110701500 € 572,30

Fixation d'adaptateur sur le cadre avant du fauteuil roulant

Possibilité de montage sur des fauteuils de PRO ACTIV

Potences droites à partir de largeur d'assise SB 31 cm jusqu'à 54 cm

Potences en V à partir de largeur d'assise SB 30 cm jusqu'à 50 cm

ATTENTION :

Sans une indication exacte du diamètre des tubes des potences du fauteuil roulant, nous livrons des pinces pour un diamètre de 23-27 mm



Veillez faire votre choix dans la liste suivante:

A9110701525
Diamètre des tubes 23-27 mm

A9110701530
Diamètre des tubes 28-32 mm

A9110701535
Diamètre des tubes 33-37 mm

Douille de serrage [70mm]
Inclus en standard
Pour une distance étroite entre le repose-pied et la roue arrière.

Douille de serrage [110mm] A9199000117 € 44,50
Pour une distance moyenne entre le repose-pied et la roue arrière.

Douille de serrage [170mm] A9199000154 € 53,90
Pour une grande distance entre le repose-pied et la roue arrière.

Levier de serrage adaptateur universel

A9199701507 € 103,00

monté à droite et à gauche pour une utilisation facile en cas de fonction manuelle limitée
Uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel



Accessoires pour fauteuil roulant

Platine porte axe pour le déport des roues arrière

pour SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 359,20

pour BUDDY
A9110100100-003 € 359,20

pour TRAVELER
A9110100100-001 € 359,20

Carrossage 4° intégré, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard



Barre porte axes pour déport des roues, amovible en poussant le cordon, avec tube d'axe monobloc

pour SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you € 548,30
A9110102001

amovible, avec tube d'axe continu
continucarrossage 4°/6° intégré, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard



Barre porte axes pour déport des roues, amovible

pour SPEEDY F2 / F4
A9015100005 € 711,20

avec tube d'axe continu
réglage en hauteur par articulation à denture réglable par pas de 6° d'angle
déplacement de la position de la roue env. 14 cm

Carrossage 4° / 6° intégré, voie réglable
La possibilité de montage doit être vérifiée par PRO ACTIV.

Possible uniquement en combinaison avec une plaque de maintien de base.

Jusqu'à 120 kg de charge remorquée.



Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.