



**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Tel.:** \_\_\_\_\_

**Fax:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**ASP:** \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

**Name, Vorname:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Tel.:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**Geb.-Dat.:** \_\_\_\_\_

**Kostenträger:** \_\_\_\_\_

**Indikation:** \_\_\_\_\_

## FREAK Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Chassis Länge 102 cm, SB 35 cm
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzenterverschluss
- Antriebseinheit schwarz mit Antriebsrad 20"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel
- Sitzbespannung Body Contour

A9113000013

**CHF 4.640,00**

### Antriebsrad am Freak mit 26"

A9113000014

**CHF 258,60**

V-Brake Bremse wird ersetzt durch mechanische Scheibenbremse.

Nicht in Kombination mit der Nexus 8-Gang Nabe.

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023  
 matt A9000100170-123 **CHF 46,30**

### Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

### Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001  
 matt A9000100170-101 **CHF 46,30**

### Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003  
 matt A9000100170-019 **CHF 46,30**

### Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

### Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

### Fire Red

- glanz A9000100170-018  
 matt A9000100170-118 **CHF 46,30**

### Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037  
 matt A9000100170-137 **CHF 46,30**

### Sky Blue

- glanz A9000100170-017

### Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036  
 matt A9000100170-136 **CHF 46,30**

### Marine Blau

- glanz A9000100170-045  
 matt A9000100170-145 **CHF 46,30**

### Electric Green

- glanz A9000100170-015  
 matt A9000100170-115 **CHF 46,30**

### Lemon Green

- glanz A9000100170-005  
 matt A9000100170-105 **CHF 46,30**

### Violett

- glanz A9000100170-044

### Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046  
 matt A9000100170-146 **CHF 46,30**

### Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047  
 matt A9000100170-147 **CHF 46,30**

### Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052  
 matt A9000100170-152 **CHF 46,30**

### Athletic Grey

- glanz A9000100170-050  
 matt A9000100170-150 **CHF 46,30**

### Muddy Grey

- glanz A9000100170-051  
 matt A9000100170-151 **CHF 46,30**

### Peach RAL 3022

- glanz A9000100170-038  
 matt A9000100170-138 **CHF 46,30**

## Antrieb Neodrives

### e-assistant Ausführung mit Neodrives

- A9113200000 **CHF 3.155,40**

- Neodrives Z10 Motor
  - Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 W
  - Farbdisplay sMMi Z15 Connect
  - Schiebehilfe zur Fahrt ohne Tretunterstützung bis 6 km/h
  - Neodrives RR G2 Akku mit 14,25 Ah / 513 Wh
  - Reichweite ca. 40 - 70 km
- Nicht in Verbindung mit Nabenschaltungen!



## Nabenschaltung

Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung.

### Shimano „Nexus“

#### 8-Gang Nabenschaltung

- A9113000015  
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“  
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
 Kassette 20 Zähne  
 mit Rücktrittbremse  
 Shimano V-Brake Bremsgriff links

### Shimano „Alfine“

#### 11-Gang Nabenschaltung

- A9113200026 **CHF 809,40**  
 Schaltgriff „Rapid Fire“  
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
 Kassette 20 Zähne  
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT2) Bremsgriff rechts  
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links



## Kettenschaltung

### Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9113200034 **CHF 552,60**

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff

11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts  
und Shimano V-Brake Bremsgriff links  
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

#### Kettenblattauswahl:

32 Zähne

38 Zähne

### Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9113200035 **CHF 1.922,60**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff

11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts  
und Shimano V-Brake Bremsgriff links  
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

#### Kettenblattauswahl:

32 Zähne

38 Zähne



## Bremssystem

### Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

A9110300105 **CHF 88,80**

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht



## Abmessungen

### Kurbelart und Griffweite

#### Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

Griffweite 40 cm  
A9110500100-040

Griffweite 45 cm  
A9110500100-045

#### Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.  
Oberkörperfreiraum

Griffweite 48 cm (176 mm)  
A9110500100-048

#### Standard Tretkurbel

Länge 155 mm  
A9110600100-155

Länge 175 mm  
A9110600100-175



#### Tetra Tretkurbel

Länge 155 mm **CHF 145,30**  
A9100600105-155


Länge 175 mm **CHF 145,30**  
A9100600105-175



### Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

- S (X/Y 67/153 mm)  
A9100501100-003



### Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge

- S (180 mm)  
A9100500001-002 **CHF 247,80**
- M (240 mm)  
A9100500001-003 **CHF 247,80**

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



## Beinstütze

### Beinstütze geteilt

- A9100100008  
Adaption an der Gabel  
für kurze Beine  
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



### Fußanschlag für Beinstütze

- A9100100012 **CHF 97,40**



## Rückenausstattung

### Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht)

- A9113800002  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

### Rückenbespannung Body Contour

- A9113800010 **CHF 95,50**  
mit Rückenkissen 3 cm  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



## Sitzkissen

### Sitzkissen „Standard“

- A9113000190 **CHF 119,60**  
Für Chassis 102 cm  
SB: 35 cm  
Höhe: 4 cm  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



## Bereifung

### 20x1,1" Schwalbe „Durano“

A9113105001  
(ETRTO: 406-28)  
Rennrad-Reifen



### 20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

A9113105120 **CHF 75,90**  
(ETRTO: 406-47)  
unplattbar  
mit Pannenschutzeinlagen Smart Guard



## Zubehör

### Steck-Schutzblech

A9100502100 **CHF 62,00**



### Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

A9100800100 **CHF 232,90**  
mit Halterungsklemme 40 mm



### Nackenkstütze

A9100800150 **CHF 278,70**

höhenverstellbar  
winkelverstellbar



### Becken-Fixiergurt

A9100800200 **CHF 126,70**



### SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000 **CHF 74,90**  
kabellos, mit Halterung  
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



### SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

A9110900018 **CHF 183,20**  
mit Trittfrequenz-Set  
kabellos  
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



### Halierung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

A9110903271 **Stk. á CHF 24,80**

Farbe: Natur eloxiert

\_\_\_\_\_ Stück



### Beleuchtungsset SIGMA

A9120900019 **CHF 132,30**

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,  
über Micro USB Buchse aufladbar,  
inkl. Micro USB Ladekabel.  
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



## Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

### Handballenauflage am Handgriff

- A9110601200 **CHF 109,80**  
gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.  
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



### Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601101 **CHF 181,00**



### Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601102 **CHF 204,60**  
sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm  
mit Moosgummiüberzug  
Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze  
schwenkbar



### Tetra-Schalengriffe

- A9110601100 **CHF 184,10**



## Dienstleistungen

### Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 **CHF 378,60**

### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

- A9990000011 **CHF 344,20**

### Anmerkungen und Notizen:

### Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

### Unterschrift Endkunde / Fachhändler

- 6 - 2025-04-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  = im Grundpreis enthalten  = Position erforderlich  
Bestellblatt FREAK Kompaktbike Rev. 07 CH