



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

PRO ACTIV Kraftknotensysteme

Für die von PRO ACTIV geprüften und freigegebenen Rollstühle

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Bestellung des Kraftknotensystems zu folgendem Produkt:

Rollstuhlneubestellung


(siehe separat beigegefügtes Bestellblatt:

Kommission.: _____)


**Nachrüstung an einen vorhandenen
PRO ACTIV Rollstuhl**

- Typ: _____
- Produktnummer: _____
- Baujahr: _____
- Sitzbreite SB: _____
- Sitztiefe ST: _____
- Rückenhöhe RH: _____

Abmessung Beckengurt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge A	Länge B	Länge C
E8000900007 A9000900001	Beckengurt 1350 mm mit Schloss	660 - 1410 mm	360 mm	230 mm
E8000900009 A9000900007	Beckengurt 1670 mm mit Schloss	910 - 1730 mm	480 mm	360 mm



Variante	betreffende Modelle	Maß X
1	SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic / 4all	ca. 30 mm
2	TRAVELER 4all Ergo, SPEEDY 4all / 4all Ergo, SPEEDY 4teen	ca. 50 mm
3	SPEEDY 4you / 4you Ergo und TRAVELER 4you Ergo in der Ausführung hoher Rahmen	ca. 90 mm

Kraftknoten für Rollstuhl-Neubestellung

Kraftknotenanzbindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0950

€ 354,80

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

- SPEEDY A1 / A2 TRAVELER A9000900030-K
- BUDDY classic A9040900001
- BUDDY 4all A9047900001



Kraftknotenanzbindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse

Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo, 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0950

€ 371,20

zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

- A9000900020



Zubehör für Kraftknoten-Neubestellung (für alle Grundartikel - siehe oben)




Lagerblockzwischenplatte




mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors

Bitte beachten: Die Lenkspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite.

- Farbe: Schwarz A9000900008-001 € 176,50
- Farbe: Silber A9000900008-002 € 176,50



<p>Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900001 € 164,20</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Gurtfarbe: Rot</p>	<p>Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900007 € 164,20</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet. Gurtfarbe: Rot</p>	<p>Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900002 € 135,60</p> <p>und Umlenkung, Länge 3200 mm</p>
<p>Retraktoren für Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900003 € 520,90</p> <p>Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschleufe oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.</p> <p>Set bestehend aus: 2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad 2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad</p>	<p>Kopfstütze mit Segmentpolsterung</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900004 € 403,50</p> <p>3-teilig und Halterungsrohr ø 25 mm</p> 	<p>Kopfstützenhalterung ø 25 mm</p> <p>Für SPEEDY, BUDDY</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900005-K001 € 271,50</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Abnehmbar für TRAVELER</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900005-K002 € 271,50</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Schiebegriffende. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Bitte beachten: Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.</p> 
<p>Kopfstützenhalterung mit Vierkantaufnahme für Lagerungskopfstütze</p> <p><input type="checkbox"/> Rohrabmessung Halterungsrohr 15 x 15 mm € 281,40 A9000400850-001</p> <p><input type="checkbox"/> Rohrabmessung Halterungsrohr 12,7 x 12,7 mm € 281,40 A9000400850-002</p> <p>Montage am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. Ab SB 23 cm möglich. Nicht in Verbindung mit Zentralschiebegriff.</p>		
<p>Kraftknoten für Rollstuhl-Nachrüstung</p>		
<p>Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung Für Modelle: SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic</p> <p>Voraussetzung für Nachrüstung: Rollstuhllalter unter 3 Jahre Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist eine Nachrüstung nicht möglich.</p> <p>Am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse. Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors.</p> <p>Für die Nachrüstung des Rahmenanschweißteiles ist es notwendig folgende Arbeitsschritte bei uns im Hause durchzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontage des Rollstuhles - Entschichten des Rollstuhlrahmens - Anschweißen des Rahmenanschweißteils - Neubeschichten des Rollstuhlrahmens - Montage des Rollstuhles <p><input type="checkbox"/> R8000900004 € 1.002,30</p> 		

<p>Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo Am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse.</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900005 € 261,30</p> <p>Zur Aufnahme des Beckengurtes sowie des hinteren Retraktors. Ohne Montage.</p> 	<p>Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung Für Modell: BUDDY 4all mit Gurtöse.</p> <p><input type="checkbox"/> E8047900001 € 372,00</p> <p>zur Anbindung an den hinteren Retraktor und zur Verschraubung mit dem Beckengurt.</p> 	
Zubehör für Kraftknoten-Nachrüstung		
<p>Lagerblockzwischenplatte Bitte beachten: Die Lenkspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite. mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors und Befestigungsschrauben</p> <p><input type="checkbox"/> Farbe: Schwarz E8000900046-001 € 279,30</p> <p><input type="checkbox"/> Farbe: Silber E8000900046-002 € 279,30</p>		
<p>Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900007 € 245,70</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Gurtfarbe: Rot</p>	<p>Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900009 € 245,70</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet. Gurtfarbe: Rot</p>	<p>Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900003 € 212,00</p> <p>und Umlenkung, Länge 3200 mm</p>
<p>Retraktoren für Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900014 € 810,90</p> <p>Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschlaufe oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.</p> <p>Set bestehend aus: 2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad 2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad</p>	<p>Kopfstütze mit Segmentpolsterung</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900004 € 628,00</p> <p>3-teilig</p>	<p>Kopfstützenhalterung</p> <p>Für SPEEDY, BUDDY</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900006-K001 € 422,40</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Abnehmbar für TRAVELER</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900006-K002 € 422,40</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Schiebegriffende. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Bitte beachten: Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.</p>
<p>Montage gewähltes Zubehör Kraftknoten-anbindung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> R8000900003 € 272,30</p>		

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler