



## Wheel-e

Poids max. utilisateur 150 kg et 10 kg de charge,  
équipé avec:

- Plaque d'arrimage pour l'accrochage rapide sur l'adaptateur „Quick Snap“
- Écran pour indiquer la vitesse de conduite, le niveau d'assistance et le niveau de charge
- Bouton-poussoir et console pour une vitesse jusqu'au 6 km/h
- Frein hydraulique
- Béquille
- Guidon, monté sur la colonne de direction qui est réglable en inclinaison
- Kit d'éclairage Sigma avec unité de chargement batterie, phare avant et arrière
- Sonnette
- Roue motrice 20", jante noire

Date devis: \_\_\_\_\_

Date commande: \_\_\_\_\_  
selon les conditions générales de PRO ACTIV GmbH

### Cachet / adresse du magasin:

N° client: \_\_\_\_\_  
Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
CP/Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Interlocuteur: \_\_\_\_\_

Adresse de facturation différente: (voir ci-dessous)

N° client: \_\_\_\_\_  
Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
CP/Lieu: \_\_\_\_\_

Adresse de livraison différente: (voir ci-dessous)

N° client: \_\_\_\_\_  
Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
CP/Lieu: \_\_\_\_\_

### Nom du client / commission:

Nom: \_\_\_\_\_  
Rue: \_\_\_\_\_  
CP/Lieu: \_\_\_\_\_  
Tél.: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Date de naissance: \_\_\_\_\_

Indication: \_\_\_\_\_

### Mesures du corps

Taille: \_\_\_\_\_ cm  
Hauteur du corps supérieur: \_\_\_\_\_ cm  
Poids: \_\_\_\_\_ kg

## Entraînement

### Wheel-e 20"

Unité d'entraînement couleur ARGENT  
„Propulsion efficace pour une assistance permanente“

A9130100030-020 € 4.790,00  
20" (ETRTO 406)

6 km/h

Capacité d'escalade jusqu'à 15% de pente.  
(seulement en combinaison avec barre porte axes pour départ de roues)

Taille de la roue 20"

avec système de frein à disque hydraulique et frein à disque mécanique supplémentaire avec fonction de verrouillage



### Wheel-e 20"

Unité d'entraînement couleur NOIR  
„Propulsion efficace pour une assistance permanente“

A9130100031-020 € 4.790,00  
20" (ETRTO 406)

6 km/h

Capacité d'escalade jusqu'à 15% de pente.  
(seulement en combinaison avec barre porte axes pour départ de roues)

Taille de la roue 20"

avec système de frein à disque hydraulique et frein à disque mécanique supplémentaire avec fonction de verrouillage



## Système de freinage

Frein de parking commande par levier

A9130300106 € 115,00

Non compatible avec double système de freinage à disque

Double système de freinage efficace  
„Magura“ disque du frein Ø 203 mm

A9130300105 € 162,20

Recommandé à partir d'un poids de 80 kg



## Batteries et accessoires

Batterie 48V, 10,5Ah, 504Wh

Autonomie: env. 25-45 km

A9130900016

Montage à droite sur la fourche, Contrepoids inclu monté à gauche



Double batterie 48V, 10,5Ah, 504Wh

Autonomie: env. 50-90 km

A9130900017 € 1.260,00

Dispositif d'enfichage monté sur la fourche pour un passage facile d'une batterie à l'autre, deuxième chargeur inclu



Console pour utilisation max. vitesse 15 km/h

A9130900101 € 112,30

Utilisez uniquement sur une propriété privée!

Console pour utilisation max. vitesse 24 km/h

A9130900106 € 112,30

Utilisez uniquement sur une propriété privée!

### Ensemble d'équipements techniques pour l'obtention de la licence d'exploitation individuelle

A9130900000 € 452,00

pour fauteuil roulant électrique à 15 km / h, vitesse maximale permise:  
- Projecteur à LED fourni par la batterie (A9130900004)  
- Rétroviseur Arrière Gauche (A9130900002)  
- Écran DS3 à 15 km / h (A9130900100)  
- Corne  
- Support d'éclairage pour fauteuil roulant à fixer à la barre arrière avec support de plaque d'immatriculation, panneau de marqueur arrière conforme à ECE-R69 et 2 feux arrière, y compris réflecteur avec alimentation par batterie. Raccordement commodo des feux arrière via un connecteur magnétique sur l'unité de commande. (Affichage 6 km / h omis!)

Veillez respecter la NOTE JURIDIQUE de la page 8!



### Acceptation technique du véhicule selon StVZO individuelle

A9125900003 € 279,00

pour fauteuil roulant électrique à 15 km / h comprend:  
- Console max. Vitesse 15 km / h  
- Frais d'acceptation TÜV  
- Frais d'inscription RP Tübingen  
- Création des documents du véhicule

Kit d'équipement pour StVZO N ° d'art. A9130900000 requis.

L'acceptation du véhicule est uniquement possible avec un fauteuil roulant PRO ACTIV.

Veillez respecter la NOTE JURIDIQUE de la page 8 !



### Pneus

#### Schwalbe „Jumpin´Jack“

A9130105131  
20x2,25" (406-57)



#### Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101 € 23,80  
20x2,35" (406-60)



#### Schwalbe „Super Moto-X“

A9130105132 € 23,80  
20x2,40" (406-62)



#### Pneus BFT

A9130105130 € 34,60  
20x4,0" (406-100)



### Guidon


#### Colonne

réglable en inclinaison avec bloc gradué pivotant  
monté sur la fourche

A9130600001  
Longueur de la colonne 220 mm

A9130600002  
Longueur de la colonne 280 mm

A9130600003  
Longueur de la colonne 340mm



## Accessoires

### Garde boue roue avant SKS

- A9130500003 € 82,20  
amovible



### Garde boue MX

- A9130500002 € 134,20  
non-amovible  
couleur: orange



### Garde boue MX

- A9130500004 € 134,20  
non-amovible  
couleur: noir



### Roulettes de manœuvre pour béquille

- A9110900017 € 96,20  
montées sur la béquille via clip



### Porte-bagages en alu „cargo systems“

- A9110903290 € 80,20  
couleur: noir  
Poids de charge max. 10 kg sur la plateforme de chargement.  
Max. 15 kg en combinaison avec des sacs pour une faible hauteur de la charge



### Porte-bouteille avec gourde

- A9130900001 € 18,70  
monté à gauche sur le support qui sert normalement pour la fixation de la batterie  
Non-compatible avec 2 batteries.



### Rétroviseur à gauche

- A9130900002 € 77,20

### Rétroviseur à droite

- A9130900003 € 77,20

## Option / Aides aux utilisateurs

### Commande de frein Tetra

- A9125300004 € 311,00  
commande en appuyant la main sur une tôle, montée à gauche



### Commande gaz version Tétrà à droite

- A9125300006 € 311,00  
À droite



### Sangle pectorale pour maintenir le torse

- Taille S (105 cm) A9000800016 € 221,50  
 Taille M (125 cm) A9000800013 € 221,50  
 Taille L (145 cm) A9000800014 € 221,50  
 Taille XL (165 cm) A9000800017 € 221,50  
matière élastique et néoprène avec velcro



### Levier additionnel

- A9110700004 € 82,00  
pour simplifier l'ouverture et fermeture de la pince de l'adaptateur sur cadre rigide, barre audessous du siège



### Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap

- A9110700005 € 58,10  
Facilite la fermeture et l'ouverture de l'adaptateur Quick Snap. Version Tétrà



### Aide pour simplifier la mise en place de l'adaptateur

- A9110700002 € 43,40  
de cadre rigide au-dessous du siège



## Adaptateur

### Bras de liaison de cadre rigide SPEEDY avec adaptation „Quick-Snap“

A9110700141 € 407,90  
couleur: noir



### Bras de liaison pour cadre pliant TRAVELER avec adaptation „Quick-Snap“

A9110701300 € 436,00  
couleur: noir



### Bras de liaison de cadre rigide BUDDY avec adaptation „Quick-Snap“

A9110701400 € 407,90  
couleur: noir



### Adaptateur universel avec pince universelle pour adaptation „Quick-Snap“

A9110701500 € 464,70

Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil roulant  
Possibilité de montage sur fauteuils Pro Activ  
Potences droites à partir de largeur d'assise SB 31 cm jusqu'à 54 cm  
Potences en V à partir de largeur d'assise SB 30 cm jusqu'à 50 cm

### Adaptateur universel Heavy Duty > 120 kg - 200 kg avec pince universelle pour adaptation „Quick-Snap“

A9199701510 € 596,20

Adapteur avec connexion tête de direction renforcée pour le poids de l'utilisateur > 120 kg - 200 kg  
Fixation de l'adaptateur à l'avant du cadre

Possibilité de montage fauteuils de Pro Activ  
Potences droites à partir de largeur d'assise SB 31 cm jusqu'à 54 cm  
Potences en V à partir de largeur d'assise SB 30 cm jusqu'à 50 cm



**Veillez faire un choix ci-dessous :**

A9110701525  
diamètre du tube 23-27 mm

A9110701530  
diamètre du tube 28-32 mm

A9110701535  
diamètre du tube 33-37 mm

VEUILLEZ NOTER:

Sans information exacte sur le diamètre du tube, un adaptateur avec pince diamètre de 23-27 mm sera fourni!

## Accessoires pour fauteuil

### Plaque porte axe pour le déport de roues arrière

Pour Speedy A1/A2 A9110100100-002 € 291,70

Pour Buddy A9110100100-003 € 291,70

Pour Traveler A9110100100-001 € 291,70


Carrossage 4° intégré, Carrossage intégré 4° / 6°, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard



### Barre porte axes pour déport de roues, amovible en poussant le cordon, avec axe tube monobloc

Pour Speedy 4all / 4teen / 4you / Traveler 4you A9110102001 € 445,10

Carrossage intégré 4° / 6°, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard



### Barre porte axes pour déport de roues, amovible via „Quick-Pins“

Pour Speedy F2 A9015101000 € 445,10

Pour Speedy F4 A9110101000 € 445,10

Carrossage intégré 4° / 6°, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard

Possibilité du montage sur F2/F4 doit être vérifiée par Pro Activ !



### Frein avec blocage pour éviter le recul

A9125500120      € 120,20

Aide au démarrage en côte pour éviter tout recul.

Compatible pour montage avec frein à pousser standard.

Attention: Pour l'utilisation avec barre pour déport de roues, le montage des rails en longueur de 295mm référence 9000700000 devient nécessaire.



### AVERTISSEMENT JURIDIQUE pour le dispositif de traction Wheel-e

#### Equipement du wheel-e avec une console pour une vitesse maximale de 6 km/h

Les réglages usine du wheel-e Pro Activ sont fait pour un système de propulsion électrique, qui supporte une vitesse maximum de 6 km/h.

#### Consoles pour une vitesse maximum de 15 km/h ou 24 km/h en option

Des consoles pour une vitesse maximum de 15 km/h ou 24 km/h sont disponibles en option. PRO ACTIV attire votre attention sur le fait, que pour l'utilisation des consoles 15 km/h et 24 km/h, il est nécessaire de respecter les lois spécifiques en vigueur dans votre pays.

Veuillez confirmer à la commande par votre signature, que vous avez bien pris connaissance de ce fait

### Remarques ou notes additionnelles:

Par la présente, je confirme les données indiquées ci-dessus

\_\_\_\_\_  
Lieu, date

\_\_\_\_\_  
Signature (utilisateur)

\_\_\_\_\_  
Lieu, date

\_\_\_\_\_  
Signature (revendeur)