



FOXX K1 Offroad compatto

Approvato fino a 120 kg di carico utile

Attrezzatura di base

- Ruote anteriori da 24" (507-30) pronte per il tubless
- Ruote posteriori da 27,5" (587-35) pronte per il tubless
- Sospensione completa con escursione di 100 mm all'anteriore e 140 mm al posteriore
- Manopole ad A con comandi integrati per cambio e freno
- Impianto frenante a disco idraulico anteriore e posteriore
- Angolo e distanza dello schienale regolabili
- Posizione del movimento centrale regolabile
- Parafango per la ruota posteriore
- Protezione antincastro
- Set di illuminazione della batteria

A9105100000

€ 16.975,00

☐ Preventivo di spesa, Data: _____

Numero di richiesta: _____

☐ Ordine, Data: _____

Secondo Impostazione Aziendale AGB PRO ACTIV GmbH

Numero d'ordine: _____

Negozio di forniture mediche / Indirizzo dell'azienda:

N.Cliente: _____

Nome: _____

Strada: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Referente: _____

☐ Indirizzo di fatturazione diverso (vedi sotto)

N.Cliente: _____

Nome: _____

Strada: _____

CAP / Città: _____

☐ Indirizzo di spedizione diverso (vedi sotto)

N.Cliente: _____

Nome: _____

Strada: _____

CAP / Città: _____

Nome del cliente / Commissione:

ID- / Com. n: _____

Nome: _____

Strada: _____

CAP / Città: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Data Nascita: _____

Dimensioni della carrozzeria

Dimensioni del corpo: _____ cm

Altezza del corpo superiore: _____ cm

Peso: _____ kg

Indicazione: _____

Informazioni necessarie per l'elaborazione della transazione.

Sistema di trasmissione Bafang

Gli intervalli specificati dipendono dal profilo del percorso, dal peso e dalla velocità dell'utente.

Motore Bafang M560

Massima potenza per tutte le avventure fuoristrada

☒ A9105100010
500W, coppia 130Nm,
assistenza fino a 25 km/h,
assistenza all'avviamento fino a 15 km/h



Batteria Bafang 48V 696Wh

Portata: circa 50 km - 75 km

☒ A9105900100
Batteria montata nel telaio principale sotto la piastra della sella



Doppia batteria Bafang 48V 696Wh

Portata: circa 100 km - 150 km

☐ A9105900105 **€ 855,00**
Batterie montate nel telaio principale sotto la piastra della sella.
Collegamento a innesto intercambiabile montato sulla piastra del sedile per facilitare la commutazione tra le batterie.



Sistema di trasmissione Shimano

Gli intervalli specificati dipendono dal profilo del percorso, dal peso e dalla velocità dell'utente.

Motore Shimano EP6 Cargo

Sistema di trasmissione per l'uso su strada e fuoristrada

☐ A9105100020 **€ 325,00**
250W, 85Nm di coppia,
assistenza fino a 25 km/h,
aiuto all'avviamento fino a 6 km/h
sistema Pedelec con omologazione stradale



Batteria Shimano 36V 630Wh

Portata: circa 45 km - 70 km

☐ A9105900110 **€ 610,40**
Batteria montata nel telaio principale sotto la piastra della sella



Doppia batteria Shimano 36V 630Wh

Portata: circa 90 km - 140 km

☐ A9105900115 **€ 1.405,30**
Batterie montate nel telaio principale sotto la piastra della sella.
Collegamento a innesto intercambiabile montato sulla piastra del sedile per facilitare la commutazione tra le batterie.



Colore delle parti aggiuntive

Se non specificato, il poggiamambe, il parafrangente posteriore e il disco paracatena sono forniti in nero UDS.

Poggiamambe, parafrangente posteriore e disco paracatena UDS nero

☒ A9105100170-001

Poggiamambe, parafrangente posteriore e disco paracatena Arancio puro RAL 2004 lucido

☒ A9105100170-002

Poggiamambe, parafrangente posteriore e disco paracatena Selezione individuale dei colori

☐ A9105100170-003 **€ 219,00**
dalla tavolozza dei colori Design monocolor
Colori in polvere Sedia a rotelle

A9000100170- ____ _

Colore: _____

Ingranaggi del deragliatore

Shimano Cues U8000 Cambio a 11 velocità

☒ A9105200010
con tecnologia Linkglide
Cassetta 11-50 Z



Sram GX-Eagle AXS Cambio a 12 velocità

☐ A9105200011 **€ 767,50**
Radiocomando elettrico
Cassetta 11-50 Z



Mozzo del cambio

Mozzo Rohloff a 14 velocità con funzionamento elettrico

☐ A9105200020 € 1.987,50

viene fornito tramite il sistema Bafang.



Telaio

Telaio standard

☐ A9105400010

Fox Float DPS Performance anteriore e Manitou Mara Inline posteriore con tre modalità ciascuno (Open, Medium, Firm)
Rebound e compressione regolabili

Telaio offroad di alta qualità

☐ A9105400020 € 840,00

Fox Float DPS Factory anteriore e Manitou Mara Pro posteriore con tre modalità ciascuno (Open, Medium, Firm)
Regolazione dell'estensione e della compressione
Regolazione della compressione ad alta e bassa velocità

Dimensioni

Tipo di pedivella e larghezza dell'impugnatura

Manovella standard

☐ Larghezza della presa 40 cm
A9117500100-040

☐ Larghezza della presa 45 cm
A9117500100-045

☐ Larghezza della presa 50 cm
A9117500100-050

Manovella a pedale Tetra (in esposizione)

con pedivelle svasate per il massimo spazio per la parte superiore del corpo

☐ Larghezza della presa 48 cm
A9117500100-048

☐ Larghezza della presa 53 cm
A9117500100-053

☐ Larghezza della presa 58 cm
A9117500100-058

Manovella standard

☐ Lunghezza 155 mm
A9110600100-155

☐ Lunghezza 175 mm
A9110600100-175

☐ Lunghezza 195 mm
A9110600100-195



Manovella a pedale Tetra

☐ Lunghezza 155 mm
A9100600105-155 € 132,10

☐ Lunghezza 175 mm
A9100600105-175 € 132,10

☐ Lunghezza individuale
140 mm a 195 mm € 251,20
A9100600100



Supporto del movimento centrale regolabile

Regolabile in angolazione tramite il punto di rotazione sul ponte della forcella e in lunghezza.

Per la preimpostazione, inserire la misura del movimento centrale che più si avvicina alla posizione desiderata da.

☐ S (180 mm)
A9105500010-01

☐ M (240 mm)
A9105500010-02

Nota bene: Se non specificato, il supporto del movimento centrale regolabile viene consegnato in S.



Opzioni della maniglia

Appoggio per il palmo della mano sull'impugnatura

☐ A9110601200 € 99,80

Imbottito, avvitato, regolabile ad angolo.
Non abbinabile ad altre impugnature.



Il poggiamano Tetra può essere ruotato e la larghezza dell'impugnatura può essere regolata.

☐ A9110601101 € 164,50



Lo schienale Tetra può essere ruotato e la larghezza dell'impugnatura può essere regolata.

☐ A9110601102 € 186,00

Supporto esterno molto rigido come tubo tondo Ø 20 mm con rivestimento in gomma spugna



Fissazione della parte superiore del corpo

Fascia toracica per il fissaggio della parte superiore del corpo

☐ Dimensione S (105 cm) € 231,80
A9000800016

☐ Dimensione M (125 cm) € 231,80
A9000800013

☐ Dimensione L (145 cm) € 231,80
A9000800014

costituito da una cintura in materiale elasticizzato in combinazione con neoprene con chiusura a velcro e cinghia di comando.
Colore: nero



Fissazione della coscia Pelvi.Loc


☐ A9105800000 € 330,00



Pneumatici

Pneumatici offroad

☒ A9105105110
Anteriore: Smart Sam 24 x 2,1"
Posteriore: Magic Marry 27,5 x 2,6" Ultra Soft



Pneumatici da trekking

☐ A9105105100 € 46,80
Anteriore: Marathon Plus 24 x 1,75"
Posteriore: Johnny Watts 27,5 x 2,6"



Tublesskit con inserto per ruota posteriore

☐ A9105105120 € 78,40

Accessori

Illuminazione anteriore e posteriore

☐ A9105900000 € 219,00
incl. riflettori per StVZO



Considerazioni e note:

Posizione, data

Il campo della firma è destinato al consulente e alla persona assicurata. In questo modo si conferma che l'attrezzatura proposta è concordata con la persona assicurata.

Firma del cliente finale/rivenditore specializzato

AVVISO LEGALE - FOXX handbike fuoristrada con sistema di trasmissione SHIMANO o BAFANG

PRO ACTIV offre la handbike fuoristrada FOXX con una scelta di due diversi sistemi di trasmissione. Le opzioni di utilizzo variano a seconda dell'equipaggiamento e delle normative vigenti.

Sistema di trazione SHIMANO (sistema Pedelec secondo EN 15194)

Il FOXX con sistema di trazione SHIMANO soddisfa i requisiti di un Pedelec secondo la norma UE EN 15194. Con questo equipaggiamento, il veicolo è autorizzato a circolare su strade e sentieri pubblici in Germania senza bisogno di un permesso di esercizio o di una targa assicurativa. Questo vale anche per l'utilizzo su piste ciclabili.

Sistema di trazione BAFANG (sistema offroad più potente)

Il FOXX con sistema di trazione BAFANG M560 ha una potenza del motore di 500 W e una coppia di 130 Nm. PRO ACTIV ricorda espressamente che il FOXX con sistema di trazione BAFANG non può essere utilizzato su strade pubbliche o su sentieri pubblici, piazze o piste ciclabili in Germania senza una licenza di esercizio individuale e senza una targa assicurativa. In questo caso, l'utilizzo è consentito solo su proprietà private e su terreni fuoristrada (ad esempio, su sentieri non pubblici o bike park). L'utilizzo in aree pubbliche senza una licenza di esercizio valida costituisce una violazione della legge sull'assicurazione obbligatoria (§ 1 PflVG) e può essere perseguito ai sensi del § 6 Par. 1 PflVG.

Si prega inoltre di notare:

Se si utilizza il FOXX con unità BAFANG al di fuori della Germania, è responsabilità dell'utente informarsi preventivamente sui requisiti legali e sulle norme di circolazione applicabili nel rispettivo Paese.

Conferma del riconoscimento

Con la mia firma confermo di aver letto, compreso e preso atto delle informazioni sopra riportate. Mi impegno a utilizzare il FOXX con sistema di trazione BAFANG in Germania solo con una licenza d'uso valida su strade pubbliche o, senza licenza d'uso, solo su terreni privati o fuoristrada.

In caso di utilizzo in altri paesi, mi informerò sotto la mia responsabilità sui requisiti legali applicabili e li rispetterò.

Nome del cliente in stampatello

Luogo, data

Firma (cliente finale)