

## Individuelle Kundenanfertigung - Modell „TRAVELER“

### Rahmenausführung

#### Rahmenausführung Heavy Duty T1-4 bis 150 kg Körpergewicht

A9030100300-K **CHF 615,80**

- Verstärkte Antriebsradplatte 2-Schlitz, 12 mm dick
  - Rückenrohrverstärkungsinlett am Seitenblechanschraubgewinde
  - Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
  - Schiebegriffe in Edelstahlausführung
  - Seitenblech Aluminium 3 mm
  - Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehende, verstärkte Ausführung
  - Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl
- Hinweis:  
Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel "Heavy Duty" auswählen

#### Heavy Duty Verstärkungsmaßnahmen an Rahmen und Anbaukomponenten für Zuladung 150 kg - 180 kg

A9030100301-K **CHF 182,10**

- Rahmeninnenrohr im Sitzrohr
- Rahmenknotenbleche im Bereich der Faltarmbefestigung

Wird zusätzlich zu A9030100300-K benötigt.

### Rahmen

#### Rahmenvorbau abduziert

A9030100071 **CHF 1.848,00**

- Rahmenvorbau nach Kundenvorgaben
- Rahmenvorbau abduziert, Sonderrahmenlänge
- Abduktion: 2,5 cm / Seite
- Rahmenlänge bis Rahmenbogen: \_\_\_\_ cm

Die Abfaltfunktion der Rückenlehne ist ggf. eingeschränkt.

#### Individuelle Kundenanfertigung Rahmenlänge


A9030100070 **CHF 527,00**

- Rahmenlänge bis Rahmenbogen \_\_\_\_ cm (für ST \_\_\_\_ cm)

#### Individuelle Kundenanfertigung Rahmenhöhe

A9030100072 **CHF 3.410,00**

- Rahmengeometrie in hoher Ausführung: Rahmenhöhe + 6 cm (nicht variabel)



### Individuelle Sitzbreite

#### Sitzbreite 54 cm

A9030100061-054 **CHF 2.390,90**

#### Sitzbreite 56 cm

A9030100061-056 **CHF 2.390,90**

### Kniewinkel

#### Kundenanfertigung Kniewinkel

A9000100050-003 **CHF 559,90**

90°  100°  110°  115°

### Radplatte

#### Kippunktfixierung Radplatte

A9000200006 **CHF 171,60**

- bestehend aus
- Nutenstein Kippunktfixierung
- Halteplatte Kippunktfixierung
- inklusive Befestigungsmaterial

### Zusätzliche Anforderungen