



## HUSK-E Adaptivbike

**Komfortable Ausführung mit Neodrives System bis 120 kg Anhängelast**

- Für Fahrer mit geringer Muskelkraft und stärkerer Einschränkung sowie für alle, die einen komfortablen Antrieb mit hoher Kraftunterstützung benötigen
- Für hügeliges Gelände ohne lange Anstiege
- Mit Pinion- oder Kettenschaltung
- Scheibenbremse Ø 180 mm mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich

### Grundausrüstung

- Neodrives Nabenmotor Z15 | 250 W | 40 Nm
- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Hydraulische Scheibenbremse
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer mit längerem Bedienhebel
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad
- Farbdisplay sMMi Z15 Connect

A9117100040-020

**CHF 8.160,00**

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_  
**Beratung erfolgte durch**  
**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_  
**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_  
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

**Kd.-Nr.:**\* \_\_\_\_\_  
**Name:**\* \_\_\_\_\_  
**Straße:**\* \_\_\_\_\_  
**PLZ / Ort:**\* \_\_\_\_\_  
**Tel.:**\* \_\_\_\_\_  
**Fax:** \_\_\_\_\_  
**E-Mail:**\* \_\_\_\_\_  
**ASP:** \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_  
**Name:** \_\_\_\_\_  
**Straße:** \_\_\_\_\_  
**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_  
**Name:** \_\_\_\_\_  
**Straße:** \_\_\_\_\_  
**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

**Name:**\* \_\_\_\_\_  
**Straße:**\* \_\_\_\_\_  
**PLZ / Ort:**\* \_\_\_\_\_  
**Tel.:**\* \_\_\_\_\_  
**E-Mail:** \_\_\_\_\_  
**Geb.-Dat.:** \_\_\_\_\_  
**Kostenträger:** \_\_\_\_\_  
**Indikation:** \_\_\_\_\_

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm  
Oberkörperhöhe: \_\_\_\_\_ cm  
Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

## Übersetzung

### Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

A9117200050  
für eine höhere Endgeschwindigkeit

### Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

A9117200051  
für ein sehr leichtes Ansprechverhalten

## Kettenschaltung

### Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200029  
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung  
am Handgriff.  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %  
Schaltungstaster am rechten Handgriff  
montiert.



### Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200019 **CHF 251,00**  
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung  
am Handgriff.  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %  
Schaltungstaster am rechten Handgriff  
montiert.



### Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200028 **CHF 1.476,00**  
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung  
am Handgriff über einen Taster.  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %

Montage Schaltungstaster:


Rechts  Links

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Taster  
auf der rechten Seite ausgeliefert.



### Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200027 **CHF 1.620,00**  
elektronische Kettenschaltung mit  
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %



## Pinion-Schaltung

### Pinion C1.6 Getriebebeschaltung

A9117200010 **CHF 1.382,76**  
mit 6 Gängen  
Übersetzungsbandbreite von 295 %  
Bedienung am Handgriff über einen  
Drehschalter.

Montage: Rechts  Links

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Montage  
rechts.



**C1.6**

### Pinion C1.9 XR Getriebebeschaltung

A9117200011 **CHF 1.543,42**  
mit 9 Gängen  
Übersetzungsbandbreite von 568 %  
Bedienung am Handgriff über einen  
Drehschalter.

Montage: Rechts  Links

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Montage  
rechts.



**C1.9<sup>XR</sup>**

## Bremssystem

### Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem „Magura“

A9117300100 **CHF 192,00**

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel  
Feststellbremse über Arretierbügel am  
Handgriff  
Mechanische Feststell-Scheibenbremse  
entfällt.

### Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischockfunktion

A9117300110 **CHF 776,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und  
Freilaufschaltmechanik.  
Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als  
Feststellbremse ausgeführt.  
Die hydraulische Scheibenbremse entfällt.  
In Verbindung mit:  
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm  
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm  
bis 120 kg Körpergewicht



### Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse

A9117300120 **CHF 132,60**

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem  
Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit  
kann die mechanische Scheibenbremse als  
Fahrbremse und Feststellbremse genutzt  
werden.

## Akkus und Zubehör

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

### Akku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite: ca. 45-75 km

A9117900140  
Montage links an der Gabel



### Doppelakku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite: ca. 90-150 km

A9117900145 **CHF 1.542,60**

Montage beidseitig an der Gabel,  
Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert  
zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.  
Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme  
des Akkus.  
Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit  
Rechtsbedienung.



## Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

### Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt

A9117500004

### Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz

A9117500006



### Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz

A9117500007



### Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Individuelle Farbauswahl

A9117500010 **CHF 172,00**

aus Farbpalette Einfarbdesign  
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170-\_\_\_\_

Farbe: \_\_\_\_\_

## Bereifung

### 20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101  
(ETRTO 406-60)  
Profilreifen  
Pannenschutzlevel 3,5



### 20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

A9117105102 **CHF 32,70**  
(ETRTO 406-55)  
Profilreifen  
Pannenschutzlevel 6



## Abmessungen

### Kurbelart und Griffweite

#### Standard Tretkurbel

- Griffweite 40 cm  
A9117500100-040
- Griffweite 45 cm  
A9117500100-045
- Griffweite 50 cm  
A9117500100-050

#### Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm  
A9117500100-048
- Griffweite 53 cm  
A9117500100-053
- Griffweite 58 cm  
A9117500100-058

#### Tretlagerstütze

maximale Länge vom Drehpunkt in der Gabel bis zur Tretlagerwelle

- Länge 520 mm (kurz)  
mittels gekürzten Halterohren **CHF 177,20**  
A9117500001  
Empfehlung: bis ca. 165 cm Körpergröße
- Länge 570 mm (Standard)  
A9117500008  
Empfehlung: von ca. 165 cm bis 185 cm Körpergröße
- Länge 620 mm (lang)  
mittels längerer Tretlagerdistanz **CHF 214,10**  
A9117500003  
Empfehlung: ab ca. 185 cm Körpergröße

#### Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm  
A9110600100-155
- Länge 175 mm  
A9110600100-175
- Länge 195 mm  
A9110600100-195



#### Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm **CHF 153,10**  
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 153,10**  
A9100600105-175
- Länge individuell  
140 mm bis 195 mm **CHF 280,30**  
A9100600100



## Handgriffe

#### Handballenauflage am Handgriff

A9110601200 **CHF 61,00**  
gepolstert, verschraubt, winkleinstellbar



#### Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 **CHF 191,50**



#### Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar


A9110601102 **CHF 218,00**  
sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug



### Tetra-Ergogriff freistehend

A9100600001 **CHF 169,00**

Kurbelgriffe vertikal angeordnet  
kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar



### Tetra-Schalengriffe

A9110601100 **CHF 187,00**



## Zubehör Bike

### Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 **CHF 132,20**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer  
montiert



### LED Beleuchtung Neodrives System

A9117900205 **CHF 167,00**

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über  
den Akku des Antriebssystems  
Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung  
Beleuchtungsset aus der Grundausstattung  
entfällt



### Gepäckträger abnehmbar

A9117900210 **CHF 338,00**

Farbe: Schwarz  
Max. Belastungsgewicht 10 kg

### Kettenspanner

A9117200034 **CHF 42,00**

Wird zusätzlich zum Gepäckträger benötigt,  
falls eine Nabenschaltung oder das Pinion  
Getriebe gewählt wurde.



### Bediensatellit am Handgriff montiert

Montage: Rechts  Links

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Montage  
links.

mit vorhandener Stützleitung (an einer  
Bremsleitung entlang gelegt)

A9116200000 **CHF 91,50**

ohne vorhandener Stützleitung (es wird  
eine zusätzliche Blindleitung benötigt)

A9116200001 **CHF 136,50**

## Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

### Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der  
Schnellspannklammer zu erleichtern.  
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.



### Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu  
erleichtern



### Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

A9110700006 **CHF 79,00**

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des  
Quick Snap Adapters  
Ausführung Tetra, gebogen



### Brustgurt zur Oberkörperfixierung

- Größe S (105 cm) **CHF 305,00**  
A9000800016
- Größe M (125 cm) **CHF 305,00**  
A9000800013
- Größe L (145 cm) **CHF 305,00**  
A9000800014
- Größe XL (165 cm) **CHF 305,00**  
A9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



### Rahmenadapter

#### SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110700142 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme  
Farbe: Schwarz



#### TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701302 **CHF 599,20**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus  
Farbe: Schwarz



#### BUDDY Starrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701401 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen  
Farbe: Schwarz



#### Rollstuhl-Frontadapter Rechtsbedienung mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701502 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrähmenvorbau  
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:  
Rähmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm  
Rähmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

#### BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

- A9110701525  
Frontadapter Rahmenklemmung für Rohrdurchmesser 23-27 mm
- A9110701530  
Frontadapter Rahmenklemmung für Rohrdurchmesser 28-32 mm
- A9110701535  
Frontadapter Rahmenklemmung für Rohrdurchmesser 33-37 mm

- Klemmhülse [70mm]  
Im Standard enthalten  
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad
- Klemmhülse [110mm] **CHF 52,30**  
A9199000117  
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad
- Klemmhülse [170mm] **CHF 63,30**  
A9199000154  
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad



### Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 **CHF 99,60**

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion  
Nur in Verbindung mit Frontadapter




## Rollstuhlabhängiges Zubehör

### Verlängerte Bike-Platte

Für SPEEDY A1 / A2  
A9110100100-002 **CHF 398,00**

Für BUDDY  
A9110100100-003 **CHF 398,00**

Für TRAVELER  
A9110100100-001 **CHF 398,00**  
4° Sturz integriert  
Spur unabhängig einstellbar



### Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

Für SPEEDY 4all /  
4teen / 4you /  
TRAVELER 4you **CHF 590,00**  
A9110102001  
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr  
4° / 6° Sturz integriert  
Spur unabhängig einstellbar



### Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

Für SPEEDY F2 / F4  
A9015100005 **CHF 709,00**

mit durchgehendem Achsrohr,  
Höheneinstellung über Verzahngelenk  
in 6° Winkelschritten einstellbar  
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm  
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar  
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV  
geprüft werden.  
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte  
möglich.  
Bis 120 kg Anhängelast.



## Dienstleistungen

### Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 **CHF 357,00**

### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl  
 A9990000007 **CHF 610,00**

Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

an ein Fremdprodukt  
 A9990000009 **CHF 740,00**

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Rahmenrohr ø \_\_\_\_\_ mm

### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl  
 A9990000008

Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

an ein Fremdprodukt  
 A9990000005

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Rahmenrohr ø \_\_\_\_\_ mm

### Anmerkungen und Notizen:

### Ort, Datum

### Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.