

# FOXX



## **BUILT FOR THE WILD. MADE FOR YOU.**

### **FOXX Offroad-Kompaktbike – adaptives Mountainbiking neu gedacht.**

Ob steile Anstiege, technische Trails oder flowige Passagen – das FOXX ist dein zuverlässiger Begleiter. Mit innovativer High-Pivot Kinematik, durchdachter Geometrie und einem kraftvollen Antriebssystem bringt es dich überall hin – mit maximaler Kontrolle, Komfort und Power.

### **Groß in der Performance. Kompakt im Format.**

Trotz Offroad-Power bleibt das FOXX mit 2 m Länge, 1,20 m Radstand und nur 53 kg Gewicht kompakt und transportfreundlich. Für einen einfachen Transport lässt sich das FOXX mit wenigen Handgriffen im Packmaß anpassen.

### **Maximale Performance mit High-Pivot Kinematik.**

Das 4-Bar Linkage System sorgt für perfekten Grip, Effizienz und Komfort.

Dank des intelligenten Übersetzungsverhältnisses und des ausgeklügelten Anti-Squat-Verhaltens kurbeln Sie kraftvoll und effizient, während das feinfühliges Fahrwerk Unebenheiten souverän schluckt. Ideal für jedes Gelände – ob bergauf, bergab oder querfeldein.



Vorderräder | Hinterrad  
24" | 27,5"



Vollgefedert  
100 mm | 140 mm



Motoren bis  
500 W & 130 Nm



Reichweite  
bis 150 km

# VIelfÄLTIGE OPTIONEN

## Präzision und Traktion auf jedem Untergrund

Die innovative Querlenker-Einzelradaufhängung des FOXX garantiert dir maximale Traktion und Kontrolle. Das individuell einstellbare Fahrwerk und der Stabilisator zwischen den Rädern sorgen für stabile Kurvenlage und Sicherheit.

## Individuell abgestimmtes Fahrwerk

Wähle aus hochwertigen Fahrwerksoptionen, perfekt abgestimmt auf deinen Fahrstil und Einsatzbereich. Alle Dämpfer verfügen über drei Fahrmodi, die je nach Gelände und gewünschtem Ansprechverhalten angepasst werden können.



## Komfort trifft Kontrolle

Das anpassbare Rückensystem mit einstellbarem Rückenwinkel, das ergonomische Sitzkissen und individuell einstellbare Beinstützen sorgen für eine perfekte Sitzposition und maximale Fahrstabilität.

## Doppelakku & Schnellwechsel

Zwei wählbare starke Antriebssysteme garantieren Power pur. Kombinierbar mit einem Doppelakku-System für bis zu 150 km Reichweite.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Federung:</b>	Vollgefedert mit 100 mm Federweg vorne und 140 mm Federweg hinten Standard Fahrwerk: Vorderachse: FOX Float DPS Performance   Hinterachse: Manitou Mara Inline Offroad Fahrwerk: Vorderachse: FOX Float DPS Factory   Hinterachse: Manitou Mara Pro
<b>Mittelmotor:</b>	Bafang M560   130 Nm   500 W   3,3 kg Shimano   85 Nm   250 W   2,7 kg
<b>Akku:</b>	Bafang 48 V   14,5 Ah   696 Wh   Reichweite ca. 50 - 75 km   3,77 kg Shimano LiMn 36 V   17,5 Ah   630 Wh   Reichweite ca. 45 - 70 km   3,5 kg
<b>Radgrößen:</b>	Vorderradgröße: 24"   Hinterradgröße: 27,5"
<b>Bodenfreiheit:</b>	19 cm
<b>Sitzbreite:</b>	37 cm
<b>Gewicht:</b>	ab 53 kg (mit Akku)
<b>Packmaß:</b>	ab 110 x 80 x 56 cm

MADE IN GERMANY

# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
72359 Dotternhausen

E-mail: [info@proactiv-gmbh.de](mailto:info@proactiv-gmbh.de) | Tel. +49 (0) 7427 9480-0

[www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

Rev. 04/2025

Alle Angaben erfolgen unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen, technischer Anpassungen, Druckfehlern und Farbabweichungen.



FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

