



PROACTIV®



SPEEDY F1

PRÉCISION ET VITESSE POUR CHAQUE JEU.

Le **SPEEDY F1** est le plus individualisé de sa classe avec 15 paramètres de cadre à choisir librement tels que l'angle de potence, le retrait de cadre, l'empattement et la largeur de potence en haut et en bas. Grâce à la géométrie robuste du cadre et au tube surdimensionné de 40 mm de haute qualité, tu obtiens d'excellentes propriétés de conduite et de maniabilité. L'ajustement parfait et la répartition du poids assurent que ta force musculaire soit convertie de manière optimale en mouvement, pour des manœuvres précises et exigeantes.



SPEEDY F1 4basket

Découvre une grande facilité de rotation, une réaction rapide et une accélération dans un design moderne. Différents arceaux avant pour l'attaque et la défense et des arceaux arrière ainsi que des roulettes anti-bascule s'adaptent à ton style et à ta position de jeu.



SPEEDY F1 4tennis

Le cadre tennis t'offre une liberté de jeu optimale avec résistance à la torsion et une réactivité directe. La roulette anti-bascule réglable en hauteur s'adapte rapidement aux propriétés du sol et à tes habitudes de jeu.



SPEEDY F1 4badminton


Un positionnement agressif et une grande stabilité sont assurés par le cadre Badminton avec des roulettes anti-bascules très saillantes et un grand empattement. Avec un carrossage important des roues arrière, il est extrêmement manœuvrable et est capable d'accélération étonnantes.



TON SPEEDY F1 POUR DE HAUTES PERFORMANCES SPORTIVES.

Ton **SPEEDY F1** est fabriqué sur mesure selon tes besoins au niveau des dimensions du cadre et de l'équipement. Tu as le choix parmi une large gamme d'options, dont les détails spécifiques comme le montage plus haut des mains courantes pour une transmission optimale de la force et une accélération élevée.

OPTIONS UNIQUES AU CHOIX DE LA MAISON PRO ACTIV :



► VIDÉO



Pour utilisateur avec hémiparésie ou à mobilité réduite sur un côté du corps, il y a un entraînement à une main agile avec double main courante et carrossage jusqu'à 12°.



Choisis entre les roulettes anti-bascule de chaque côté ou une roulette anti-bascule centrale pour une stabilité optimale.



En option, il est possible de choisir différents revêtements de palette comme « pliée à l'avant » ou « Box Form » (carré) qui offrent un positionnement sûr des pieds.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur d'assise :	personnalisé
Profondeur d'assise :	personnalisé
Hauteur dossier :	personnalisé
Longueur de potence :	personnalisé
Hauteur d'assise à l'arrière :	personnalisé
Hauteur d'assise à l'avant :	personnalisé
Point de basculement :	personnalisé
Poids total du produit :	à partir de 7,8 kg
Poids de charge max. standard :	jusqu'à 120 kg

Données sous réserve de modifications techniques.

SUIS-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.eu/fr/

Rév. 09/2024
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et d'écarts de couleurs.