

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH  
 Im Hofstätt 11  
 D- 72359 Dotternhausen  
 Tel +49 (0)7427 9480-0  
 Fax +49 (0)7427 9480-7025  
 E-Mail info@proactiv-gmbh.de  
 www.proactiv-gmbh.de



**Angebot Datum:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Berater:** \_\_\_\_\_

**\* Pflichtfelder bitte zwingend vollständig ausfüllen!**

### Bestelladresse / Auftraggeber:

Kd.-Nr.:\* \_\_\_\_\_

Name:\* \_\_\_\_\_

Vorname:\* \_\_\_\_\_

Straße:\* \_\_\_\_\_

PLZ / Ort:\* \_\_\_\_\_

Tel.:\* \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail:\* \_\_\_\_\_

Abholung:  ja  nein

### Lieferadresse

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Geb.-Datum: \_\_\_\_\_

Anmerkung: \_\_\_\_\_

### Biometrische Daten:

Körpergröße: \_\_\_\_\_

Gewicht: \_\_\_\_\_

Schrittlänge: \_\_\_\_\_

### PED-E

**€ 4.142,02**

- Aluminium-Rahmen in CNC Fräs-/Schweißkonstruktion
- Aluminium Gabel mit gefrästen Gabelbrücken, Farbe: schwarz
- Hydraulische Scheibenbremsen 180 mm / 160 mm
- Neodrives Z15 Antriebssystem mit TFT-Display
- Im Rahmen integrierter Akku 37 V; 16 Ah; 587 Wh
- Kettenschaltung Shimano Zee 1x10
- Tretkurbel (L = 80 mm)
- Aluminiumfelgen
- Sattelstütze Ø 27,2 mm
- Seitenständer
- Klingel
- Beleuchtungsset
- Zuladung: 75 kg

**Radgröße**

**16"**

A9525000160

**Schwalbe Big Apple 16x2"**

A9525200005  
(50-305)  
Performance Line  
RaceGuard E25  
Pannenschutzlevel 4  
Farbe: schwarz



**18"**

A9525000180

**Schwalbe Big Apple 18x2"**

A9525200010  
(50-355)  
Performance Line  
RaceGuard E25  
Pannenschutzlevel 4  
Farbe: schwarz



**20"**

A9525000200

**Schwalbe "Jumpin´ Jack" 20x2,1"**

A9525105100  
(54-406)  
Performance Line  
Pannenschutzlevel 3,5  
Farbe: schwarz



**Schwalbe "Smart Sam" 20x2,35"**

A9525105101 **€ 24,79**  
(60-406)  
Performance Line  
Pannenschutzlevel 3,5  
Farbe: schwarz



**Schwalbe "Big Ben Plus" 20x2,15"**

A9525105102 **€ 24,79**  
(55-406)  
Performance Line  
DD, GreenGuard E50  
Pannenschutzlevel 6  
Farbe: schwarz




**Tretlagerposition**

Bitte gewünschte Tretlagerposition angeben:

\_\_\_\_\_

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Tretlagerposition 1 Standard.



## Sattel

### Sattel Velo Fit Traveller

A9500800010  
Größe M  
Breite: 15 cm; Länge: 27 cm

A9500800020  
Größe L  
Breite: 19 cm; Länge: 26 cm

Farbe: schwarz



### Definition der Sattelstützenlänge

Maß von der Oberkante Akku bis zur Oberkante des Sattels:

\_\_\_\_\_ cm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Sattelstütze in Überlänge (40 cm) geliefert und kann vom Kunden selbst angepasst werden.



## Vorbau

### Vorbau 7°

Länge: 90 mm  
A9500400500-090

Länge: 110 mm  
A9500400500-110  
Klemmung: Oversize 31,8 mm  
Farbe: Schwarz



### Ergotec Vorbau Swell RE

A9500400550 **€ 39,58**

Länge: 100 mm  
Klemmung: Oversize 31,8 mm  
winkelverstellbar  
Farbe: schwarz



## Lenker

### Lenker Sport Ergotec

A9500400610  
Breite: 720 mm  
Höhe: 15 mm  
Griffbiegung: 9°  
Oversize 31,8 mm  
Farbe: Schwarz

Lenkerbreite ist im Bereich 720 bis 615 mm individuell anpassbar: \_\_\_\_\_ mm



### Lenker Comfort Ergotec

A9500400620  
Breite: 680 mm  
Höhe: 30 mm  
Griffbiegung: 14°  
Oversize 31,8 mm  
Farbe: schwarz

Lenkerbreite ist im Bereich 680 bis 615 mm individuell anpassbar: \_\_\_\_\_ mm



## Griffe

### Griffe Sport schwarz / grau

A9500400700  
stoßabsorbierende Gel-Grifffläche,  
verdreh sicher am Lenker geklemmt



### Griffüberzug Gel Ergo Wing

A9500400710 **€ 21,26**

ergonomische Gel-Grifffläche,  
verdreh sicher am Lenker geklemmt



### Griffüberzug Gel Ergo Wing Comfort

A9500400720 **€ 26,81**

große, ergonomisch ausgeformte  
Handballenauflage,  
verdreh sicher am Lenker geklemmt



**Pedale**

**Pedale Offroad**

A9500500300  
CR-MO Achse,  
mit Reflektor (K-Zeichen),  
Auflage mit Krallenprofil



**Pedale Touring**

A9500500310  
CR-MO Achse,  
mit Reflektor (K-Zeichen),  
Auflage gummiert



**Pedale Ergo Grip**

A9500500320  
CR-MO Achse,  
mit Reflektor (K-Zeichen),  
Auflage Sandpapier

**€ 26,13**



**Zubehör**

**Schutzblech 53 mm,  
V u. H farbbeschichtet**

A9525700053 **€ 191,43**  
nicht für 16"  
Farbauswahl:  
siehe Farbdesign hinten



**Gepäckträger**

A9525700100 **€ 416,47**  
Aluminium  
inkl. Akku-Rücklicht



**Farbdesign – Rahmen und Anbauteile**

Bei den nachfolgenden Bauteilen kann eine Farbe aus dem Infoblatt „Farbdesign Pedelec“ gewählt werden:

**Pulverfarbe RAL oder Pulverfarbe „Dormant“ oder Sonderfarbe „Nasslack“**

**Rahmenfarbe:**

Pulverfarbe RAL und Pulverfarbe „Dormant“:

Bitte die 3 letzten Ziffern der Farbe eintragen:

A9500100170 -  in Worten (Farbe): \_\_\_\_\_

Sonderfarbe „Nasslack“:

Bitte die 2 letzten Ziffern der Sonderfarbe eintragen:

A9500100170 - **5** in Worten (Farbe): \_\_\_\_\_

**€ 161,68**

**Farbe Schutzbleche:**

Pulverfarbe RAL oder Pulverfarbe „Dormant“:

A9500700170

Bitte die 3 letzten Ziffern der Farbe eintragen:

A9500100170 -  in Worten (Farbe): \_\_\_\_\_

Sonderfarbe „Nasslack“:

A9500700172

Bitte die 2 letzten Ziffern der Sonderfarbe eintragen:

A9500100170 - **5** in Worten (Farbe): \_\_\_\_\_

**€ 111,85**

**Anmerkungen und Notizen:**

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben und willige ein, mir ein unverbindliches, schriftliches Angebot zukommen zu lassen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum      Unterschrift Endkunde (Angebot)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum      Unterschrift Berater (Angebot)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum      Unterschrift Endkunde (Bestellung)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum      Unterschrift Berater (Bestellung)

## Infoblatt: Farbdesign Pedelec

### Farbdesign - Pulverfarben

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben/](http://www.proactiv-gmbh.de/farben/)

#### Pulverfarben

##### weiß RAL 9016

glanz A9500100170-023

##### anthrazit RAL 7016

glanz A9500100170-001  
 matt A9500100170-101

##### schwarz RAL 9005

glanz A9500100170-003  
 matt A9500100170-019

##### rein orange RAL 2004

glanz A9500100170-022  
 matt A9500100170-122

##### gelb RAL 1023

glanz A9500100170-046  
 matt A9500100170-146

##### rot RAL 3001

glanz A9500100170-047  
 matt A9500100170-147

#### Pulverfarben „Dormant“

##### sky blue

glanz A9500100170-017

##### electric green

glanz A9500100170-015

##### violett

glanz A9500100170-044

##### fire red

glanz A9500100170-018

#### Pulverfarben „Trendfarben“

##### athletic grey

glanz A9500100170-303 € 30,59  
 matt A9500100170-304 € 30,59

##### muddy grey

glanz A9500100170-305 € 30,59  
 matt A9500100170-306 € 30,59

##### lagoon blue

glanz A9500100170-301 € 30,59  
 matt A9500100170-302 € 30,59

### Farbdesign - Sonderfarben „Nasslack“

€ 161,68

##### storm (eisblau)

glanz A9500100170-500  
 matt A9500100170-501

##### café

glanz A9500100170-520  
 matt A9500100170-521

##### prairie (roségold)

glanz A9500100170-504  
 matt A9500100170-505

##### blue ocean

glanz A9500100170-522  
 matt A9500100170-523

##### mint

glanz A9500100170-528  
 matt A9500100170-529