



NJ1 e-assistant adaptatif

Poids max. utilisateur 120 kg et 10 kg poids de charge

4 modèles de base différents pour des objectifs d'utilisation différents, équipés avec:

- Plaque d'arrimage pour l'accrochage rapide sur l'adaptateur „Quick-Snap“
- Poignées en forme de A avec armatures de commande et de freinage intégrées
- Système de freinage à disque hydraulique, commande à droite
- Frein supplémentaire V-Brake (frein sur jante), commande sur la poignée gauche avec levier d'arrêt pour utilisation comme frein de stationnement
- Tube de protection de la chaîne
- Assistance au démarrage (Throttle) pour rouler sans mouvement de manivelle jusqu'à 6 km/h
- Béquille de stationnement
- Kit d'éclairage
- Tôle de protection
- Écran couleur sMMi Z15 Connect
- Bidon avec support
- Unité d'entraînement noire

Entraînement Neodrives

Couple 12/40 Nm, puissance 250 Watt

Taille des roues:

- | | |
|---|------------|
| <input type="checkbox"/> 20" (ETRTO 406)
A9116100011-020 | € 6.880,00 |
| <input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 507)
A9116100011-024 | € 6.880,00 |

Mesures du corps

Taille: _____ cm
Hauteur du torse: _____ cm
Poids: _____ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

Date devis: _____

Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Cachet/adresse du magasin:

N° client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

Adresse de facturation différente (voir ci-dessous)

N° client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)

N° client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom du client / commission:

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Batteries Neodrives

Les autonomies indiquées dépendent du profil du trajet, du poids de l'utilisateur et de la vitesse.

Batterie Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

autonomie env. 45-75 km

A9116900116

Montage à gauche sur la fourche



Double batterie Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

autonomie env. 85-150 km

A9116900118 **€ 1.252,80**

Montage des deux côtés sur la fourche, dispositif d'enchâssement monté sur la fourche pour un passage facile d'une batterie à l'autre via la fiche magnétique



Dérailleur

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

A9110200032

Dérailleur mécanique avec commande de la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42

Sélection de plateaux:

- 32 dents recommandé pour roue 24"
- 38 dents recommandé pour roue 20"
- 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

A9110200034 **€ 186,60**

Dérailleur mécanique avec commande de la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42

Sélection de plateaux:

- 32 dents recommandé pour roue 24"
- 38 dents recommandé pour roue 20"
- 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse



Shimano Deore XT 1x11 DI2 commande par bouton-poussoir dérailleur à 11 vitesses

A9110200035 **€ 1.442,80**

Dérailleur électronique avec commande de la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42

Montage: à droite à gauche

Sélection de plateaux:

- 32 dents recommandé pour roue 24"
- 38 dents recommandé pour roue 20"
- 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse



Shimano Deore XT 1x11 DI2 passage des vitesses au menton dérailleur à 11-vitesses

A9110200033 **€ 1.583,60**

Dérailleur électronique avec passage des vitesses au menton (option tétraplégique). Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42

Sélection de plateaux:

- 32 dents recommandé pour roue 24"
- 38 dents recommandé pour roue 20"
- 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse



Accessoires pour dérailleur

Mountaindrive 2,5 : 1 assistance en pente

A9100200003 € 774,20

Engrenage planétaire pour doubler les vitesses.

Permet de changer de vitesse à l'arrêt.

Standard avec plateau de 38 dents.

Uniquement en combinaison avec une largeur de poignée de 40, 45, 48 et 53 cm.



Frein

Frein de parking commande par levier

A9110300002 € 82,10

monté sur la fourche,

Option qui remplace la deuxième poignée de frein à gauche.



Freins de route - complément pour freins de stationnement mécaniques

A9117300120 € 112,70

Le frein à disque de stationnement est complété par une poignée de frein sur la poignée gauche. Ainsi, le frein à disque mécanique peut être utilisé comme frein de route et comme frein de stationnement.

Système de freinage puissant avec disque de frein Ø 203 mm

A9110300105 € 80,70

Recommandé à partir d'un poids de 80 kg
Pas nécessaire, si vous choisissez des freins à disque hydrauliques à rétropédalage



Double système de freinage performant Disque de frein Ø 203 mm

A9110300100* € 337,00

Sur 20": la fonction de blocage peut être réalisée à l'aide d'un étrier de blocage sur la poignée.

Sur 24": avec le frein sur jante V-Brake, utilisable comme frein de stationnement via un levier à crans

Recommandé à partir d'une charge remorquée de 100 kg

Frein à disque à rétropédalage mécanique avec fonction de dégagement de la manivelle

A9110300004 € 716,90

Compatible avec dérailleur et moyeu à roue libre En combinaison avec:

- écartement des manivelles 45 cm, 50 cm, 53 cm ou 58 cm

- longueur des manivelles 155 ou 175 mm, jusqu'au poids max. de l'utilisateur de 120 kg
Non-compatible avec assistance en pente Mountaindrive 2,5 : 1

Pneus

20x1,75" Schwalbe „Marathon“

A9110105121
(ETRTO 406-47)
Pneus ville



Schwalbe „Marathon Plus“

20x1,75" (406-47)
A9130105128 € 27,90

24x1,75" (507-47)
A9110105135 € 27,90

increvable avec bande anti-crevaison Smart Guard



Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Manivelles Standard

- Ecartement 40 cm
A9110500100-040
- Ecartement 45 cm
A9110500100-045
- Ecartement 50 cm
A9110500100-050

Manivelles Tetra (élargis)

avec bras de manivelle élargis pour un espace maximal pour le torse

- Ecartement 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Ecartement 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- Ecartement 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Longueur des Manivelles Standard

- Longueur 155 mm
A9110600100-155
- Longueur 175 mm
A9110600100-175
- Longueur 195 mm
A9110600100-195



Longueur des Manivelles Tetra

- Longueur 155 mm € 132,10
A9100600105-155
- Longueur 175 mm € 132,10
A9100600105-175
- Longueur individuelle
140 mm à 195 mm € 251,20
A9100600100



Manivelles fixes

- L (X/Y 158/362 mm)
A9110501100-002
- XL (X/Y 158/410 mm) € 64,80
A9110501100-006
- XXL (X/Y 170/465 mm) € 64,80
A9110501100-007




Manivelles réglables

Réglables en longueur et en inclinaison.

Veillez nous indiquer pour le pré-réglage la hauteur des manivelles nécessaire pour réaliser la position appropriée.

- M (300 mm) € 225,30
A9110500001-001
- L (370 mm) € 225,30
A9110500001-002
- XL (420 mm) € 225,30
A9110500001-003

Sans indication contraire, les manivelles réglables seront livrées en hauteur XL. Disponible jusqu'à la taille XL.



Options

Appui de main sur les poignées

- A9110601200 € 99,80
rembourré, vissé, réglable en angle.
Pas en combinaison avec d'autres poignées.



Support de main tetra, pivotable, écartement réglable

- A9110601101 € 164,50



Support revers de la main tetra, pivotable, profondeur réglable

- A9110601102 € 186,00

Support très rigide, tube rond ø 20 mm avec housse en caoutchouc
Pas en combinaison avec le repose-main Tetra pivotant.



<p>Poignée ergonomique tetra</p> <p><input type="checkbox"/> A9100600001 € 159,80</p> <p>Poignée verticale, combinaison possible avec appui de main Tetra pivotable.</p> 	<p>Poignées tétra en demi-cercle</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100 € 167,40</p> 	
Accessoires Bike		
<p>Garde boue et protection de chaîne en alu, noir</p> <p><input type="checkbox"/> A9116500005 € 109,10</p> <p>Seulement pour roue 20"</p>	<p>Garde boue et protection de chaîne couleur individuelle</p> <p><input type="checkbox"/> A9116500010 € 241,40</p> <p>Choix de gamme coloris unicolor du fauteuil roulant</p> <p>A9000100170- _ _ _</p> <p>Couleur: _____</p> <p>Seulement pour roue 20"</p>	<p>Eclairage à DEL pour système Neodrives</p> <p><input type="checkbox"/> A9116900002 € 147,30</p> <p>Alimentation des phares avant à DEL par la batterie du système d'entraînement. Phare arrière comme lampe enfichable avec alimentation par batterie. Option qui remplace le Kit d'éclairage supprimé (voir page 1 équipement du bike).</p> 
<p>Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (compteur, éclairage, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> A9110903271 pcs. à € 22,50</p> <p>Couleur: anodisé naturel</p> <p>_____ Pièce(s)</p> 	<p>Roulettes de manœuvre pour béquille</p> <p><input type="checkbox"/> A9110900017 € 118,50</p> <p>montées sur la béquille via clip</p> 	<p>Poignée de manœuvre montée sur le garde-chaîne</p> <p><input type="checkbox"/> A9110500000 € 62,10</p> <p>revêtue par une mousse</p>
<p>Porte-bagages en alu „cargo systems“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110903290 € 183,30</p> <p>Couleur: noir</p> <p>Poids de charge max. 10 kg sur la plateforme de chargement.</p> <p>Max. 15 kg en combinaison avec des sacoches pour une faible hauteur de la charge.</p> 	<p>Contrepoids pour batterie</p> <p><input type="checkbox"/> A9116900000 € 124,60</p> <p>avec gourde et support. Pour compenser le poids de la batterie en cas d'utilisation du NJ1 avec une seule batterie et pour améliorer la traction.</p> 	<p>Satellite de commande monté sur la poignée</p> <p>Montage: droite <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/></p> <p>avec câble de support existante (placée le long d'une conduite de frein)</p> <p><input type="checkbox"/> A9116200000 € 98,20</p> <p>sans câble de support (une ligne supplémentaire est nécessaire)</p> <p><input type="checkbox"/> A9116200001 € 139,20</p>

Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Levier additionnel

A9110700004 € 100,90

Pour faciliter l'ouverture et fermeture du clapet de serrage de l'adaptateur, sur barre sous-assise du fauteuil.
Uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide.



Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap


Facilite la fermeture et l'ouverture de l'adaptateur Quick Snap. Version tetra

A9110700005 € 71,70

Version droite
uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide

A9110700006 € 71,70

Version courbée
uniquement en combinaison avec l'adaptateur frontal



Aide à l'adaptation Pivot de centrage

A9110700002 € 53,40

pour faciliter l'insertion de l'adaptateur central



Béquille avec levier pour un plus grand confort d'utilisation

A9110900004 € 57,00

avec un levier de commande plus long.

Sangle pectorale pour maintenir le torse

Taille S (105 cm) A9000800016 € 231,80

Taille M (125 cm) A9000800013 € 231,80

Taille L (145 cm) A9000800014 € 231,80

Taille XL (165 cm) A9000800017 € 231,80

Matière élastique et néoprène avec velcro
Couleur: noir



Adaptateur central

SPEEDY Bras de liaison de cadre rigide avec adaptation „Quick-Snap“ commande à droite

A9110700141 € 502,40

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



TRAVELER Bras de liaison de cadre pliant avec adaptation „Quick-Snap“ commande à droite

A9110701300 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur mécanisme de pliage
Couleur: noir



BUDDY Bras de liaison de cadre rigide avec adaptation „Quick-Snap“ commande à droite

A9110701400 € 502,40

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



Adaptateur universel avec pince universelle pour „adaptation Quick-Snap“

A9110701500 € 572,30

Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil roulant, commande à droite

Situation de montage pour les produits PA:
Potences droite: de SB 31 cm à 54 cm
Potences en V: de SB 30 cm à 50 cm

ATTENTION:

Sans une indication exacte du diamètre des tubes des potences du fauteuil roulant, nous livrons des pinces pour un diamètre de 23-27 mm



Veuillez choisir votre diamètre des tubes du cadre avant:

A9110701525
diamètre de tube 23-27 mm

A9110701530
diamètre de tube 28-32 mm

A9110701535
diamètre de tube 33-37 mm

Douille de serrage [70 mm]
Inclus en standard

Pour une distance étroite entre le repose-pied et la roue arrière.

Douille de serrage [110 mm] € 44,50
A9199000117

Pour une distance moyenne entre le repose-pied et la roue arrière.

Douille de serrage [170 mm] € 53,90
A9199000154

Pour une grande distance entre le repose-pied et la roue arrière.

Levier de serrage adaptateur universel

A9199701507 € 103,00

monté à droite et à gauche pour une utilisation facile des pinces en cas de fonction manuelle limitée

Uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel



Accessoires pour fauteuil

Plaque porte axe pour déport de roues arrière

pour SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 359,20

pour BUDDY
A9110100100-003 € 359,20

pour TRAVELER
A9110100100-001 € 359,20

Carrossage 4° intégré, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard



Barre porte axes pour déport de roues amovible par pression, avec axe tube monobloc

pour SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you € 548,30
A9110102001

amovible, avec tube d'axe continu
continucarrossage 4° / 6° intégré, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard



Barre porte axes pour déport des roues, amovible réglable en angle

pour SPEEDY F2 / F4
A9015100005 € 711,20

avec tube d'axe continu,
réglage en hauteur par articulation à denture réglable par pas de 6° d'angle
décalage de la position des roues d'env. 14 cm
Carrossage 4° / 6° intégré, voie réglable
La possibilité de montage doit être vérifiée par PRO ACTIV.

Possible uniquement en combinaison avec une plaque de maintien de base.
Jusqu'à 120 kg de charge remorquée.



Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 8 - 2024-06-14 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d'expédition

= compris dans le prix base

= Option

Bon de commande NJ1 e-assistant Rev. 04 FR