



# Triride SPECIAL COMPACT HT

Medizinproduktregister: 1560515

CODE	BESCHREIBUNG
<b>TR-COMPACT-HT</b> <b>A9140100100-012</b> <b>A9140100101-012</b> <b>(Allroad)</b>	<b>bis 160 kg Anhängelast   Ausstattung:</b> Radgröße 12", programmierbare und anpassbare Elektronik (Software von Triride), 5 Geschwindigkeitsstufen, standardmäßig Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, Scheibenbremse, unterstütztes Ankoppeln, Basis-Tempomat, Display LCD Special mit USB und Akku 36V 324 Wh im Standard, Energierückgewinnung beim Bremsen <b>Motorleistung:</b> bei 36V-System 1000W   bei 48V-System 1400W

Angebot: \_\_\_\_\_

Bestellung: \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

### SANITÄTSHAUS / FIRMENADRESSE:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 ASP: \_\_\_\_\_

### RECHNUNGSADRESSE ABWEICHEND:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 ASP: \_\_\_\_\_

### VERSANDADRESSE ABWEICHEND:

Name: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_


### NUTZERDATEN / KOMMISSION:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Geb.-datum: \_\_\_\_\_  
 Kostenträger: \_\_\_\_\_  
 Indikation: \_\_\_\_\_

Bitte beachten: Beim Kauf eines Triride in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

### ROLLSTUHLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition

Marke \_\_\_\_\_  
 Modell \_\_\_\_\_  
 Durchmesser Vorderrohre \_\_\_\_\_ mm  
 Sitzbreite \_\_\_\_\_ cm  
 Sitztiefe (b) \_\_\_\_\_ cm  
 Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (a)\* \_\_\_\_\_ cm  
 Boden bis Kniehöhe (d) \_\_\_\_\_ cm  
 Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (c) \_\_\_\_\_ cm  
 Neigung der Vorderrohre \_\_\_\_\_ Grad  
 Nutzergewicht \_\_\_\_\_ kg



\*Für Rollstühle mit abnehmbarer Fußstütze

Fußstütze:  Fix  Intern  
 Abnehmbar  Extern

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten.

### Modellauswahl

#### COMPACT HT

A9140100100-012 € 5.480,00



#### COMPACT HT ALLROAD

A9140100101-012 € 5.685,00  
mit 3.00 - 8 ALL ROAD Reifen



#### Auswahl Bereifung

##### 12" City long life

BS-R-353 Standard

##### 12" Cross long life

BS-R-297 € 15,00

### Adapter

#### Triride Standard-Adapter

Standard



#### Triride Zentraladapter

BS-C-113 € 250,00

inkl. Triride Abstellständer BS-O-083 ersetzt Triride Standard-Adapter



#### Kein Triride Adapter

PRO ACTIV Adapter gewünscht Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV Adapter & Abstellständer"

### Elektronik

#### Performance KIT für Autonomie und Sicherheit

BS-O-096 € 225,00

Paket enthält:

- IBS BS-O-101
- ACC BS-O-097
- Bremstaster BS-R-366

Position Elektronischer Bremstaster für IBS:

Links  Rechts

#### IBS Intelligentes Bremssystem (Intelligent Braking System)

BS-O-101 € 75,00

Intelligentes Bremssystem mit Einsatz der elektronischen Bremse und Schonung der Scheibenbremsen. Automatische Einstellung des Bremsverhaltens entsprechend eingestelltem Modus und der Geschwindigkeit. Rekuperation. Bedienung über Bremshebel. Bei Tetra-Ausstattung inklusive.

#### Elektronischer Bremstaster für IBS

BS-R-366 € 48,00

Zusätzliche Bedienmöglichkeit des IBS über Taster.

Bedienung: Links  Rechts

#### ACC Adaptiver Tempomat (Adaptive Cruise Control)

BS-O-097 € 75,00

Adaptiver Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit automatisch auch bei Bergab-Fahrten mit bergab. Rekuperation. Bedienung über Taster. Bei Tetra-Ausstattung inklusive.

#### ECODRIVE - vergrößerte Reichweite

BS-O-086 Standard

Mit dem System sind fünf verschiedene Fahrmodi wählbar. Beim ECO-Modus kann dabei die Reichweite um bis zu 40% gesteigert werden.

#### MDC Fahrkomfortsystem (Motion Direct Control)

BS-O-113 € 145,00

Innovatives Fahrkomfortsystem - mit nur einer Bedieneinheit das Triride beschleunigen und abbremsten. Beim Loslassen des Gashebels bremst die elektronische Bremse sofort ab. Bergbrems- und Berganfahrassistent.

<p><b>Dualer Fahrmodus: Normal/Aktiv</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-O-082                      <b>Standard</b></p>	<p><b>Daumenbremse</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-O-076                      <b>€ 105,00</b></p> <p>Zusätzliche Bremsauslösung über einen Daumenschalter für das einfache, regulierbare Bremsen. Nicht mit MDC kompatibel.</p> 	<p><b>Bremsautomatik beim Loslassen des Gashebels</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-O-077                      <b>€ 45,00</b></p> <p>Bei Tetra-Ausstattung inklusive.</p> 
--	--	--

<p><b>Bremse mit Bedienung für Begleitperson</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-O-079                      <b>€ 105,00</b></p> <p>Nicht mit MDC kompatibel.</p>
---

**Spezielle Tetra-Bedieneinheiten - Einzelkomponenten**

<p><b>Mono-Command Hebel für Tetraplegiker</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-O-175                      <b>€ 355,00</b></p> <p>"Push&amp;Pull" für Gas &amp; <u>Einzel</u>bremse</p> <p>Bedienung: Links <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/></p>	<p><b>Mono-Command Hebel für Tetraplegiker</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-O-176                      <b>€ 405,00</b></p> <p>"Push&amp;Pull" für Gas &amp; <u>Doppel</u>bremse</p> <p>Bedienung: Links <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/></p>	<p><b>Feste vertikale Handstütze</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-O-307                      <b>€ 17,00</b></p>
--	--	---

<p><b>Winkelverstellbare Verlängerungen für Tetra-Lenker</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-O-308                      <b>€ 152,00</b></p> <p>kompatibel mit allen Lenkern   bei einigen Tetrakonfigurationspaketen inbegriffen.</p>
--

**Spezielle Tetra-Bedieneinheiten & Elektronik-Pakete**

**Tetrakonfigurationspakete** finden Sie im extra Bestellblatt "Tetrakonfigurationen". Bitte füllen Sie die entsprechende Konfigurationsseite dieses extra Bestellblatts aus (bitte diesem Bestellblatt beifügen) und tragen Sie zusätzlich die gewünschte Konfigurationsnummer hier ein:

Konfiguration Nr. \_\_\_\_\_ (Preise s. extra Bestellblatt)

**Akku**

<p><b>36 V 9 Ah 324 Wh</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-R-394-S                      <b>Standard</b></p> <p>Reichweite bis zu 40 km</p> 	<p><b>48 V 6,2 Ah 297 Wh</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-R-368-S                      <b>€ 170,00</b></p> <p>Reichweite bis zu 35 km</p> 	<p><b>48 V 10,5 Ah 504 Wh</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-R-395-S                      <b>€ 250,00</b></p> <p>Reichweite bis zu 50 km</p> 
--	---	--

**Display LCD**

<p><b>Display LCD Special mit USB</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-C-077                      <b>Standard</b></p> <p>2,6" LCD-Display mit USB-Anschluss</p> 	<p><b>Display LCD Colour mit USB</b></p> <p><input type="checkbox"/> BS-C-078                      <b>€ 58,00</b></p> <p>4,3" LCD-Farb-Display mit USB-Anschluss</p> 	
--	--	--

## Lenker

### Gerader Lenker

BS-O-246 **Standard**



### Ergonomischer Tetra-Lenker "Zoom"

BS-O-208 **Standard**  
Standard bei Tetrakonfigurationspaketen



### Ergonomischer Lenker

BS-O-107 **Standard**



## Lenkerverbindung

### Einstellbare Lenkerverbindung 110 mm

BS-O-222 **Standard**



### Einstellbare Lenkerverbindung 130 mm

BS-O-220 **Standard**



### Einstellbare Lenkerverbindung 160 mm

BS-O-185 **€ 90,00**



## Sonderrahmen

### Verlängerte Gabel für nähere Lenkerposition

BS-O-189 **€ 90,00**

## Gashebel

### Daumengas

BS-R-299 **Standard**

Bedienung: Links  Rechts



### Ergonomischer Gashebel

Links BS-R-349 **€ 22,00**

Rechts BS-R-348 **€ 22,00**



### Gasdrehgriff

Links BS-R-333 **€ 42,00**

Rechts BS-R-335 **€ 42,00**



## Bremsen

### Einzelne mechanische Scheibenbremse

Links BS-R-319 **Standard**

Rechts BS-R-318 **Standard**

Hinweis: Nur links **oder** rechts möglich. Sofern die beidseitige Auslösung gewünscht wird, muss BS-O-218 gewählt werden.

### Mechanische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel

BS-O-218 **€ 165,00**

### Einzelne hydraulische Scheibenbremse

Links BS-O-274 **€ 135,00**

Rechts BS-O-275 **€ 135,00**

### Hydraulische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel

BS-O-194 **€ 248,00**

### Einzelne, mechanische Feststellbremse

Links BS-O-203 **€ 15,00**

Rechts BS-O-273 **€ 15,00**



**Rahmenfarbe**

<b>Neutral (Titanstahlfarbe)</b> <input type="checkbox"/> BS-O-078 <b>Standard</b>	<b>Schwarz RAL 9005</b> <input type="checkbox"/> BS-O-217-N <b>€ 150,00</b>	<b>Weiß RAL 9003</b> <input type="checkbox"/> BS-O-217-W <b>€ 150,00</b>
<b>Orange RAL 2004</b> <input type="checkbox"/> BS-O-217-A <b>€ 150,00</b>		

**Schutzblechfarbe**

<b>Schwarz</b> <input type="checkbox"/> BS-O-245 <b>Standard</b> nicht möglich bei COMPACT HT ALLROAD	<b>Orange</b> <input type="checkbox"/> BS-O-169 <b>Standard</b> nicht möglich bei COMPACT HT ALLROAD	<b>Composite Carbon</b> <input type="checkbox"/> BS-O-215 <b>€ 106,00</b> bei COMPACT HT ALLROAD im Standard   bei COMPACT HT als Aufpreis-Position
---	--	--

**Dreieckige Griffschrauben**

<b>Schwarz</b> <input type="checkbox"/> BS-O-301 <b>Standard</b>	<b>Orange</b> <input type="checkbox"/> BS-O-127 <b>Standard</b>
---	--


**Hebelgriffschrauben**

<b>Standard</b> <input type="checkbox"/> BS-R-330 <b>Standard</b> 	<b>Für Tetraplegiker</b> <input type="checkbox"/> BS-O-139 <b>€ 6,00</b> 
--	--

**Zusätzlicher Triride-Adapter für einen zweiten Rollstuhl**

**ROLLSTUHLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition**

Marke: \_\_\_\_\_  
 Modell: \_\_\_\_\_  
 Durchmesser Vorderrohr: \_\_\_\_\_ mm  
 Sitzbreite: \_\_\_\_\_ cm  
 Sitztiefe (b): \_\_\_\_\_ cm  
 Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (a)\*: \_\_\_\_\_ cm  
 Boden bis Kniehöhe (d): \_\_\_\_\_ cm  
 Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (c): \_\_\_\_\_ cm  
 Neigung der Vorderrohre: \_\_\_\_\_ Grad  
 Nutzergewicht: \_\_\_\_\_ kg



Fußstütze:       Fix       Intern  
                    Abnehmbar       Extern

**Triride Standard-Adapter      Triride Zentraladapter      Kein Triride Adapter**

Der Preis setzt sich aus den Adapterrahmen, -armen und -klemmen für den jeweiligen Rollstuhl zusammen. Preismitteilung erfolgt über ein Angebot für den angegebenen Rollstuhl



BS-C-113      **€ 380,00**  
 inkl. Triride Abstellständer BS-O-083 ersetzt Triride Standard-Adapter



PRO ACTIV Adapter gewünscht  
 Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV Adapter & Abstellständer"

**Zubehör**

**Zweiter Akku 36 V 9 Ah 324 Wh (ohne Halterung)**

BS-R-394 € 630,00



**Zweiter Akku 48 V 6,2 Ah 297 Wh (ohne Halterung)**

BS-R-368 € 723,00



**Zweiter Akku 48 V 10,5 Ah 504 Wh (ohne Halterung)**

BS-R-395 € 828,00



**Doppelakku-Halterung mit Umschaltfunktion**

BS-R-294 € 250,00



**Triride Abstellständer mit Rangierrollen - zentral, gebogen**

BS-O-083 € 165,00

In Kombination mit Triride Adapter nutzbar.

Menge: \_\_\_\_\_



**Triride Abstellständer mit Rangierrollen - seitlich, gerade**

BS-O-278 € 125,00

In Kombination mit Triride Adapter nutzbar.

Menge: \_\_\_\_\_



**Rückspiegel**

BS-O-229 € 32,00

Anbau: Links  Rechts



**Anhänger für Starrrahmenrollstühle**

BS-O-251 € 310,00

Durchmesser der Hinterachse \_\_\_\_\_ mm



**Metall Einkaufskorb**

BS-O-010 € 90,00

Nicht möglich mit Doppelakkuhalterung



**Nylon Einkaufskorb**

BS-O-011 € 160,00

Nicht möglich mit Doppelakkuhalterung



**Triride-Transporttasche**

BS-O-213 € 170,00



**Klemmanschlag für Adaption**

BS-O-114 € 17,00

\_\_\_\_\_ Paar



**Frontlicht mit Displayaktivierung**

BS-O-081 Standard



**Frontlicht 1200 Lumen**

BS-O-232 € 110,00



**Frontlicht USB**

BS-O-198 € 32,00



**Rücklicht USB**

BS-O-180 € 36,00



**Anmerkungen, Notizen & Hinweise**

## PRO ACTIV Adapter & Abstellständer

### PRO ACTIV Adapteranbau-Paket für Triride Zuggeräte

A9140700000 € 273,00

Adapterbaugruppe mit Andockplatte zur Nutzung der „Quick-Snap-Adaption“. Dieses Paket muss bestellt werden, wenn Sie einen PRO ACTIV Adapter für Ihr Triride nutzen möchten.



### Lenkungsfeststeller für PRO ACTIV Adapter

A9140700001 € 73,60

zur Blockierung der Lenkbewegung bei PRO ACTIV Handbike Adaptern. Baugruppe zur Adaption eines Triride Zuggerätes mit einem PRO ACTIV Quick-Snap Adapter. Die Lenkkopf-Feststellung ist ohne Werkzeug montierbar und abnehmbar.



### INFO:

Sollten Sie bereits einen PRO ACTIV Adapter besitzen, können Sie Ihren bestehenden PRO ACTIV Adapter nutzen. Der Lenkungsfeststeller muss in diesem Fall bestellt und an Ihrem bestehenden Adapter montiert werden.

Wenn Sie bisher noch keinen PRO ACTIV Adapter besitzen, müssen Sie das Adapteranbau-Paket und einen der nachfolgend aufgeführten Adapter auswählen.

### SPEEDY Starrrahmenadapter Linksbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110700141 € 502,40

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme  
Farbe: Schwarz



### TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701300 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltrahmen  
Farbe: Schwarz



### BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701400 € 502,40

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen  
Farbe: Schwarz



### Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

### Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9199701510 € 830,10

Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg  
Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau



### Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525 **Standard**

Rohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530 **Standard**

Rohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535 **Standard**

Rohrdurchmesser 33-37 mm

Anbausituation bei PA Produkten:  
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm  
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

### BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.

## Adapteroptionen für funktionseingeschränkte Nutzer

### Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 € 100,90

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.

### Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung

A9110700006 € 71,70

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra.

### Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 € 53,40

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.

### Weitere Optionen

#### PRO ACTIV Abstellständer mit gefederten Rangierrollen

A9140900000 € 235,60

Nur in Kombination mit PRO ACTIV Adapteranbau-Paket und PRO ACTIV Adapter nutzbar.



#### Freischaltung max. Speed 15 km/h

A9130900101 € 140,80

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO!  
Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremsattel" BS-0-194 | Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.

#### Freischaltung max. Speed 20 km/h

A9140900104 € 140,80

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO!  
Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremsattel" BS-0-194 | Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.

### Dienstleistungen

#### Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

#### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

##### an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000007 € 567,50

Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

##### an ein Fremdprodukt

A9990000009 € 700,40

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Rahmenrohr ø \_\_\_\_ mm

#### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

##### an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000008 Standard

Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

##### an ein Fremdprodukt

A9990000005 Standard

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Rahmenrohr ø \_\_\_\_ mm

#### Anmerkungen und Notizen:



## RECHTLICHER HINWEIS für die Zuggeräte von Triride

### **Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h:**

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

### **Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h:**

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

### **Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h bzw. bis max. 20 km/h:**

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20 km/h bestellt werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des Triride in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

### **Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:**

**Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das Triride mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das Triride mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15km/h oder bis max. 20km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.**

\_\_\_\_\_  
Kundenname in Druckbuchstaben

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift (Endkunde)