

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



## LIFT solid mit elektrischer Sitzhöhenverstellung

Bei eingeschränkter Arm- oder Fingerfunktion liftet der Sitz mit einer elektrischen Hubfunktion bis zu 30 cm nach oben. Über Knopfdruck erreicht der Nutzer die gewünschte Arbeitshöhe und neue Aktionsbereiche.

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9061100000\* CHF 3.860,00

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend** (siehe unten)

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:


ID- / Kom.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_

# Grundmaße

## Körpermaße:

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg




Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

## Rollstuhlmaße:



<b>Sitzbreite SB</b>	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40				
	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46				
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33
	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50						

<b>Sitztiefe ST</b>	<b>Rahmengröße 1</b>		<b>Rahmengröße 2</b>			<b>Rahmengröße 3</b>						
	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46				
	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48						
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34							

<b>Rückenhöhe RH</b>	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29		
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39		
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48			

<b>Unterschenkellänge USL</b>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40		
	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50			
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24		
	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29								

<b>Sitzhöhe hinten SHh</b>	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 47									
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Sitzhöhe vorne SHv</b>	bei 4" Lenkrad:	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52					
	bei 5" Lenkrad:	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54					
	bei 6" Lenkrad:	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 56					

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Individuelle Abmessungen auf Anfrage möglich.

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.

### Pulverfarben

**Weiß RAL 9016**

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,30**

**Brillant Silber**

glanz A9000100170-011

**Anthrazit RAL 7016**

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,30**

**Schwarz RAL 9005**

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,30**

**Rein Orange RAL 2004**

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,30**

**Pink Magenta RAL 4010**

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,30**

**Pastellblau RAL 5024**

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,30**

**Lemon Green**

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,30**

**Gelb RAL 1023**

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,30**

**Rot RAL 3001**

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,30**

**Lagoon Blue**

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152 **CHF 46,30**

**Athletic Grey RAL 7046**

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150 **CHF 46,30**

**Muddy Grey RAL 7033**

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151 **CHF 46,30**

**Peach RAL 3022**

glanz A9000100170-038

matt A9000100170-138 **CHF 46,30**

### Pulverfarben „Dormant“

**Tiefschwarz Effekt Silber**

glanz A9000100170-007

**Sky Blue**

glanz A9000100170-017

**Marine Blau**

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,30**

**Electric Green**

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115 **CHF 46,30**

**Violett**

glanz A9000100170-044

**Fire Red**

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,30**

### Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

**CHF 373,30**

**Storm (Eisblau)**

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

**Prairie (Roségold)**

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

**Berry (Beere)**

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

**Blue Ocean**

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

**Emerald (Smaragdgrün)**

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

**Chili**

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

**CHF 286,80**

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

A9000100170-200

#### Brillant Silber

A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

#### Lemon Green

A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

A9000100170-208

#### Lagoon Blue

A9000100170-212

#### Athletic Grey RAL 7046

A9000100170-210

#### Muddy Grey RAL 7033

A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

#### Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

#### Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

#### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

#### Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Die Anbauteile werden immer in Schwarz montiert.

#### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

#### Lenkradgabel und Lagerblock

Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

#### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup> gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

Rahmenfarbe A9000100171-999 **CHF 266,50**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 **CHF 308,60**

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

#### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (6-Speichen-Design)

Rahmenfarbe A9000100174-999 **CHF 80,30**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 **CHF 93,10**

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

#### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

#### Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 442,50**

#### Glanzgrad

glanz

matt

#### Farbbezeichnung

\_\_\_\_\_

#### RAL Nummer

\_\_\_\_\_

**Hinweis:** Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121\*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160\*

## Rahmen


### Rahmenvorbau G-Form

A9060100010-K\*  
Kniewinkel 105°



### Rahmenvorbau V-Form

A9060100020-K\*  
Kniewinkel 105°  
Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form  
 $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$



## Individuelle Anfertigung

Nach Anfrage und Prüfung

### Sitzbreite und Sitztiefe

A9060100100-K **CHF 1.334,40**

Sitzbreite 30 cm - 34 cm

und / oder

Sitztiefe 25 cm - 34 cm

ggf. mit Vorverlagerung der Rückenlehne

### Sitzbreite 47 cm - 50 cm

A9060100200-K **CHF 1.313,70**

### Unterschenkellänge 20 cm - 29 cm

A9060100300-K **CHF 253,80**

nur für durchgehenden Fußbügel

## Schiebegriffe

### Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K **CHF 139,30**

gerade.



### Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050\*  
ab RH 23 cm



### Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 **CHF 258,30**

abschraubbar



### Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

A9000401060\* **CHF 231,10**

Befestigung im Rückenrohr  
ab RH 30 cm bei Anpassrücken  
ab RH 43 cm bei Rückenschale  
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

A9000401075\* **CHF 398,20**

stufenlos höhenverstellbar  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel  
montiert  
Nicht in Verbindung mit Armauflage  
abschwenkbar



### Ausstattung ohne Schiebegriffe

A9000401000



## Rückenlehne

### Rückenlehne abfaltbar

A9060400011  
7-fach winkel-verstellbar,  
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



### Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K **CHF 122,20**

1 cm

2 cm

3 cm



## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

### Anpassrücken und Rückenpolster

- A9000802010-K001  
 Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Rückenerhöhung + 3-5 cm

- A9000802100 **CHF 166,80**  
 zu Rückenhöhe Nennmaß  
 Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

- A9000802011 **CHF - 53,00**  
 Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




## Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


### Body Contour

- A9000801025-K



### Offenes Gurtsystem

- A9000801010-K **CHF 82,20**




### Ausstattung ohne Sitzbespannung

- A9000801050




## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

- A9000805180-K\* **CHF 123,10**



### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

- A9000800300-K\* **CHF 170,90**

### Sitzkissenhöhe:

- 3 cm  5 cm  
 4 cm  6 cm

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

- bis 30x30 cm A9000805204-K\* **CHF 319,00**  
 >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K\* **CHF 464,20**

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- bis 30x30 cm A9000800311-K\* **CHF 377,10**  
 >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K\* **CHF 512,50**

### Sitzkissenhöhe:

- 4 cm  
 6 cm

### Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

- Sitzkissen ist vorhanden

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

## Hubmechanismus

### Elektrische Sitzhöhenverstellung um 30 cm

- Auslösung rechts am Rahmen befestigt **CHF 8.040,00**  
A9061300120-001
- Auslösung links am Rahmen befestigt **CHF 8.040,00**  
A9061300120-002

Hinweis: Auf Anfrage und nach Prüfung ist die Auslösung auch beidseitig (rechts und links) möglich

### Akku Ladebuchse hochverlagert

- A9061300020 **CHF 271,20**

positioniert unter der hinteren Sitzfläche mit Kippschalter zum Wechsel zwischen Ladevorgang des Akkus und Betrieb der Hubfunktion

## Kleiderschutz

### Kleiderschutz steckbar

- A9061403110 **CHF 267,20**

## Armauflagen

### Armpolster 25 cm lang auf Kleiderschutz montiert

- A9061403150 **CHF 393,30**

Nur in Verbindung mit Kleiderschutz steckbar

### Armauflage abklappbar

- A9061403140 **CHF 369,90**

mit Armpolstern 25 cm lang  
Nicht in Kombination mit Kleiderschutz steckbar

## Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen.

### Antriebsradplatte


- A9061201100  
Sitzhöhe hinten ca. 47 cm  
(bei 24" Rad)

### Antriebsradplatte abgesenkt

- A9061201120-K **CHF 278,60**  
Sitzhöhe hinten ca. 44 cm  
(bei 24" Rad)

### Verlängerte Antriebsradplatte

- A9060201110-K **CHF 311,90**  
Radstandverlängerung um 7,5 cm



## Radsturz

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

### 1° Antriebsradsturz

- A9060202000  
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm\*

## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

- A9060201200-K **CHF 537,10**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")  
Nicht in Kombination mit „e-motion DuoDrive“ zugelassen.

### Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

- E35/E36 (aktuelle Modelle) **CHF 537,10**  
A9061201230-K
- E25/E26 (Vorgängermodelle bei Wiedereinsatz) **CHF 537,10**  
A9061201220-K

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2"), Drehmomentstütze e-fix und Akkuhalterung.  
Der e-fix-Anbau muss bei der Fa. Alber durchgeführt werden, da eine zusätzliche Sicherheitsschaltung gemäß den Alber-Einbaurichtlinien notwendig ist.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)
- Fachhändler

## Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem hinten montiert“ ausgeliefert.

### Kniehebelbremssystem hinten montiert

A9061701010



### Kniehebelbremssystem tief montiert

A9061701015 **CHF 166,80**

Bremshalteschiene an der Radplatte montiert, Bremshebel gerade Ausführung



### Zweifaches Kniehebelbremssystem

A9061701020 **CHF 398,50**

Eine Bremse hinten montiert sowie eine weitere Bremse vorne an der Radplatte mit langem Bremshebel in gerader Ausführung montiert

## Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

### Fußbügel durchgehend

A9016601010-K\*  
mit Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar

A9016602010-K\* **CHF 328,80**


mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und 20 mm Betätigungshebel ab Rahmengröße 2 ab USL 42 cm bei V-Form ab SB 38 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußstütze mittig geteilt

A9016603200-K **CHF 359,70**

mit gummierter Fußbrettauflage, höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar, nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar, inkl. Rahmenverstärkung bei V-Form ab SB 40 cm



### Fußstütze „Swing Away“

A9016604100-K **CHF 432,20**

mit gummierter Fußbrettauflage, mittig geteilt, seitlich abschwenkbar, abnehmbar, hochklappbar, höhenverstellbar, winkelverstellbar  
inkl. Rahmenverstärkung ab USL 34 cm



### Rahmenvorbau abnehmbar, abschwenkbar mit geteilter Fußstütze

A9065630000-K **CHF 903,20**

höhenverstellbar, mit gummierter Auflage nur bei G-Form ab 100 kg Nutzergewicht nur auf Anfrage und nach Prüfung



## Zubehör Fußstütze

### Fußbrettauflage gummiert

A9000610000-K **CHF 134,40**

verschraubt, winkelverstellbar  
Tiefe: 14 cm



### Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 **CHF 63,80**

einstellbar  
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert



## Adaptionen

### Kippstütze abnehmbar

A9061300100  
verstellbar mit Quickpin



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterollen (80 mm)

A9000501110      **CHF 75,60**  
pannensicher



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterollen (100 mm)

A9000501120      **CHF 75,60**  
pannensicher



### 4" Sicherheitsleuchttrolle (100 mm)

A9000501220      **CHF 101,20**  
pannensicher



### 4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230      **CHF 206,30**  
mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 5" Lenkräder

### 5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

A9000501036-005  
(82A), pannensicher



### 5" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501031-005  
(82A), pannensicher



### 5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm)

A9000501221      **CHF 101,20**  
pannensicher



<p><b>5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“</b></p> <p><input type="checkbox"/> Silber A9000501210      <b>CHF 192,10</b></p> <p><input type="checkbox"/> Schwarz A9000501211      <b>CHF 192,10</b></p> <p>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)</p> 	<p><b>5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000501232      <b>CHF 206,30</b></p> <p>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)</p> 	
--	---	--

**6" Lenkräder auf Anfrage nach Prüfung, nur bei Rahmenvorbau V-Form**

**Lenkradgabel**

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

**Lenkradgabel „Standard“**

- A9000500100-K001  
mit Schraubachse
- A9000500100-K002      **CHF 178,80**  
mit Steckachse



**Lenkradgabel Heavy Duty**

- für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe
- A9000510111-K001      **CHF 57,60**  
mit Schraubachse
- A9000510111-K002      **CHF 233,80**  
mit Steckachse



**Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“**

- A9000500300-K      **CHF 316,90**  
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



**Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“**

- A9000500301-K      **CHF 360,90**  
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

**Spurdistanz**

**Lenkradspurverbreiterung**

- A9060500400-K      **CHF 78,70**  
13 mm pro Seite



## Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)  
 Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)  
 A9000203000-010  
 mit Liteline-Nabe (Bild links),  
 radial verspeicht  
 bis 120 kg Körpergewicht

24" (ETRTO 540)  
 A9000203000-020  
 mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),  
 radial verspeicht  
 über 120 kg Körpergewicht



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)  
 A9000203100 **CHF 168,50**

25" (ETRTO 559)  
 A9000203200 **CHF 168,50**

26" (ETRTO 590)  
 A9000203300 **CHF 168,50**  
 mit Alu-Hochflanschnabe,  
 radial verspeicht  
 Einsatz bei hohen Belastungen und  
 Körpergewicht >120 kg



### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in Schwarz

24" (ETRTO 540)  
 A9000203550 **CHF 837,40**


25" (ETRTO 559)  
 A9000201559 **CHF 837,40**

26" (ETRTO 590)  
 A9000203555 **CHF 837,40**



## Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
 allgemein:

- x = 11 mm  
 x = 19 mm

Greifringanbau  
 Curve + Gekko Greifringe:

- x = 10 mm  
 x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

### Edelstahl Ø 20 mm

24" Greifring für  
 24" Rad und 25" Rad  
 A9000205010-004

26" Greifring für  
 26" Rad  
 A9000205010-006



### Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

24" Greifring für  
 24" Rad und 25" Rad  
 A9000205019-004



### Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz  
 = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
 des geringen Grips nicht empfohlen.

24" Greifring für  
 24" Rad und 25" Rad **CHF 72,90**  
 A9000205020-004

26" Greifring für  
 26" Rad **CHF 72,90**  
 A9000205020-006



<p><b>Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 176,10</b> A9000205030-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 176,10</b> A9000205030-006</p> 	<p><b>Titan Ø 19 mm</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 358,40</b> A9000205040-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 358,40</b> A9000205040-006</p> 	<p><b>Silikon-Greifringüberzug</b></p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 24" A9000205100-004 <b>CHF 248,60</b></p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 26" A9000205100-006 <b>CHF 248,60</b></p> <p>Oberfläche ohne Struktur, kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm.</p> 
<p><b>Ultra-Grip „sehr griffig“</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 429,80</b> A9000205070-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 429,80</b> A9000205070-006</p> 	<p><b>Ergo-Grip</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 429,80</b> A9000205080-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 429,80</b> A9000205080-006</p> <p>Anbau an Felge anliegend</p> <p>Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich.</p> 	<p><b>Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm <b>CHF 429,80</b> A9000205130-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 429,80</b> A9000205140-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 429,80</b> A9000205140-006</p> 
<p><b>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 433,70</b> A9000205160-004</p> 	<p><b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm <b>CHF 499,40</b> A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31mm, Größe L <b>CHF 499,40</b> A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 499,40</b> A9000205145-006</p>  <p>Profilhöhe H: 24mm oder 31mm</p>	<p><b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L <b>CHF 560,30</b> A9000205150-004</p> 

<p><b>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205170-006</p> 	<p><b>Gekko schwarz eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205175-006</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p><b>Gekko silber eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205185-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 
<p><b>Gekko S schwarz eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205195-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	
<p><b>Speichenschutz</b></p>		
<p><b>Finger- und Speichenschutz „transparent“</b></p> <p><input type="checkbox"/> für 24" Rad <b>CHF 221,20</b> A9000206300-004</p> <p><input type="checkbox"/> für 26" Rad <b>CHF 221,20</b> A9000206300-006</p> <p>Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrädern</p> 		

## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204001-004

Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204000-004

- 25x1" (559-23)  
A9000204000-005

- 26x1" (590-25)  
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204010-004

7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

- 24x1" (540-25)  
A9000204030-014 **CHF 52,60**

- 25x1" (559-25)  
A9000204030-015 **CHF 52,60**

- 26x1" (590-25)  
A9000204030-016 **CHF 52,60**

Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

- 24x1" (540-25)  
A9000204030-004 **CHF 52,60**

Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

- 24x1" (540-25)  
A9000204123-004 **CHF 99,30**

Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

- 24x1" (540-25)  
A9000204201-004 **CHF 131,00**

Farbe: Schwarz

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



## Zubehör

### Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

- A9000200096 **CHF 113,00**

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm

Achsdurchmesser: 12 mm

Nicht in Verbindung mit Arretierbarer  
Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“



### Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss „Tetra Clip“

- A9000206400\* **CHF 177,80**

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder  
oder Liteline-Nabe



### Handluftkompressor mit Manometer

- A9000901100 **CHF 113,50**  
bis 14 bar



<p><b>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000902100      <b>CHF 86,10</b></p> 	<p><b>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000902110      <b>CHF 68,90</b></p> 	<p><b>Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000902310*      <b>CHF 146,70</b></p> 
<p><b>Beleuchtungsset SIGMA</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000903270      <b>CHF 115,30</b></p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 	<p><b>Transporttasche für Antriebsräder</b></p> <p><input type="checkbox"/> für 24" Rad A9000903530-004      <b>CHF 83,10</b> Ø 76 cm x 2 cm</p> <p><input type="checkbox"/> für 26" Rad A9000903530-006      <b>CHF 83,10</b> Ø 83 cm x 2 cm</p> 	<p><b>Aufstehhilfe Haltegriffe über Rastbolzen</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9060403200      <b>CHF 492,70</b></p> <p>abnehmbar, höhenverstellbar Montage am Sitzrohr In Kombination mit „Kniehebelbremssystem tief montiert“ ist die Höhenverstellbarkeit eingeschränkt.</p>
<p><b>Weiteres Zubehör siehe separates Bestellblatt oder <a href="http://www.proactiv-gmbh.de">www.proactiv-gmbh.de</a></b></p>		
<p><b>Dienstleistungen</b></p>		
<p><b>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000      <b>CHF 378,60</b></p>	<p><b>Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9990000006      <b>CHF 378,60</b></p>	

**Anmerkungen und Notizen:**

**Ort, Datum**

**Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 15 - 2025-04-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  = im Grundpreis  = Position gewählt  
Bestellblatt LIFT solid - elektrisch Rev. 12 CH