



FOXX K1 Offroad Kompaktbike

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

Grundausrüstung

- Laufräder vorne 24" (507-30) tubeless ready
- Laufrad hinten 27,5" (587-35) tubeless ready
- vollgefedert mit 100 mm Federweg vorne und 140 mm Federweg hinten
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem vorne und hinten
- Rückenlehne im Winkel und Abstand einstellbar
- Tretlagerposition einstellbar
- Schutzblech für das hintere Rad
- Unterfahrschutz
- Akku Beleuchtungsset

A9105100000

€ 16.975,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Indikation: _____

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Antriebssystem Bafang

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Bafang M560 Motor

Maximale Power für alle Offroad-Abenteurer

A9105100010
500W, 130Nm Drehmoment,
Unterstützung bis 25 km/h,
Anfahrhilfe bis 15 km/h



Akku Bafang 48V 696Wh

Reichweite: ca. 50 km - 75 km

A9105900100
Akku montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte



Doppelakku Bafang 48V 696Wh

Reichweite: ca. 100 km - 150 km

A9105900105 **€ 855,00**
Akkus montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.
Wechselsteckverbindung an der Sitzplatte
montiert zum einfachen Wechsel zwischen den
Akkus.



Antriebssystem Shimano

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Shimano EP6 Cargo Motor

Antriebssystem für Gelände und Straße

A9105100020 **€ 325,00**
250W, 85Nm Drehmoment,
Unterstützung bis 25 km/h,
Anfahrhilfe bis 6 km/h
Pedelec System mit Straßenzulassung



Akku Shimano 36V 630Wh

Reichweite: ca. 45 km - 70 km

A9105900110 **€ 610,40**
Akku montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte



Doppelakku Shimano 36V 630Wh

Reichweite: ca. 90 km - 140 km

A9105900115 **€ 1.405,30**
Akkus montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.
Wechselsteckverbindung an der Sitzplatte
montiert zum einfachen Wechsel zwischen den
Akkus.



Farbe Anbauteile

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe in UDS schwarz geliefert.

Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe UDS schwarz

A9105100170-001

Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe Rein Orange RAL 2004 glanz

A9105100170-002

Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe Individuelle Farbauswahl

A9105100170-003 **€ 219,00**

aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- ____ _

Farbe: _____

Kettenschaltung

Shimano Cues U8000 11-Gang Kettenschaltung

A9105200010
mit Linkslide Technologie
Kassette 11-50 Z



Sram GX-Eagle AXS 12-Gang Kettenschaltung

A9105200011 **€ 767,50**
elektrische Funkschaltung
Kassette 11-50 Z



Nabenschaltung

Rohloff 14-Gang Nabenschaltung mit elektrischer Bedienung

A9105200020 € 1.987,50

wird über das Bafang System versorgt.



Fahrwerk

Standard Fahrwerk

A9105400010

Fox Float DPS Performance vorne und Manitou Mara Inline hinten mit je drei Modi (Open, Medium, Firm)
Zug- und Druckstufe einstellbar

Hochwertiges Offroad Fahrwerk

A9105400020 € 840,00

Fox Float DPS Factory vorne und Manitou Mara Pro hinten mit je drei Modi (Open, Medium, Firm)
Zug- und Druckstufe einstellbar
High- und Lowspeed Druckstufe einstellbar

Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

Griffweite 40 cm
A9117500100-040

Griffweite 45 cm
A9117500100-045

Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

Griffweite 48 cm
A9117500100-048

Griffweite 53 cm
A9117500100-053

Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Standard Tretkurbel

Länge 155 mm
A9110600100-155

Länge 175 mm
A9110600100-175

Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel

Länge 155 mm
A9100600105-155 € 132,10

Länge 175 mm
A9100600105-175 € 132,10

Länge individuell
140 mm bis 195 mm € 251,20
A9100600100



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

S (180 mm)
A9105500010-01

M (240 mm)
A9105500010-02

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Handgriff Optionen

Handballenauflage am Handgriff

A9110601200 € 99,80
gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 € 164,50



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601102 € 186,00
sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug



Oberkörperfixierung

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) € 231,80
A9000800016

Größe M (125 cm) € 231,80
A9000800013

Größe L (145 cm) € 231,80
A9000800014

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: Schwarz



Pelvi.Loc Oberschenkelfixierung


A9105800000 € 330,00



Bereifung

Offroad Bereifung

A9105105110
Vorne: Smart Sam 24 x 2,1"
Hinten: Magic Marry 27,5 x 2,6" Ultra Soft



Trekking Bereifung

A9105105100 € 46,80
Vorne: Marathon Plus 24 x 1,75"
Hinten: Johnny Watts 27,5 x 2,6"



Tubelesskit mit Tire Insert für Hinterrad

A9105105120 € 78,40

Zubehör

Beleuchtung für vorne und hinten

A9105900000 € 219,00

inkl. Reflektoren für StVZO



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000007 € 567,50

zzgl. Versandkosten

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

RECHTLICHER HINWEIS – FOXX Offroad-Handbike mit SHIMANO oder BAFANG Antriebssystem

PRO ACTIV bietet das FOXX Offroad-Handbike wahlweise mit zwei unterschiedlichen Antriebssystemen an. Die Nutzungsmöglichkeiten unterscheiden sich je nach Ausstattung und den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

SHIMANO Antriebssystem (Pedelec-System nach EN 15194)

Das FOXX mit SHIMANO Antriebssystem erfüllt die Anforderungen eines Pedelecs gemäß EU-Norm EN 15194.

Mit dieser Ausstattung ist das Fahrzeug für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr und auf öffentlichen Wegen in Deutschland zulässig, ohne dass eine Betriebserlaubnis oder ein Versicherungskennzeichen erforderlich ist. Dies gilt auch für die Nutzung auf Radwegen.

BAFANG Antriebssystem (Leistungsstärkeres Offroad-System)

Das FOXX mit BAFANG M560 Antriebssystem verfügt über eine Motorleistung von 500 W und ein Drehmoment von 130 Nm. PRO ACTIV weist ausdrücklich darauf hin, dass das FOXX mit BAFANG Antriebssystem in Deutschland ohne Einzelbetriebserlaubnis und ohne Versicherungskennzeichen nicht im öffentlichen Straßenverkehr oder auf öffentlichen Wegen, Plätzen oder Radwegen betrieben werden darf. Der Betrieb ist in diesem Fall ausschließlich auf Privatgelände sowie im Offroad-Gelände (z. B. auf nicht-öffentlichen Trails oder Bikeparks) zulässig. Ein Betrieb im öffentlichen Raum ohne gültige Betriebserlaubnis stellt einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz (§ 1 PflVG) dar und kann gemäß § 6 Abs. 1 PflVG strafrechtlich verfolgt werden.

Bitte beachten Sie zudem:

Sollten Sie das FOXX mit BAFANG Antrieb außerhalb Deutschlands verwenden, obliegt es Ihnen, sich im Vorfeld über die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Vorgaben und Verkehrsvorschriften zu informieren.

Bestätigung der Kenntnisnahme

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die obigen Hinweise gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen habe.

Ich verpflichte mich, das FOXX mit BAFANG Antriebssystem in Deutschland ausschließlich mit einer gültigen Betriebserlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr zu verwenden bzw. ohne Betriebserlaubnis nur auf Privatgelände oder im Offroad-Gelände zu betreiben.

Bei Nutzung in anderen Ländern werde ich mich eigenverantwortlich über die dort geltenden rechtlichen Vorgaben informieren und diese beachten.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)