



NJ1 el. Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzugchassis mit integrierter Akkuhalterung
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzentrerschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem
- zusätzliche mechanische Scheibenbremse mit Feststellarretierung
- Sicherheitswimpel mit Halterung
- Beinschutzblech
- Antriebseinheit schwarz

Antrieb Neodrives Z15

„Der kraftvolle Nabenantrieb für max. Leistung mit TFT-Display und 11-Gang Shimano Kettenschaltung“
Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

A9100100011-026 **CHF 8.783,00**

Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023
 matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001
 matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003
 matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

Fire Red

- glanz A9000100170-018
 matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037
 matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036
 matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz A9000100170-045
 matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Electric Green

- glanz A9000100170-015
 matt A9000100170-115 **CHF 46,00**

Lemon Green

- glanz A9000100170-005
 matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz A9000100170-044

Gestrahlt transparent beschichtet

- glanz A9000100170-029

Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046
 matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047
 matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052
 matt A9000100170-152 **CHF 46,00**

Athletic Grey

- glanz A9000100170-050
 matt A9000100170-150 **CHF 46,00**

Muddy Grey

- glanz A9000100170-051
 matt A9000100170-151 **CHF 46,00**

Akku Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite ca. 75 km

- A9100900109



Doppelakku neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite ca. 150 km

- A9100900110 **CHF 1.484,00**

Umsteckvorrichtung zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus über den Magnetstecker

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200032
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200034 **CHF 207,00**
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200035 **CHF 1.615,00**
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Bedienung: Rechts Links

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
mit Kinnbedienung
11-Gang Kettenschaltung**

A9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

32 Zähne

38 Zähne



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung für neodrives**

A9116200003 **CHF 690,00**

zur Erweiterung auf doppelte Ganganzahl
Planetengetriebe
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung
im Stand.
In Verbindung mit Griffweite 40, 45, 48 oder
53 cm



Bremssystem

**Leistungsstarkes Bremssystem
mit Brems Scheibe Ø 203 mm**

A9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht.
Nicht erforderlich bei Auswahl mechanische
Rücktritt-Scheibenbremse



**Doppeltes Scheiben-Bremssystem
„Magura“ Brems Scheibe Ø 203 mm**

A9100300100 **CHF 253,00**

Mechanische Scheibenbremse entfällt.
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken
Bremssystem.
Empfohlen ab 100 kg Körpergewicht

**Mechanische Rücktritt-
Scheibenbremse mit
Kurbelfreischaltfunktion**

A9110300004 **CHF 776,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und
Freilaufschalt nabe.
In Verbindung mit:
- Tretlagerwelle Griffweite 45 bis 55 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht
Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1
Berguntersetzung!

Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045
- Griffweite 50 cm
A9110500100-050

Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- Griffweite 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel


- Länge 155 mm **CHF 153,10**
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 153,10**
A9100600105-175
- Länge individuell
195 mm bis 140 mm **CHF 280,30**
A9100600100



Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

- S (X/Y 67/153)
A9100501100-003
- M (X/Y 90/250)
A9100501100-001




Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

- S (180 mm) **CHF 249,90**
A9100500001-002
- M (240 mm) **CHF 249,90**
A9100500001-003

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

- A9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Beinstütze umlaufend

- A9100100009
Adaption an der Gabel



Fußanschlag für Beinstütze

- A9100100012 **CHF 96,70**



Oberschenkelfixierung

A9100100013 **CHF 170,80**



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

A9100800002
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

A9100800010 **CHF 64,00**
mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche




Chassis

Chassis-Geometrie

Länge 116 cm
SB ca. 39 cm
A9100100000-005

Länge 116 cm
SB ca. 43 cm **CHF 221,00**
A9100100000-006

Heavy Duty Ausführung
bis 120 kg Körpergewicht
A9100800013 **CHF 436,00**
empfohlen bei Offroad-Nutzung



Sitzbespannung

Sitzbespannung Offenes Gurtsystem

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100801010-002

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100801010-003




Sitzbespannung Body Contour

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100801025-002

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100801025-003



Sitzkissen

Sitzkissen Standard


Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4 cm

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100000190-002 **CHF 120,00**

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100000190-003 **CHF 120,00**



Sitzkissen mit Oberschenkelführung

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4 cm

Nur in Verbindung mit Oberschenkelfixierung

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100800103-002 **CHF 260,90**

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100800103-003 **CHF 260,90**



Bereifung

26x1,5" Schwalbe „Marathon“

A9100105100
(ETRTO 559-40)
Tourenreifen



26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

A9100105140 **CHF 83,90**
(ETRTO 559-50)
Tourenreifen



26x2,1" Schwalbe „Smart Sam“

A9100105150 **CHF 83,90**
(ETRTO 559-54)



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

A9100502100 **CHF 51,50**



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

A9100800100 **CHF 234,00**



Nackenstütze

A9100800150 **CHF 281,00**
höhenverstellbar, winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

A9100800200 **CHF 124,00**



Halterung ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

A9110903271 **Stk. á CHF 25,20**
Farbe: Natur eloxiert
____ Stück



Beleuchtungsset SIGMA

A9120900019 **CHF 116,00**
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Handballenauflage am Handgriff

A9110601200 **CHF 61,00**
gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 **CHF 191,50**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601102 **CHF 218,00**
sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm
mit Moosgummiüberzug



<p>Tetra-Schalengriffe</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100 CHF 187,00</p> 	<p>Bediensatellit am Handgriff montiert</p> <p>Montage: Rechts <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/></p> <p>mit vorhandener Stützleitung (an einer Bremsleitung entlang gelegt)</p> <p><input type="checkbox"/> A9116200000 CHF 91,50</p> <p>ohne vorhandener Stützleitung (es wird eine zusätzliche Blindleitung benötigt)</p> <p><input type="checkbox"/> A9116200001 CHF 136,50</p>	
---	---	--

Dienstleistungen

<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 CHF 357,00</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters</p> <p>an einen PRO ACTIV Rollstuhl</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000007 CHF 610,00</p> <p>zzgl. Versandkosten</p>	
--	---	--

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.