



**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Tel.:** \_\_\_\_\_

**Fax:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**ASP:** \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend** (siehe unten)

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend** (siehe unten)

**Kd.-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Name:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

**Name, Vorname:** \_\_\_\_\_

**Straße:** \_\_\_\_\_

**PLZ / Ort:** \_\_\_\_\_

**Tel.:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

**Geb.-Dat.:** \_\_\_\_\_

**Kostenträger:** \_\_\_\_\_

**Indikation:** \_\_\_\_\_

## NJ1 Kompaktbike

**mit Kettenschaltung oder Freilaufnabe  
und Scheibenbremse**

**Zugelassen bis 100 kg Zuladung**

- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzentrerschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem „Magura“
- mechanische Scheibenbremse mit Feststellarretierung
- Sicherheitswimpel
- Antriebseinheit schwarz

A9100100001 € 5.200,00

**Hinweis: Für kleinere Körpergrößen und Kinder steht das  
FREAK Kompaktbike zur Verfügung (separates Bestellblatt).  
Das FREAK kann auch mit 26"-Vorderrad und 20"-Hinterrad  
ausgestattet werden.**

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

## Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023  
 matt A9000100170-123 € 42,10

### Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

### Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001  
 matt A9000100170-101 € 42,10

### Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003  
 matt A9000100170-019 € 42,10

### Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

### Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

### Fire Red

- glanz A9000100170-018  
 matt A9000100170-118 € 42,10

### Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037  
 matt A9000100170-137 € 42,10

### Sky Blue

- glanz A9000100170-017

### Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036  
 matt A9000100170-136 € 42,10

### Marine Blau

- glanz A9000100170-045  
 matt A9000100170-145 € 42,10

### Electric Green

- glanz A9000100170-015  
 matt A9000100170-115 € 42,10

### Lemon Green

- glanz A9000100170-005  
 matt A9000100170-105 € 42,10

### Violett

- glanz A9000100170-044

### Gestrahlt transparent beschichtet

- glanz A9000100170-029

### Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046  
 matt A9000100170-146 € 42,10

### Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047  
 matt A9000100170-147 € 42,10

### Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052  
 matt A9000100170-152 € 42,10

### Athletic Grey

- glanz A9000100170-050  
 matt A9000100170-150 € 42,10

### Muddy Grey

- glanz A9000100170-051  
 matt A9000100170-151 € 42,10

### Peach RAL 3022

- glanz A9000100170-038  
 matt A9000100170-138 € 42,10

## Kettenschaltung

### Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200032  
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung  
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne  
 38 Zähne



### Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200034 € 186,60  
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung  
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
 Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne  
 38 Zähne

### Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200035 € 1.442,80  
 elektronische Kettenschaltung mit Bedienung  
 am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Bedienung: Rechts  Links

#### Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne  
 38 Zähne



### Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9110200033 € 1.583,60

elektronische Kettenschaltung mit  
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne

#### Kettenblattauswahl:

32 Zähne

38 Zähne



## Nabenschaltung

### Shimano „Alfine“ 11-Gang Nabenschaltung

A9100200026 € 574,80

Schaltgriff „Rapid Fire“  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 19 Zähne



### Rohloff „Speedhub 500/14“ 14-Gang Nabenschaltung

A9100200027 € 1.454,50

Drehgriffschalter „Grip Shift“  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 16 Zähne



## Schaltungszubehör

### Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Nabenschaltung

A9100200003 € 774,20

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.  
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung  
im Stand.  
Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.  
Nur in Verbindung mit Griffweite 40, 45, 48 und  
53 cm.



## Bremssystem

### Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremsscheibe Ø 203 mm

A9110300105 € 80,70

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht.



### Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Bremsscheibe Ø 203 mm

A9100300100 € 226,50

Mechanische Scheibenbremse entfällt.  
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarkem  
Bremssystem  
Empfohlen ab 100 kg Körpergewicht

## Abmessungen

### Kurbelart und Griffweite

#### Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm  
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm  
A9110500100-045
- Griffweite 50 cm  
A9110500100-050

#### Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)  
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)  
A9110500100-053
- Griffweite 58 cm (276 mm)  
A9110500100-058

#### Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm  
A9110600100-155
- Länge 175 mm  
A9110600100-175
- Länge 195 mm  
A9110600100-195



#### Tetra Tretkurbel


- Länge 155 mm  
A9100600105-155 € 132,10
- Länge 175 mm  
A9100600105-175 € 132,10
- Länge individuell  
195 mm bis 140 mm € 251,20  
A9100600100



#### Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

- S (X/Y 67/153)  
A9100501100-003
- M (X/Y 90/250)  
A9100501100-001



#### Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

- S (180 mm)  
A9100500001-002 € 225,30
- M (240 mm)  
A9100500001-003 € 225,30

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



## Beinstütze

#### Beinstütze geteilt

- A9100100008  
Adaption an der Gabel für kurze Beine  
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



#### Beinstütze umlaufend

- A9100100009  
Adaption an der Gabel



#### Fußanschlag für Beinstütze

- A9100100012 € 88,50



## Oberschenkelfixierung

A9100100013 € 208,80



## Rückenausstattung

### Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

A9100800002  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

### Rückenbespannung Body Contour

A9100800010 € 86,80  
mit Rückenkissen 3 cm  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



## Chassis

### Chassis-Geometrie

Länge 116 cm  
SB ca. 39 cm  
A9100100000-002


Länge 116 cm  
SB ca. 43 cm  
A9100100000-003 € 198,60

Heavy Duty Ausführung  
bis 120 kg Körpergewicht  
A9100800013

(Empfohlen bei Offroad-Nutzung)

Wird zusätzlich zu A9100100000\* benötigt.

€ 413,20



## Sitzbespannung

### Sitzbespannung Offenes Gurtsystem

Chassis: 116 cm  
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100801010-002

Chassis: 116 cm  
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100801010-003



### Sitzbespannung Body Contour

atmungsaktiv, federnde Wirkung

Chassis: 116 cm  
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100801025-002

Chassis: 116 cm  
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100801025-003



## Sitzkissen

### Sitzkissen Standard

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Sitzkissenhöhe: 4 cm

Chassis: 116 cm  
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100000190-002 € 108,70

Chassis: 116 cm  
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100000190-003 € 108,70



### Sitzkissen mit Oberschenkelführung

Bezugstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Sitzkissenhöhe: 4 cm  
Nur in Verbindung mit Oberschenkelfixierung.

Chassis: 116 cm  
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100800103-002 € 198,50

Chassis: 116 cm  
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100800103-003 € 198,50



### Räder

#### 26x1" Laufräder Euroline mit Doppelwandfelge

A9100104260  
(ETRTO 559)  
Laufräder vorne und hinten mit 36 Speichen

#### 26x1" Laufräder Mavic XC717 mit Doppelwandfelge

A9100104262 € 289,30  
(ETRTO 559)  
extra leichte Ausführung: Felgengewicht 395 g,  
Laufrad vorne mit 32 Speichen  
Laufräder hinten mit 18 Speichen  
(Gewichtseinsparung am Bike ca. 600 g)

### Bereifung

#### 26x1" Schwalbe „One“

A9100105160  
(ETRTO 559-25)  
V-Guard WheelStar



#### 26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

A9100105140 € 69,00  
(ETRTO 559-50)  
Tourenreifen



### Zubehör Bike

#### Steck-Schutzblech

A9100502100 € 56,40



#### Beinschutzblech

A9100100231 € 166,00  
Schutz bei MTB-Bereifung  
am Gabelholm verschraubt  
Farbe: Schwarz matt

#### Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

A9100800100 € 211,70  
mit Halterungsklemme 40 mm  
Farbe: Schwarz



#### Nackenstütze

A9100800150 € 253,40  
höhenverstellbar  
winkelverstellbar



#### Becken-Fixiergurt

A9100800200 € 115,20



#### SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000 € 68,10  
kabellos, mit Halterung



<p><b>SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110900018 € 166,50 mit Trittfrequenz-Set kabellos</p> 	<p><b>Halterung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110903271 Stk. á € 22,50 Farbe: Natur eloxiert</p> <p>____ Stück</p> 	<p><b>Beleuchtungsset SIGMA</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019 € 120,30 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 
---	--	---

### Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

<p><b>Handballenauflage am Handgriff</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110601200 € 99,80 gepolstert, verschraubt, winkleinstellbar. Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.</p> 	<p><b>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110601101 € 164,50</p> 	<p><b>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110601102 € 186,00 sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze schwenkbar</p> 
<p><b>Tetra-Schalengriffe</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100 € 167,40</p> 		

### Dienstleistungen

<p><b>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 € 344,20</p>	<p><b>Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9990000011 € 344,20</p>	
--	---	--

### Anmerkungen und Notizen:

#### Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

#### Unterschrift Endkunde / Fachhändler

- 7 - 2025-04-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  = im Grundpreis enthalten  = Position erforderlich  
Bestellblatt NJ1 Kompaktbike Rev. 15