



BUDDY 4all Aktiv-Leichtlauf-Rollstuhl

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

A9047100000 CHF 4.196,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:


Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich

Grundmaße

Sitzbreite SB	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31
	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38					
	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:				<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46

Sitztiefe ST	Größe M (Rahmenlänge 35 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm) <i>nicht in Verbindung mit Rahmenvorbau G-Form</i>									
	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31
	Größe L (Rahmenlänge 38 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35
	Größe XL (Rahmenlänge 43 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40

Rückenhöhe RH	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45				
	Optional bei Größe XL:			<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48				

Unterschenkellänge USL	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	
	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	
	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44									
	Optional bei Größe L + XL:			<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47						

Sitzhöhe hinten SHh	Größe M (Bei 22" Bereifung)						
	<input type="checkbox"/> 33,5	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 36,5	<input checked="" type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 38,5	<input type="checkbox"/> 39,5
	Größe L (Bei 24" Bereifung)						
	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42
	Größe XL (Bei 24" Bereifung)						
	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42

Sitzhöhe vorne SHv	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kipppunkt KP <small>(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
--	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).
Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.
Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz sowie vorderem und hinterem Rahmenwinkel geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Pulverfarben

Weiß RAL 9016

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Pastellblau RAL 5024

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Lemon Green

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Pulverfarben „Dormant“

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz A9000100170-007

Sky Blue

glanz A9000100170-017

Marine Blau

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

glanz A9000100170-014

matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

Violett

glanz A9000100170-044

Fire Red

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

CHF 348,00

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

Café

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

Berry (Beere)

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

Blue Ocean

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

Omega (Blau)

glanz A9000100170-512

matt A9000100170-513

Mint

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

Chili

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

Sunflower (Sonnengelb)

glanz A9000100170-518

matt A9000100170-519

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne) **CHF 283,00**

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

A9000100170-200

Gestrahlt transparent beschichtet

A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

Lemon Green

A9000100170-207

Gelb RAL 1023

A9000100170-208

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Gelb RAL 1023

glanz A9000100170-261

matt A9000100170-262

Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

Omega (Blau)

glanz A9000100170-252

matt A9000100170-263

Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

Sunflower (Sonnengelb)

glanz A9000100170-276

matt A9000100170-277

Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Silber A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

Rein Orange RAL 2004 **CHF 227,06**

A9000100171-022

Weiß RAL 9016 **CHF 227,06**

A9000100171-023

Rahmenfarbe **CHF 227,06**

A9000100171-999

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) **CHF 314,10**

A9000100171-998

Farbe: _____

A9000100170-

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

Rein Orange RAL 2004 **CHF 52,11**

A9000100174-022

Weiß RAL 9016 **CHF 52,11**

A9000100174-023

Rahmenfarbe **CHF 81,65**

A9000100174-999

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) **CHF 81,65**

A9000100174-998

Farbe: _____

A9000100170-

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 436,00**

Glanzgrad

glanz

matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210

Rahmen


Rahmenvorbau G-Form

(nur bei Rahmengröße L und XL)

A9047100010-K*

Kniewinkel 105°

Lagerblock fest verschweißt



Rahmenvorbau abduzierte Form

3,5 cm / Seite

A9047100030-K*

Kniewinkel 105°


Lagerblock fest verschweißt

Abduktionsbeginn bei:

Gr. M: ST 26 cm

Gr. L: ST 29 cm

Gr. XL: ST 34 cm



Sondermaß Sitzbreite 39 - 46 cm

A9047100060 **CHF 464,00**

mit Inlett in den oberen Querrohren,
unteres Querrohr doppelt verschraubt,
Seitenblechverschraubung über
Verstärkungsinlett

Schiebegriffe

Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

Länge: 45 cm
A9041401075-K001
max. Höhe = SHh + ca. 53 cm

Länge: 55 cm
A9041401075-K002
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm
stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert



Schiebegriffe Aluminium rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm

A9041401080-K* **CHF 108,00**

stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert

Länge: 55 cm

Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Zentralschiebegriff Aluminium Griffbereich abfaltbar

A9041401086-K **CHF 125,00**

höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk
Halterung mittig am Rückenquerbügel
verschweißt
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg
nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung
Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des
Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel
fassen.



Zentralschiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar

A9041401070-K **CHF 148,80**

geschlossen, stufenlos höhenverstellbar,
mit Griffüberzug Moosgummi.
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung
Nur in Verbindung mit Feststell-
Kniehebelbremse für Begleitperson oder
Trommelbremse



Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

A9041401069-K **CHF 426,50**

stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter
rückverlagert
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Rückenlehne

Rückenlehne fest

A9000400020
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
Rückenlehne nicht abfaltbar



Rückenlehne abfaltbar

A9000400023 **CHF 410,00**

mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen
7-fach winkelverstellbar



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

A9041802010-K
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

A9000802210-K **CHF 435,00**
mit Lordoseunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

A9000802220-K **CHF 216,00**
Polsterdicke: 2 cm
Bezugsstoff:
 Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Schwarz, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.



ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

A9000802019-K **CHF 241,00**
mit ausgespartem Griffbereich
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
nur kompatibel mit Zentralschiebegriff Art.-Nr. A9041401082
Rückenschale und Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem


A9000802011 **CHF -65,00**
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Sitzbespannung


Body Contour

A9000801025-K




Sitzplatte Aluminium

A9000801210-K **CHF 298,00**
Montage zwischen den Rahmenrohren, auf geschweißten Sitzplattenhaltern verschraubt
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050



Farben Rückenausstattung und Sitzplatte

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter www.proactiv-gmbh.de
Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe Anthrazit matt geliefert.

Anthrazit RAL 7016 glanz

A9000100179-995
 Rückenschale
 ERGO Back Rückenlehnenbügel
 Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe

A9000100179-999 **CHF 91,50**
 Rückenschale
 ERGO Back Rückenlehnenbügel
 Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll

- A9000100179-999 **CHF 91,50**
- Rückenschale
- Grundfarbe
- Designfarbe
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Grundfarbe
- Designfarbe
- Sitzplatte Aluminium
- Grundfarbe
- Designfarbe

Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese entsprechend aus der Farbpalette Rollstuhl auswählen



in Farbe aus Einfarbdesign:

- A9000100179-998 **CHF 148,00**
- Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:
A9000100170-
- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Farbe aus Zweifarbdesign:

- A9000100179-997 **CHF 239,00**
- Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:
A9000100170-
- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Sitzkissen



**Sitzkissen in Rechteckkontur
Inlett: Standard**

- A9000805180-K* **CHF 120,60**

**Sitzkissen mit Radiuskontur
Inlett: Standard**

- A9000800300-K* **CHF 165,40**

Sitzkissenhöhe:

- 3 cm 5 cm
- 4 cm 6 cm

**Sitzkissen in Rechteckkontur
Inlett: Anti-Dekubitus**

- bis 30x30 cm
A9000805204-K* **CHF 262,10**
- >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* **CHF 446,20**

**Sitzkissen mit Radiuskontur
Inlett: Anti-Dekubitus**

- bis 30x30 cm
A9000800311-K* **CHF 307,80**
- >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* **CHF 491,90**

Sitzkissenhöhe:

- 4 cm
- 6 cm

Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 - Schwarz, geschlossene Oberfläche
- Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____
Kissenhöhe _____ cm

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium


fest montiert am Seitenblech
nur in Verbindung mit Rückenlehne fest




- in schwarz glanz
- A9000403100-K

- in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)
- A9000403101-K **CHF 71,50**

- in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)
- A9000403102-K **CHF 114,40**

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar			
in anthrazit matt <input checked="" type="checkbox"/> A9000403215-K	in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign) <input type="checkbox"/> A9000403216-K CHF 71,50	in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich) <input type="checkbox"/> A9000403217-K CHF 114,40	

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar			
<input type="checkbox"/> A9000400013-K CHF 325,00 			

Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert siehe „Bremssysteme“




Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert inklusive Kleiderschutz Aluminium mit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar			
in anthrazit matt <input type="checkbox"/> A9000400014-K CHF 357,00	in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign) <input type="checkbox"/> A9000400015-K CHF 428,50	in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign) <input type="checkbox"/> A9000400016-K CHF 471,40	

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert <input type="checkbox"/> A9000400017-K CHF 682,00 inklusive Kleiderschutz Carbon mit Armpolster 25 cm lang Über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar			
---	--	--	--

Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

2-Schlitz Antriebsradplatte <input checked="" type="checkbox"/> A9000201000* Steckachse Ø 12 mm SH hinten: 24" Rad: ca. 36 - 42 cm 22" Rad: ca. 33,5 - 39,5 cm 20" Rad: ca. 31 - 37 cm 	1-Schlitz Antriebsradplatte <input checked="" type="checkbox"/> A9000201001* nur in Farbe schwarz erhältlich (keine Farbauswahl) nur in Kombination mit 10° Sturz SH hinten nur bedingt einstellbar 	Verlängerte Bike-Platte <input type="checkbox"/> A9000201030* CHF 313,00 + 4° Sturz integriert Spur einstellbar SH hinten: 24" Rad: ca. 36 - 42 cm 22" Rad: ca. 33,5 - 39,5 cm 20" Rad: ca. 31 - 37 cm 
--	--	--

Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz <input checked="" type="checkbox"/> A9000202010* Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*	4° Antriebsradsturz <input checked="" type="checkbox"/> A9000202030* Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*	6° Antriebsradsturz <input checked="" type="checkbox"/> A9000202040* Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*
--	--	--

8° Antriebsradsturz <input type="checkbox"/> A9000202080* CHF 98,50 Gesamtbreite = ca. SB + 33 cm* Radplatte außen montiert	10° Antriebsradsturz <input type="checkbox"/> A9000202050* CHF 146,00 Gesamtbreite = ca. SB + 39 cm* Radplatte außen montiert	
--	--	--

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

A9000201200 **CHF 108,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

A9000201210 **CHF 108,00**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-fix, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen, sowie Aufnahme BUDDY.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- Alber GmbH
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)
- Fachhändler

Bremssystem

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002



Bremshebel 20° ausgestellt

A9000700002
nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang



Kniehebelbremssystem Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

A9000706001 **CHF 145,00**

nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang.

Bremshebel:

- Standard
 Lang



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

A9000706008 **CHF 155,60**

Länge: 9 cm



Kniehebelbremse mit Einhandbedienung

A9000707020-K **CHF 387,00**

über Bowdenzug
Bedienung:

- Rechts
 Links



Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert

Bremshebel am unteren Rahmenrohr befestigt
Betätigung über Seilzug
Kleiderschutz nicht abnehmbar.
Bei Rahmengröße M und Kippunkt >7 cm nicht möglich

in schwarz glanz bei Rückenlehne fest
in anthrazit matt bei Rückenlehne abfaltbar

A9047701015-K **CHF 437,00**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei
Zweifarbdesign)

A9047701016-K* **CHF 508,50**










in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
Zweifarbdesign möglich)

A9047701017-K* **CHF 581,40**

<p>Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson</p> <p><input type="checkbox"/> A9000701020 CHF 485,00 Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge</p> 	<p>Trommelbremse</p> <p><input type="checkbox"/> A9000702011-K* CHF 492,50 Bedienung vom Schiebegriff Gesamtbreite + 3 cm (siehe Radsturz) Bitte beachten: - nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen - nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion</p> 	<p>Kniehebelbremse mit Arretierung</p> <p><input type="checkbox"/> Bremshebel Standard A9000700214 CHF 172,53</p> <p><input type="checkbox"/> Bremshebel lang A9000700215 CHF 172,53 Arretierblock für Bremshebel verhindert das Bremsen während des Schiebens durch Begleitpersonen Nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse mit Einhandbedienung.</p> 
---	--	---

Fußstütze

<p>Fußbügel durchgehend</p> <p><input type="checkbox"/> A9041601010-K* mit Rohr-Auflagebügel höhenverstellbar von USL 26 cm bis USL 47 cm möglich Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.</p> 	<p>Fußbügel hochdistanziert</p> <p><input type="checkbox"/> A9041606010-K höhenverstellbar von USL 20 cm bis USL 25 cm möglich, Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.</p> 	<p>Fußauflage variabel positionierbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9047600001-K CHF 307,00 einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt</p> 
<p>Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus</p> <p><input type="checkbox"/> A9047602005-K* CHF 320,00 mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel ab USL 32 cm inklusive Lenkradspurverbreiterung 20 mm pro Seite Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.</p> 	<p>Fußauflage variabel positionierbar und nach hinten hochklappbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9047600002-K CHF 408,00 einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt</p> 	<p>Fußbügel einseitig hochklappbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9041601300-K* CHF 168,00 ab USL 25 cm: mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel höhenverstellbar +/- 3 cm nicht abnehmbar ab USL 29 cm: zusätzlich nach außen schwenkbar Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.</p> 

<p>Fußstütze mittig geteilt</p> <p><input type="checkbox"/> A9041603200-K CHF 248,00 mit gummierten Fußbrettauflagen höhenverstellbar nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar nicht abnehmbar ab USL 29 cm und SB 26 cm möglich</p> 	
--	--

Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert 14 cm tief

- A9000610000-K **CHF 125,00**
verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettauflage gummiert 18 cm tief

- A9000610005-K **CHF 20,00**
verschraubt, winkelverstellbar



Fußbrettseitenanschlag

- A9000610100 **CHF 57,80**
einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert



Abweiserollen am Fußbrett montiert

- A9000600006 **CHF 104,60**



Adaptionen

Kippstütze

- rechts
A9041301160-K001
- links
A9041301160-K002

mit Zugfeder
hochklappbar
abnehmbar durch Quickpin

Eine Kippstütze ist im Grundpreis enthalten,
sind zwei Kippstützen gewünscht, entsteht ein
Aufpreis in Höhe von **CHF 212,00**.



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

- A9041900100 **CHF 925,00**


Ausstattung mit Geradeauslaufrichtung
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl
abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4"
Lenkrad
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am
Vorsatzgerät von 30 kg



Kraftknotenbindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse

- A9047900001 **CHF 362,00**

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des
Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren
Retraktors. Beckengurt mit Schloss
(A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte
separat auswählen.



Lagerblockzwischenplatte

mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen
Retraktors

- Farbe: Schwarz
A9000900008-001 **CHF 181,00**
- Farbe: Silber
A9000900008-002 **CHF 181,00**

Bitte beachten:
Die Lenkradspurbreite vergrößert sich um
12 mm pro Seite.



Kopfstütze mit Segmentpolsterung

A9000900004 **CHF 415,00**

3-teilig
und Halterungsrohr \varnothing 25 mm



Kopfstützenhalterung

Rohrabmessung
Halterungsrohr \varnothing 25 mm **CHF 282,00**
A9000900005*

zur Aufnahme der Kopfstützen-
Segmentpolsterung. Diese bitte separat
auswählen (A9000900004).
Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.

Rohrabmessung
Halterungsrohr
15 x 15 mm **CHF 265,00**
A9000400850-001

Rohrabmessung
Halterungsrohr
12,7 x 12,7 mm **CHF 265,00**
A9000400850-002

mit Vierkantaufnahme für Lagerungskopfstütze.
Montage am Rückenquerbügel.
Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.
Ab SB 23 cm möglich.
Nicht in Verbindung mit Zentralschiebegriff



Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie
auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

A9000501110 **CHF 72,00**

pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

A9000501120 **CHF 72,00**

pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

A9000501220 **CHF 122,00**

pannensicher



4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 **CHF 152,00**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



5" Lenkräder

5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

A9000501036-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501031-005
(82A), pannensicher



5" Lenkrad „2-Komponenten“

A9000501030 **CHF 56,00**
pannensicher



5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

A9000501221 **CHF 122,00**
pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

Silber eloxiert **CHF 180,00**
A9000501200

Schwarz **CHF 180,00**
A9000501201

mit austauschbarem Gummlauftring 3 mm
hart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

Silber eloxiert **CHF 180,00**
A9000501210

Schwarz **CHF 180,00**
A9000501211

mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm
mittelhart, pannensicher
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

A9000501232 **CHF 152,00**
mit austauschbarem Gummlauftring 6 mm,
pannensicher
Farbe: Schwarz, Felge in Silber



6" Lenkräder

6" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501010-006
(82A), pannensicher



6" Lenkrad „luftbereift“

A9000501050 **CHF 56,00**
SH vorne min. 42 cm



Distanzscheiben Haarabweiser

A9000500502 **CHF 24,30**

5,3 mm für Frog Legs Lenkräder
Farbe: Schwarz



Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001
mit Schraubachse

A9000500100-K002 **CHF 173,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 **CHF 59,90**
mit Schraubachse

A9000510111-K002 **CHF 232,90**
mit Steckachse



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“

A9000500160-K001 **CHF 436,00**
mit Schraubachse

A9000500160-K002 **CHF 596,00**
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

A9000500300-K **CHF 298,00**
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty


A9000500301-K **CHF 353,00**
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne Lenkrad.
Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



A9000500400* **CHF 57,80**
10 mm pro Seite

A9000500401* **CHF 57,80**
15 mm pro Seite

A9000500410* **CHF 57,80**
20 mm pro Seite
Bei Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus A9047602005* inklusive

Antriebsräder

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

20" (ETRTO 451-19)
A9000203052

22" (ETRTO 489-19)
A9000203062

24" (ETRTO 540-19)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Gewicht	Sturz				
	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

20" (ETRTO 451-19)
A9000203050

22" (ETRTO 489-19)
A9000203060

24" (ETRTO 540-19)
A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)

über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)
A9000203100 **CHF 167,00**

mit Alu-Hochflanschnabe radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

24" (ETRTO 540)
A9000203550 **CHF 770,00**



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

24" (ETRTO 540)
A9000203554 **CHF 884,00**




Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

24" (ETRTO 540)
A9000203552 **CHF 884,00**



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Greifringanbau
Curve Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- 20" Greifring für
20" Rad
A9000205010-001
- 22" Greifring für
22" Rad
A9000205010-002
- 24" Greifring für
24" Rad
A9000205010-004



Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

- 24" Greifring für
24" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grip nicht empfohlen.

- 20" Greifring für
20" Rad
A9000205021-001 **CHF 69,00**
- 22" Greifring für
22" Rad
A9000205021-002 **CHF 69,00**



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grip nicht empfohlen.

- 20" Greifring für
20" Rad **CHF 69,00**
A9000205020-001
- 22" Greifring für
22" Rad **CHF 69,00**
A9000205020-002
- 24" Greifring für
24" Rad **CHF 69,00**
A9000205020-004



Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert


- 20" Greifring für
20" Rad **CHF 162,00**
A9000205031-001
- 22" Greifring für
22" Rad **CHF 162,00**
A9000205031-002








Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 20" Greifring für
20" Rad **CHF 162,00**
A9000205030-001
- 22" Greifring für
22" Rad **CHF 162,00**
A9000205030-002
- 24" Greifring für
24" Rad **CHF 162,00**
A9000205030-004



<p>Titan ø 19 mm</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205040-004 CHF 285,00</p> 	<p>Silikon-Greifringüberzug</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 20" A9000205100-001 CHF 247,00</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 22" A9000205100-002 CHF 247,00</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 24" A9000205100-004 CHF 247,00</p> <p>Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm und Ø 20 mm</p> 	<p>Ultra-Grip „sehr griffig“</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000205070-001 CHF 422,00</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205070-002 CHF 422,00</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205070-004 CHF 422,00</p> 
<p>Ergo-Grip</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000205080-001 CHF 422,00</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205080-002 CHF 422,00</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205080-004 CHF 422,00 Anbau an Felge anliegend</p> 	<p>Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000200788 CHF 422,00</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000200789 CHF 422,00</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000200787 CHF 422,00</p> 	<p>Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205130-004 CHF 422,00</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm Größe L A9000205140-004 CHF 422,00</p> 
<p>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm, Größe L A9000205160-004 CHF 425,00</p> 	<p>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205135-004 CHF 448,00</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm Größe L A9000205145-004 CHF 448,00</p>  <p>Profilhöhe H: 24mm oder 31mm</p>	<p>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205155-004 CHF 540,00</p> 

<p>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad CHF 498,00 A9000205170-004</p> 	<p>Gekko schwarz eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad CHF 498,00 A9000205175-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p>Gekko silber eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad CHF 498,00 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 
<p>Gekko S Schwarz eloxiert</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad CHF 498,00 A9000205195-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad CHF 498,00 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p>Ausstattung ohne Greifring</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	
<p>Speichenschutz</p>		
<p>Finger- und Speichenschutz „transparent“</p> <p><input type="checkbox"/> für 20" Rad CHF 215,00 A9000206300-001</p> <p><input type="checkbox"/> für 22" Rad CHF 215,00 A9000206300-002</p> <p><input type="checkbox"/> für 24" Rad CHF 215,00 A9000206300-004</p> 		

Bereifung

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

22x1" (489-25)
A9000204001-002

24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

20x1" (451-25)
A9000204000-001

22x1" (489-25)
A9000204000-002

24x1" (540-25)
A9000204000-004
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

24x1" (540-25)
A9000204010-004
7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector und Reflektorstreifen

22x1" (489-25) **CHF 45,60**
A9000204030-002

24x1" (540-25) **CHF 45,60**
A9000204031-004

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

24x1" (540-25) **CHF 45,60**
A9000204030-014

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

24x1" (540-25) **CHF 45,60**
A9000204030-004

Farbe: Grau, schwarzwand
10 bar



Schwalbe „One“

24x1" (540-25) **CHF 98,00**
A9000204123-004

Farbe: Schwarz
9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

24x1" (540-25) **CHF 169,00**
A9000204201-004

Farbe: Schwarz
nicht in Verbindung mit 18 Speichen
Antriebsrad, Spinerger und Einhandantrieb.



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

A9000203410 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental „Ride Tour Trekking“
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



A9000203411 **CHF 696,00**

24x1,75" Continental „Explorer“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum
24x1" Rad












A9000203413 **CHF 696,00**

24x2,1" Schwalbe „Smart Sam“
Bremseinstellung nicht kompatibel zum
24x1" Rad



HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis von CHF 210,00 (A9000200004)

<p>Steckachse mit Bedienungunterstützung, Druckknopf groß</p> <p><input type="checkbox"/> A9000200096 CHF 108,00</p> <p>Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“, nicht in Verbindung mit Einhandantrieb</p> 	<p>Handluftkompressor mit Manometer</p> <p><input type="checkbox"/> A9000901100 CHF 113,00 bis 14 bar</p> 	<p>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902100 CHF 79,80</p> 
<p>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902110 CHF 64,90</p> 	<p>Stockhalter mit Nylon-Becher</p> <p><input type="checkbox"/> A9000902310 CHF 144,00 flexibel</p> 	<p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9000903270 CHF 106,00</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 
<p>Transporttasche für Antriebsräder</p> <p><input type="checkbox"/> für 24" Rad Ø 76 cm x 2 cm A9000903530-004 CHF 88,00</p> 	<p>Accessoire-Tasche</p> <p><input type="checkbox"/> A9000903600 CHF 84,00 17 cm x 13 cm x 5 cm</p> 	<p>Therapie-Tisch</p> <p><input type="checkbox"/> Breite 350 mm (bis SB 37 cm) CHF 476,70 A9000902800-001</p> <p><input type="checkbox"/> Breite 400 mm (SB 38 - 41 cm) CHF 476,70 A9000902800-002</p> <p><input type="checkbox"/> Breite 420 mm (ab SB 42 cm) CHF 476,70 A9000902800-003</p> <p>abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschlüsse Ø 25 mm (für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm)</p> 
<p>Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de</p>		
<p>Dienstleistungen</p>		
<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 CHF 357,00</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000006 CHF 357,00</p>	

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 21 - 2022-09-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis = Position gewählt
Bestellblatt BUDDY 4all Rev. 02 CH