



## SPEEDY F2

**Leichtlauf Starrrahmenrollstuhl  
mit individueller Rahmengenometrie nach Maß  
fest verschweißtes Fahrwerk**  
Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9015100000 CHF 5.370,00

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:


ID- / Kom.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Hinweis: Wir bitten um Zusendung eines (anonymisierten)  
Bildes, bei dem die Sitzposition des Kunden erkennbar ist.**

### Körpermaße:



Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg


Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden  
Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien  
erfolgen!

# Rahmengeometrie Oversized

Individuelle Anfertigung auf Anfrage und nach Prüfung möglich.



## Rollstuhlmaße:


<b>A:</b> SB Sitzbreite	_____ cm	<b>J:</b> Kniewinkel	_____ °
<b>B:</b> ST Sitztiefe (Sitzbespannung)	_____ cm	<b>oder</b>	
<b>C:</b> RH Rückenhöhe	_____ cm	<b>J1:</b> Winkel des vorderen	_____ °
<b>D:</b> USL Unterschenkellänge	_____ cm	Rahmenvorbaus zur Vertikalen	
<b>E:</b> SHh Sitzhöhe hinten	_____ cm	<b>K:</b> Position des Lenkradlagerblocks	_____ cm
<b>F:</b> SHv Sitzhöhe vorne	_____ cm	<b>L:</b> Abstand zwischen den	_____ cm
<b>G:</b> KP Kippunkt (Innenkante Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	_____ cm	Lenkradlagerblöcken	
<b>H:</b> Rahmenlänge bis zum vorderen	_____ cm	<b>L1:</b> Lichtes Maß zwischen den	_____ cm
<b>I:</b> Beginn Rahmeneinzug (max. H - 6 cm)	_____ cm	Lenkrädern	
		<b>M:</b> Unterschenkelweite oben	_____ cm
		<b>N:</b> Unterschenkelweite unten	_____ cm
		<b>Alternativ zur Angabe des Kniewinkels (J):</b>	
		<b>X:</b> Innenkante Rückenrohr bis	_____ cm
		Vorderkante Fußbügel	
		<b>X1:</b> Innenkante Rückenrohr bis	_____ cm
		Vorderkante Fußbrett	

Serienmäßig wird der Rahmen mit Grundhalteplatte ausgestattet.

## Ausstattung ohne Grundhalteplatte

A9015100001

ACHTUNG: Bei Ausführung des Rahmens ohne Grundhalteplatte ist die Montage von Adaptionen (Kippstütze, Transitorolle, Radstandsverlängerung etc.) NICHT möglich!




## Sitzknicke

Im Grundpreis enthalten

Auf Wunsch kann der Rahmen mit individuellem Sitzknick ausgeführt werden (Bei Auswahl eines Sitzknicks ohne Angabe von Maßen werden folgende Standardmaße verwendet: X = 16 cm, Y = Sitzhöhe hinten)

X: \_\_\_\_\_ Y: \_\_\_\_\_



Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben/](http://www.proactiv-gmbh.de/farben/)

### Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.

### Pulverfarben

**Weiß RAL 9016**

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,30**

**Brillant Silber**

glanz A9000100170-011

**Anthrazit RAL 7016**

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,30**

**Schwarz RAL 9005**

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,30**

**Rein Orange RAL 2004**

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,30**

**Pink Magenta RAL 4010**

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,30**

**Pastellblau RAL 5024**

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,30**

**Lemon Green**

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,30**

**Gelb RAL 1023**

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,30**

**Rot RAL 3001**

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,30**

**Lagoon Blue**

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152 **CHF 46,30**

**Athletic Grey RAL 7046**

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150 **CHF 46,30**

**Muddy Grey RAL 7033**

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151 **CHF 46,30**

**Peach RAL 3022**

glanz A9000100170-038

matt A9000100170-138 **CHF 46,30**

### Pulverfarben „Dormant“

**Tiefschwarz Effekt Silber**

glanz A9000100170-007

**Sky Blue**

glanz A9000100170-017

**Marine Blau**

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,30**

**Electric Green**

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115 **CHF 46,30**

**Violett**

glanz A9000100170-044

**Fire Red**

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,30**

### Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

**CHF 373,30**

**Storm (Eisblau)**

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

**Prairie (Roségold)**

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

**Berry (Beere)**

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

**Blue Ocean**

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

**Emerald (Smaragdgrün)**

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

**Chili**

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

**CHF 286,80**

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

A9000100170-200

#### Brillant Silber

A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

#### Lemon Green

A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

A9000100170-208

#### Lagoon Blue

A9000100170-212

#### Athletic Grey RAL 7046

A9000100170-210

#### Muddy Grey RAL 7033

A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

#### Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

#### Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

#### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

#### Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup> gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

Rahmenfarbe A9000100171-999 **CHF 266,50**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 **CHF 308,60**

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (6-Speichen-Design)

Rahmenfarbe A9000100174-999 **CHF 80,30**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 **CHF 93,10**

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 442,50**

### Glanzgrad

glanz

matt

### Farbbezeichnung

### RAL Nummer

**Hinweis:** Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121\*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160\*

## Rückenlehne abfaltbar


A9000400021  
7-fach winkelverstellbar,  
mit integrierten kunststoffummantelten  
Aluminium-Seitenteilen



## Kleiderschutz für Rückenlehne abfaltbar

### Auswahl der Kleiderschutzgröße

Sofern keine Angabe erfolgt, wird nach Möglichkeit eine 2/3 Radüberdeckung eingestellt.  
Die Anzahl der Kerben bestimmt die Größe des Kleiderschutzes.



Größe 1 (30 mm)

Größe 2 (36 mm)

Größe 3 (46 mm)

## Kleiderschutz über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar

### Ausführung Aluminium

in Anthrazit matt

A9000403215-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign)

A9000403216-K **CHF 78,90**

in Designfarbe (nur bei Rahmen im  
Zweifarbdesign möglich)

A9000403217-K **CHF 125,90**



### Ausführung Carbon

A9000400013-K **CHF 449,00**



## Rückenlehne verschraubt

Rückenlehne nicht abfaltbar.

### Seitenblech Aluminium, Kontur dem Radlauf folgend

A9015402470-002

Anpassung an die Oberkante des Reifens




### Seitenblech Aluminium, Kontur nach Maß

A9015402470-001 **CHF 179,10**

Anpassung Maß:

A = \_\_ cm / B = \_\_ cm



### Seitenblech Aluminium, mit verschraubtem Kleiderschutz

A9015400025 **CHF 385,80**

Radabdeckung verläuft konturparallel zur  
Antriebsradbereifung im Abstand von  
ca. 8 mm - 12 mm



### Seitenblech mit integriertem Kleiderschutz

Individuell aus einem Stück gefertigt, Radabdeckung verläuft konturparallel zur  
Antriebsradbereifung im Abstand von ca. 8 mm - 12 mm

### Ausführung Aluminium

A9015400026 **CHF 637,70**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign)



### Ausführung Carbon

A9015400028 **CHF 965,70**



## Rückenrohre & Schiebegriffe

### Ausstattung ohne Schiebegriffe

A9000401000



### Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K CHF 139,30  
gerade.



### Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050\*  
ab RH 23 cm



### Schiebegriffe horizontal in Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 CHF 258,30  
abschraubbar



### Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

A9000401060\* CHF 231,10  
ab RH 30 cm bei Anpassrücken  
ab RH 43 cm bei Rückenschale  
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

A9000401075\* CHF 398,20  
stufenlos höhenverstellbar,  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel  
montiert  
Nicht in Verbindung mit Armauflage  
abschwenkbar



## Zusatzoption

### Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K CHF 122,20

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

### Anpassrücken und Rückenpolster

A9000802010-K001  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene  
Oberfläche  
Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und ohne Rückenpolster bzw. Rückensystem

A9000802011 CHF - 53,00  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z.B. Ergonomie-Rückenschale, siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




## Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


### Body Contour

A9000801025-K  
zugelassen bis 120 kg Körpergewicht



### Offenes Gurtsystem

A9000801010-K **CHF 82,20**




### Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050




## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

A9000805190-K **CHF 172,40**



### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

A9000805320-K **CHF 220,10**

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

A9000805210-K **CHF 514,10**

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

A9000805310-K **CHF 561,40**

### Sitzkissenhöhe:

3 cm       5 cm  
 4 cm       6 cm

### Sitzkissenhöhe:

4 cm       6 cm

### Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen ist vorhanden

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

## Radstandsverlängerung

### Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

A9015100005 **CHF 782,30**


mit durchgehendem Achsrohr,  
Höheneinstellung über Verzahngelenk  
in 6° Winkelschritten einstellbar  
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm  
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar  
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV  
geprüft werden.  
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte  
möglich.  
Bis 120 kg Anhängelast.



### Radstandsverlängerung fest verschweißt

A9015100002 **CHF 674,50**

mit zweitem Achsrohr, 1°/ 4° oder 6° Sturz  
integriert,  
Abstand zwischen Achsrohren standardmäßig  
150 mm, weitere Abstände gemäß  
Zeichnungssatz  
Spur unabhängig einstellbar  
Ausführung muss durch PRO ACTIV geprüft  
werden.  
Nur ohne Grundhalteplatte möglich.



## Radsturz

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

### 1° Antriebsradsturz

A9016202010  
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm\*

### 2,5° Antriebsradsturz

A9016202051  
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm\*

### 4° Antriebsradsturz

A9016202030  
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm\*

### 6° Antriebsradsturz

A9016202040  
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm\*

## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

A9012201200 **CHF 906,70**

Ausstattung: Anfertigung individueller Rahmendistanzen in Abhängigkeit der Rahmengenometrie, Drehmomentstütze e-motion 1/2" Achse, Verriegelungslänge 114 mm, 1/2" Antriebsradbuchse M27 x 1,5; Länge 52 mm PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)

Fachhändler

## Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

**Empfehlung:** Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

### Integralfeststellbremse am oberen Rahmenrohr positioniert

A9015705000-K **CHF 565,80**

Bitte beachten:  
Damit die Funktion der abfaltbaren Rückenlehne erhalten bleibt, wird das von der Kontur niedrig geführte, kunststoffummantelte Seitenteil Ausführung "-5" montiert, somit wird die Kollision beim Abfalten der Rückenlehne mit der Integralbremse verhindert.



### Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



### Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002



### Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

A9000701010-003



### Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

Bremshebel Standard  
A9000700002

Bremshebel lang  
A9000701010-004



### Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

A9000706008 **CHF 169,40**  
Länge: 9 cm



## Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Alle Fußbügelrohre inklusive verschweißtem Auflagebügel.

Bitte beachten: Bei Auswahl der „Fußbrettauflage gummiert“ entfällt der Auflagebügel.



mit Auflagebügel



ohne Auflagebügel

### Fußbügel durchgehend

A9016601010-K\*  
höhenverstellbar +/- 3 cm



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

A9016602005-K\* **CHF 306,90**  
ab USL ca. 36 cm, abhängig von der individuellen Rahmengemetrie



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar

A9016602010-K\* **CHF 328,80**  
mit 20 mm Betätigungshebel zur manuellen Auslösung



## Zubehör Fußstütze

### Fußbrettauflage gummiert

A9000610000-K **CHF 134,40**  
verschraubt, winkelverstellbar  
Tiefe: 14 cm



### Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 **CHF 63,80**  
einstellbar  
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert



## Adaptionen

### Kippstütze

rechts  
A9000300100-K003 **CHF 200,60**

links  
A9000300100-K004 **CHF 200,60**

schwenkbar,  
mit Zugfeder verschraubt an der verschweißten Grundhalteplatte



### Transitrolle

rechts  
A9000301100-001 **CHF 176,00**

links  
A9000301100-002 **CHF 176,00**

mit Universaladapter, abnehmbar  
nicht in Kombination mit Kippstütze



### Ankippbügel

rechts  
A9000302101-001 **CHF 149,60**

links  
A9000302101-002 **CHF 149,60**

mit Universaladapter und Quickpin  
nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw. links



### Kombination Adaptionen mit RSV

Wird zusätzlich benötigt, falls eine Radstandsverlängerung in Verbindung mit Kippstützen, Transitrollen oder Ankippbügeln gewünscht wird.

A9015300000 **CHF 880,80**

Halterung zur Umsetzung der Kompatibilität:  
Radstandsverlängerung kombiniert mit Kippstützen, Transitrollen oder Ankippbügeln.  
Antriebsachse mit Radialverzahnung  
inkl. Adapter Kippstützenaufnahmen

### Mittelkippstütze 4 Dance

A9000300010 **CHF 552,50**

über Schnellspannklammer abnehmbar mit drehbarer Lenkradgabel und Skaterrolle Ø 80 mm  
in Bodenfreiheit und Winkel einstellbar  
Farbe: Schwarz



### 3" Lenkräder

#### 3" Skaterollen (80 mm)

A9000501110 **CHF 75,60**

pannensicher



### 4" Lenkräder

#### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

A9000501011-004  
(82A), pannensicher



#### 4" Skaterollen (100 mm)

A9000501120 **CHF 75,60**

pannensicher



#### 4" Sicherheitsleuchttrolle (100 mm)

A9000501220 **CHF 101,20**

pannensicher



#### 4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 **CHF 206,30**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



### 5" Lenkräder

#### 5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

A9000501036-005  
(82A), pannensicher



#### 5" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501031-005  
(82A), pannensicher



#### 5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm)

A9000501221 **CHF 101,20**

pannensicher



#### 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“

Silber eloxiert  
A9000501210 **CHF 192,10**

Schwarz  
A9000501211 **CHF 192,10**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
mittelhart, pannensicher  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



#### 5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

A9000501232 **CHF 206,30**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 6" Lenkräder

### 6" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501010-006  
(82A), pannensicher



### 6" Lenkrad „luftbereift“

A9000501050 **CHF 61,10**



### 6" Lenkrad „Flexel-System“

A9000501070 **CHF 61,10**  
pannensicher



## Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

### Wunsch einer Lenkradgabelgröße

Sofern keine Angabe erfolgt, wird eine Größe in Abhängigkeit der Rahmengeometrie ausgewählt.

Größe 1

Größe 2

Größe 3

### Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001  
mit Schraubachse

A9000500100-K002 **CHF 178,80**  
mit Steckachse



### Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 **CHF 57,60**  
mit Schraubachse

A9000510111-K002 **CHF 233,80**  
mit Steckachse



### Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“


A9000500160-K002 **CHF 658,80**  
mit Steckachse



### Lenkradgabel kurz

A9000500110-K001  
mit Schraubachse  
Nicht in Verbindung mit 6" Lenkrädern

A9000500110-K002 **CHF 178,80**  
mit Steckachse  
Nicht in Verbindung mit 5" bzw. 6" Lenkrädern



### Lenkradgabel Heavy Duty kurz für hohe Belastungen

A9000510120-K001 **CHF 57,60**  
mit Schraubachse  
Nicht in Verbindung mit 6" Lenkrädern

A9000510120-K002 **CHF 233,80**  
mit Steckachse  
Nicht in Verbindung mit 5" bzw. 6" Lenkrädern



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

A9000500300-K **CHF 316,90**  
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“

A9000500301-K **CHF 360,90**  
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne  
Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter  
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl  
ankreuzen.

## Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203122  
mit Liteline-Nabe, radial verspeicht  
Nicht in Verbindung mit:  
- Pannensicherer Bereifung  
- Handbike  
nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-010  
mit Liteline-Nabe (Bild links),  
radial verspeicht  
bis 120 kg Körpergewicht
- 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-020  
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),  
radial verspeicht  
über 120 kg Körpergewicht



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203100 **CHF 168,50**
- 25" (ETRTO 559)  
A9000203200 **CHF 168,50**
- 26" (ETRTO 590)  
A9000203300 **CHF 168,50**  
mit Alu-Hochflanschnabe,  
radial verspeicht  
Einsatz bei hohen Belastungen und  
Körpergewicht >120 kg



### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540) **CHF 837,40**  
A9000203550
- 25" (ETRTO 559) **CHF 837,40**  
A9000201559
- 26" (ETRTO 590) **CHF 837,40**  
A9000203555



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

- 24" (ETRTO 540) **CHF 929,30**  
A9000203554  
Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,  
nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-  
Nutzung.




### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540) **CHF 929,30**  
A9000203552  
Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,  
nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-  
Nutzung.



# Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Greifringanbau  
Curve + Gekko Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

## Edelstahl Ø 20 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205010-004
- 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205010-006



## Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205019-004



## Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
des geringen Grips nicht empfohlen.

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 72,90**  
A9000205020-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 72,90**  
A9000205020-006



## Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 176,10**  
A9000205030-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 176,10**  
A9000205030-006



## Titan Ø 19 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 358,40**  
A9000205040-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 358,40**  
A9000205040-006



## Silikon-Greifringüberzug

- für Greifring 24"  
A9000205100-004 **CHF 248,60**
  - für Greifring 26"  
A9000205100-006 **CHF 248,60**
- Oberfläche ohne Struktur,  
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder  
Ø 20 mm.



## Ultra-Grip „sehr griffig“

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 429,80**  
A9000205070-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 429,80**  
A9000205070-006



## Ergo-Grip

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 429,80**  
A9000205080-004
  - 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 429,80**  
A9000205080-006
- Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie  
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm  
möglich.



## Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 429,80**  
H 24 mm  
A9000205130-004
- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 429,80**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 429,80**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-006



<p><b>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 433,70</b> A9000205160-004</p> 	<p><b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm <b>CHF 499,40</b> A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 499,40</b> A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 499,40</b> A9000205145-006</p> 	<p><b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L <b>CHF 560,30</b> A9000205150-004</p> 
<p><b>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205170-006</p> 	<p><b>Gekko schwarz eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p><b>Gekko silber eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 
<p><b>Gekko S schwarz eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

- für 24" Rad  
A9000206300-004 **CHF 221,20**
- für 26" Rad  
A9000206300-006 **CHF 221,20**



## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204001-004  
Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204000-004
- 25x1" (559-23)  
A9000204000-005
- 26x1" (590-25)  
A9000204000-006  
Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204010-004  
7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

- 24x1" (540-25)  
A9000204030-014 **CHF 52,60**
- 25x1" (559-25)  
A9000204030-015 **CHF 52,60**
- 26x1" (590-25)  
A9000204030-016 **CHF 52,60**  
Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

- 24x1" (540-25)  
A9000204030-004 **CHF 52,60**  
Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

- 24x1" (540-25)  
A9000204123-004 **CHF 99,30**  
Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

- 24x1" (540-25)  
A9000204201-004 **CHF 131,00**  
Farbe: Schwarz  
Nicht in Verbindung mit Antriebsrad 18  
Speichen



## Zubehör

### 24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring  
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

A9000203410 **CHF 751,20**

24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“  
Bremsenstellung kompatibel zum 24x1" Rad



A9000203413 **CHF 751,20**

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“  
Bremsenstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



### Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 **CHF 113,00**

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  
Achsdurchmesser: 12 mm  
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“



### Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“

A9000206400\* **CHF 177,80**

Nicht in Verbindung mit Trommelbremse oder Liteline-Nabe



### Handluftkompressor mit Manometer

A9000901100 **CHF 113,50**

bis 14 bar



### Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss

A9000902100 **CHF 86,10**



### Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

A9000902110 **CHF 68,90**



### Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

A9000902310\* **CHF 146,70**



### Beleuchtungsset SIGMA

A9000903270 **CHF 115,30**

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel.  
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



### Transporttasche für Antriebsräder

für 24" Rad  
A9000903530-004 **CHF 83,10**  
Ø 76 cm x 2 cm

für 26" Rad  
A9000903530-006 **CHF 83,10**  
Ø 83 cm x 2 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Handbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

## Dienstleistungen

### Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 **CHF 378,60**

### Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

A9990000006 **CHF 378,60**

**Anmerkungen und Notizen:**

---

**Ort, Datum**

**Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 17 - 2025-04-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  = im Grundpreis  = Position gewählt  
Bestellblatt SPEEDY F2 Rev. 16 CH