



## TRAVELER 4you Ergo Leichtlauf-Faltrahmenrollstuhl mit individueller Rahmengenometrie nach Maß Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9030105000 CHF 5.690,00

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_


**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend (siehe unten)**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_



Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm


Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

# Grundmaße



## Rollstuhlmaße:

- |  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| <b>A: SB</b> Sitzbreite<br>(min. 33 – max. 52 cm)  | _____ cm | <b>H:</b> Beginn Rahmeneinzug<br>(ab ST 34 cm möglich)<br>(I – min. 6 cm)   | _____ cm |
| <b>B: ST</b> Sitztiefe<br>(min. 35 cm)   | _____ cm | <b>I:</b> Rahmenlänge bis zum<br>vorderen Rahmenbogen<br>(min. 41 cm)<br>(min. ST - 1 cm)                                     | _____ cm |
| <b>C: RH</b> Rückenhöhe<br>(ab RH 22 cm)   | _____ cm | <b>J: KW</b> Kniewinkel<br>(ab 90°)   | _____ °  |
| <b>D: USL</b> Unterschenkel­länge  | _____ cm | <b>oder</b><br><b>J1:</b> Winkel des vorderen<br>Rahmenrohrs zur<br>Vertikalen<br>(empfohlen > 10°)                           | _____ °  |
| <b>E: SHh</b> Sitzhöhe hinten<br>(min. 39 – max. 47 cm)<br>bei 24" Antriebsrädern                          | _____ cm | <b>K:</b> Position des<br>Lenkradlagerblocks  | _____ cm |
| <b>F: SHv</b> Sitzhöhe vorne<br>(min. 42 – max. 52 cm)<br>bei 5" Lenkrädern                                | _____ cm | <b>Rahmenvorbau</b>   |          |
| <b>G: KP</b> Kippunkt<br>(Innenkante Rückenrohr bis<br>Achsmitt­e Antriebsrad)<br>(KP min. 3 – max. 11 cm) | _____ cm | <input type="checkbox"/> G-Form (ohne Einzug)<br>USL-Weite = SB – 5 cm  |          |
| Anbau Radstandsverlängerung ab<br>KP 7 cm möglich  |          | <input type="checkbox"/> V-Form (7°)  |          |
|  |          | <input type="checkbox"/> mit Rahmeneinzug<br>Vorbau parallel, G-Form<br>USL-Weite min. SB - 11 cm<br>USL-Weite bitte angeben: |          |
|  |          | <b>M:</b> Unterschenkelweite  | _____ cm |

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
<b>C</b>	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben/](http://www.proactiv-gmbh.de/farben/)

### Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.

### Pulverfarben

**Weiß RAL 9016**

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 **CHF 46,30**

**Brillant Silber**

glanz A9000100170-011

**Anthrazit RAL 7016**

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 **CHF 46,30**

**Schwarz RAL 9005**

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 **CHF 46,30**

**Rein Orange RAL 2004**

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 **CHF 46,30**

**Pink Magenta RAL 4010**

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 **CHF 46,30**

**Pastellblau RAL 5024**

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 **CHF 46,30**

**Lemon Green**

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 **CHF 46,30**

**Gelb RAL 1023**

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 **CHF 46,30**

**Rot RAL 3001**

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 **CHF 46,30**

**Lagoon Blue**

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152 **CHF 46,30**

**Athletic Grey RAL 7046**

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150 **CHF 46,30**

**Muddy Grey RAL 7033**

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151 **CHF 46,30**

**Peach RAL 3022**

glanz A9000100170-038

matt A9000100170-138 **CHF 46,30**

### Pulverfarben „Dormant“

**Tiefschwarz Effekt Silber**

glanz A9000100170-007

**Sky Blue**

glanz A9000100170-017

**Marine Blau**

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 **CHF 46,30**

**Electric Green**

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115 **CHF 46,30**

**Violett**

glanz A9000100170-044

**Fire Red**

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 **CHF 46,30**

### Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

**CHF 373,30**

**Storm (Eisblau)**

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

**Prairie (Roségold)**

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

**Berry (Beere)**

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

**Blue Ocean**

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

**Emerald (Smaragdgrün)**

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

**Chili**

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

**CHF 286,80**

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

A9000100170-200

#### Brillant Silber

A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

#### Lemon Green

A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

A9000100170-208

#### Lagoon Blue

A9000100170-212

#### Athletic Grey RAL 7046

A9000100170-210

#### Muddy Grey RAL 7033

A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

#### Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

#### Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

#### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

#### Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup> gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

Rahmenfarbe A9000100171-999 **CHF 266,50**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 **CHF 308,60**

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (6-Speichen-Design)

Rahmenfarbe A9000100174-999 **CHF 80,30**

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 **CHF 93,10**

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 **CHF 442,50**

### Glanzgrad

glanz

matt

### Farbbezeichnung

### RAL Nummer

**Hinweis:** Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121\*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160\*

## Schiebegriffe

### Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K CHF 139,30  
gerade.



### Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050\*  
ab RH 23 cm



### Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 CHF 258,30  
abschraubbar



### Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

A9000401060\* CHF 231,10

Befestigung im Rückenrohr  
ab RH 30 cm bei Anpassrücken  
ab RH 43 cm bei Rückenschale  
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

A9030401071 CHF 436,00

stufenlos höhenverstellbar,  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel  
montiert  
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg,  
nicht in Verbindung mit Armauflage  
abschwenkbar



### Ausstattung ohne Schiebegriffe

A9000401000



## Zusatzoption

### Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K CHF 122,20

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



## Rückenlehne

### Rückenlehne abfaltbar

A9000400021  
7-fach winkelverstellbar,  
mit integrierten kunststoffummantelten  
Aluminium-Seitenteilen



### Rückenlehne Abfaltfunktion blockiert für Ergo-Modelle

A9000400036  
Rastbolzen der Winkelverstellung durch  
Verschraubung ersetzt.  
Rückenwinkel 90° zum Boden.



### Rückenlehne fest

A9000400020 CHF 96,20  
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt  
Rückenwinkel 90° zum Boden  
Rückenlehne nicht abfaltbar

## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

### Anpassrücken und Rückenpolster

A9000802010-K001  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Polsterstärke: 16 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Anpassrücken und Rückenpolster „light“

A9000802320-K001 **CHF 49,40**  
Rückenpolster mit extra dünner Polsterung für leichtes, platzsparendes Zusammenfallen des Rollstuhles  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Polsterstärke: 9 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

### Rückenerhöhung + 3-5 cm

A9000802100 **CHF 166,80**  
zu RH Nennmaß  
Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und ohne Rückenpolster bzw. Rückensystem

A9000802011 **CHF - 53,00**  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“



Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“




## Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Offenes Gurtsystem“ ausgeliefert.

### Offenes Gurtsystem

A9000801011-K



### Geschlossenes Gurtsystem

A9000801020-K **CHF 98,70**





### Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050



## Sitzkissen



**Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur**  
Inlett: Standard

A9000805190-K **CHF 172,40**

**Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur**  
Inlett: Standard

A9000805320-K **CHF 220,10**

**Sitzkissenhöhe:**

3 cm       5 cm  
 4 cm       6 cm

**Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie in Rechteckkontur**  
Inlett: Anti-Dekubitus

A9000805210-K **CHF 514,10**

**Sitzkissen für individuelle Rahmengeometrie mit Radiuskontur**  
Inlett: Anti-Dekubitus

A9000805310-K **CHF 561,40**

**Sitzkissenhöhe:**

4 cm  
 6 cm

### Bezugsstoff:

Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

**Sitzkissen ist vorhanden**

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

## Kleiderschutz

### Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000403215-K

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

A9000403216-K **CHF 78,90**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

A9000403217-K **CHF 125,90**

### Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

A9000400013-K **CHF 449,00**

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar!



## Armauflagen

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium  
mit Armpolster 25 cm lang  
über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000400014-K **CHF 453,00**

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

A9000400015-K **CHF 603,80**

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

A9000400016-K **CHF 629,20**

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

A9000400017-K **CHF 836,90**

inklusive Kleiderschutz Carbon mit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

### Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen.

#### Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

A9110102001 **CHF 603,10**

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr 4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar



### Radsturz

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

#### 1° Antriebsradsturz

A9030202010  
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm\*

#### 2,5° Antriebsradsturz

A9030202020  
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm\*

#### 4° Antriebsradsturz

A9030202030  
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm\*

#### 6° Antriebsradsturz

A9030202040  
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm\*

### E-Adaptionen

#### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

A9030201200-K **CHF 537,10**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")  
Pro Activ und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen, bitte unter „Adaptionen“ wählen.

#### Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

A9030201210-K **CHF 537,10**

Ausstattung: Drehmomentstütze e-fix, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")  
PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter „Adaptionen“ wählen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)
- Fachhändler

### Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

**Empfehlung:** Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

#### Integriertfeststellbremse

A9035705000 **CHF 265,40**

Bremshalter am oberen Rahmenrohr angeschraubt  
Nur in Verbindung mit max. 4° Antriebsradsturz möglich.



#### Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



#### Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002



### Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

A9000701010-003



### Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

- Bremshebel Standard  
A9000700002
- Bremshebel lang  
A9000701010-004



### Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

A9000706008 **CHF 169,40**  
Länge: 9 cm



## Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

### Fußbügel durchgehend

A9030601000-K  
mit Rohr-Auflagebügel,  
faltbar, abnehmbar  
Beim Falten des Rollstuhls faltet der Fußbügel  
ab USL 37 cm komplett mit.  
Bei V-Form: Bei Fußauflagefläche  $x < 22$  cm  
wird der Fußbügel parallel ausgeführt.  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel einseitig hochklappbar

A9030601300-K\* **CHF 264,10**  
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm,  
nach außen schwenkbar, abnehmbar  
(bei V-Form: ab SB 40 cm)  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

A9035602005-K\* **CHF 377,20**  
abnehmbar, mit durchgehendem Rohr-  
Auflagebügel  
bei KW 105° ab USL 39 cm  
bei KW 95° ab USL 38 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



### Fußstütze mittig geteilt

A9030603101-K **CHF 432,20**  
mit gummierter Fußbrettauflage,  
winkelverstellbar,  
nach außen schwenkbar und seitlich  
hochklappbar, abnehmbar  
(bei V-Form: ab SB 40 cm)



## Zubehör Fußstütze

### Fußbrettauflage gummiert

A9000610000-K **CHF 134,40**  
verschraubt, winkelverstellbar  
Tiefe: 14 cm



### Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 **CHF 63,80**  
einstellbar  
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage  
gummiert



## Adaptionen

### Kippstütze

rechts  
A9000300100-K001 **CHF 180,60**

links  
A9000300100-K002 **CHF 180,60**

verstellbar, abnehmbar, schwenkbar,  
mit Zugfeder und Universaladapter



### Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion)

A9016300105 **CHF 316,90**

Universaladapter ist vorbereitet für die Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber.

Lieferung ohne Kippstütze und Kippstützenaufnahme.

Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa. Alber bestellen



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterollen (80 mm)

A9000501110 **CHF 75,60**

pannensicher



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterollen (100 mm)

A9000501120 **CHF 75,60**

pannensicher



### 4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

A9000501220 **CHF 101,20**

pannensicher



### 4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 **CHF 206,30**

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher

Farbe: Schwarz, Felge in Silber

inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 5" Lenkräder

### 5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

A9000501036-005  
(82A), pannensicher



### 5" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501031-005  
(82A), pannensicher



### 5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

A9000501221 **CHF 101,20**  
pannensicher



### 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“

Silber eloxiert **CHF 192,10**  
A9000501210

Schwarz **CHF 192,10**  
A9000501211

mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm  
mittelhart, pannensicher  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



### 5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

A9000501232 **CHF 206,30**

mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 6" Lenkräder

### 6" Lenkrad „Standard“ PU grau

A9000501010-006  
(82A), pannensicher



### 6" Lenkrad „luftbereit“

A9000501050 **CHF 61,10**



### 6" Lenkrad „Flexel-System“

A9000501070 **CHF 61,10**  
pannensicher



## Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

### Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001  
mit Schraubachse

A9000500100-K002 **CHF 178,80**  
mit Steckachse



### Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 **CHF 57,60**  
mit Schraubachse

A9000510111-K002 **CHF 233,80**  
mit Steckachse



### Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“

A9000500160-K002 **CHF 658,80**  
mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“

- A9000500300-K **CHF 316,90**  
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“


- A9000500301-K **CHF 360,90**  
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

## Spurdistanz

### Lenkradspurverbreiterung



- A9000500400\* **CHF 63,10** |  A9000500401\* **CHF 63,10** |  A9000500410\* **CHF 63,10**  
10 mm pro Seite | 15 mm pro Seite | 20 mm pro Seite

## Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203122  
mit Liteline-Nabe, radial verspeicht  
Nicht in Verbindung mit:  
- Pannensicherer Bereifung  
- Kraftknoten  
- Handbike  
Nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-010  
mit Liteline-Nabe (Bild links),  
radial verspeicht  
bis 120 kg Körpergewicht  
 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-020  
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),  
radial verspeicht  
über 120 kg Körpergewicht



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203100 **CHF 168,50**  
 25" (ETRTO 559)  
A9000203200 **CHF 168,50**  
 26" (ETRTO 590)  
A9000203300 **CHF 168,50**  
mit Alu-Hochflanschnabe,  
radial verspeicht  
Einsatz bei hohen Belastungen und  
Körpergewicht > 120 kg



### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203550 **CHF 837,40**  
 25" (ETRTO 559)  
A9000201559 **CHF 837,40**  
 26" (ETRTO 590)  
A9000203555 **CHF 837,40**



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203554 **CHF 929,30**  
Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,  
nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-  
Nutzung.




### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203552 **CHF 929,30**  
Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,  
nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-  
Nutzung.



# Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Greifringanbau  
Curve + Gekko Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

## Edelstahl Ø 20 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205010-004
- 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205010-006



## Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205019-004



## Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
des geringen Grips nicht empfohlen.

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 72,90**  
A9000205020-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 72,90**  
A9000205020-006



## Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 176,10**  
A9000205030-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 176,10**  
A9000205030-006



## Titan Ø 19 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 358,40**  
A9000205040-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 358,40**  
A9000205040-006



## Silikon-Greifringüberzug

- für Greifring 24"  
A9000205100-004 **CHF 248,60**
  - für Greifring 26"  
A9000205100-006 **CHF 248,60**
- Oberfläche ohne Struktur,  
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder  
Ø 20 mm.



## Ultra-Grip „sehr griffig“

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 429,80**  
A9000205070-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 429,80**  
A9000205070-006



## Ergo-Grip

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 429,80**  
A9000205080-004
  - 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 429,80**  
A9000205080-006
- Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie  
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm  
möglich.



## Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 429,80**  
H 24 mm  
A9000205130-004
- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **CHF 429,80**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **CHF 429,80**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-006



<p><b>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L <b>CHF 433,70</b> A9000205160-004</p> 	<p><b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 499,40</b> H 24 mm A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 499,40</b> H 31 mm, Größe L A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 499,40</b> H 31 mm, Größe L A9000205145-006</p> 	<p><b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> H 31 mm, Größe L A9000205150-004</p> 
<p><b>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205170-006</p> 	<p><b>Gekko schwarz eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205175-006</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p>  	<p><b>Gekko silber eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205185-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 
<p><b>Gekko S schwarz eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>CHF 560,30</b> A9000205195-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p>  	<p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

für 24" Rad  
A9000206300-004 **CHF 221,20**

für 26" Rad  
A9000206300-006 **CHF 221,20**

Nicht in Verbindung mit Spinergy  
Antriebsrädern



## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204001-004

Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204000-004

25x1" (559-23)  
A9000204000-005

26x1" (590-25)  
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204010-004

7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

24x1" (540-25)  
A9000204030-014 **CHF 52,60**

25x1" (559-25)  
A9000204030-015 **CHF 52,60**

26x1" (590-25)  
A9000204030-016 **CHF 52,60**

Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

24x1" (540-25)  
A9000204030-004 **CHF 52,60**

Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

24x1" (540-25)  
A9000204123-004 **CHF 99,30**

Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

24x1" (540-25)  
A9000204201-004 **CHF 131,00**

Farbe: Schwarz  
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen-  
Antriebsrad und Spinergy



## Zubehör

### 24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring  
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

A9000203410 **CHF 751,20**

24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“  
Bremsenstellung kompatibel zum 24x1" Rad



A9000203413 **CHF 751,20**

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“  
Bremsenstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



### Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 **CHF 113,00**

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  
Achsdurchmesser: 12 mm  
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“



### Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“

A9000206400\* **CHF 177,80**

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder, Trommelbremse oder Liteline-Nabe



### Handluftkompressor mit Manometer

A9000901100 **CHF 113,50**

bis 14 bar



### Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss

A9000902100 **CHF 86,10**



### Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

A9000902110 **CHF 68,90**



### Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

A9000902310\* **CHF 146,70**



### Beleuchtungsset SIGMA

A9000903270 **CHF 115,30**

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel.  
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



### Transporttasche für TRAVELER-Rahmen

A9030903200 **CHF 260,70**

Nur in Verbindung mit Lenkradgabel mit Steckachse



### Transporttasche für Antriebsräder

für 24" Rad  
A9000903530-004 **CHF 83,10**  
Ø 76 cm x 2 cm

für 26" Rad  
A9000903530-006 **CHF 83,10**  
Ø 83 cm x 2 cm



### Verriegelungsband für TRAVELER

A9030902200 **CHF 21,50**

Weiteres Zubehör wie z. B. Handbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

## Dienstleistungen

### Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 **CHF 378,60**

### Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

A9990000006 **CHF 378,60**

**Anmerkungen und Notizen:**

---

**Ort, Datum**

**Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 17 - 2025-04-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  = im Grundpreis  = Position gewählt  
Bestellblatt TRAVELER 4you Ergo Rev. 11 CH