



## LIFT activ mit mechanischer Sitzhöhenverstellung

- Manuelle Sitzhöhenverstellung um 30 cm unterstützt durch individuell abgestimmte Hubfedern
  - Auslösung der Hubfunktion über ergonomischen Griff
  - Fahrwerk in Starrrahmenbauweise fest verschweißt
  - Sitzeinheit in Starrrahmenbauweise mit Fahrwerk verschraubt
  - Gesamtgewicht ab 14,5 kg
- Zugelassen bis 100 kg Zuladung

A9065100000 € 8.240,00

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

# Grundmaße

## Körpermaße:


Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg


Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!



## Rollstuhlmaße:



Sitzbreite **SB**

<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46

Sitztiefe **ST**

Kurzer Rahmen					Langer Rahmen				
<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48

Rückenhöhe **RH**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30
<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41
<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48				

Unterschenkellänge **USL**

<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	

Sitzhöhe hinten **SHh**  
(bei 24" Antriebsrädern)

 41

auf Anfrage möglich:

 42  43

Sitzhöhe vorne **SHv**  
(bei 5" Lenkrädern)

 47  48  49  50  51

auf Anfrage möglich:

 45  46

Kippwinkel **KP**

(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmittelpunkt Antriebsrad)

 6  7  8  9  10

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben.php](http://www.proactiv-gmbh.de/farben.php)

### Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: In Verbindung mit Feuchtigkeit z.B. Handschweiß kann es zu dunklen Alu-Abfärbungen kommen.

### Pulverfarben

**Weiß RAL 9016**

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 € 42,10

**Brillant Silber**

glanz A9000100170-011

**Anthrazit RAL 7016**

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 € 42,10

**Schwarz RAL 9005**

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 € 42,10

**Rein Orange RAL 2004**

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 € 42,10

**Pink Magenta RAL 4010**

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 € 42,10

**Pastellblau RAL 5024**

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 € 42,10

**Lemon Green**

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 € 42,10

**Gelb RAL 1023**

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 € 42,10

**Rot RAL 3001**

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 € 42,10

**Lagoon Blue**

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152 € 42,10

**Athletic Grey**

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150 € 42,10

**Muddy Grey**

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151 € 42,10

### Pulverfarben „Dormant“

**Tiefschwarz Effekt Silber**

glanz A9000100170-007

**Sky Blue**

glanz A9000100170-017

**Marine Blau**

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 € 42,10

**Electric Green**

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115 € 42,10

**Violett**

glanz A9000100170-044

**Fire Red**

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 € 42,10

### Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 339,40

**Storm (Eisblau)**

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

**Café**

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

**Prairie (Roségold)**

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

**Pearl (Perlmutter-Weiß)**

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

**Berry (Beere)**

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

**Blue Ocean**

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

**Emerald (Smaragdgrün)**

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

**Mint**

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

**Chili**

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 260,70

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

A9000100170-200

#### Brillant Silber

A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

#### Lemon Green

A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

A9000100170-208

#### Lagoon Blue

A9000100170-212

#### Athletic Grey

A9000100170-210

#### Muddy Grey

A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

#### Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

#### Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

#### Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

#### Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

#### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

#### Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

#### Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Die Anbauteile werden immer in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup>

Rahmenfarbe A9000100171-999 € 242,30

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 280,50

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (3-Speichen-Design)

Rahmenfarbe A9000100174-999 € 73,00

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 84,60

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

#### Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 € 402,30

### Glanzgrad

glanz

matt

### Farbbezeichnung

\_\_\_\_\_

### RAL Nummer

\_\_\_\_\_

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121\*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160\*

## Rahmen

Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form  $x = SB - (0,25 \times USL + 6 \text{ cm})$

### Rahmenvorbau G-Form

A9065100010  
Kniewinkel 100°  
nur bei langem Rahmen


A9065100011  
Kniewinkel 105°



### Rahmenvorbau V-Form

A9065100020  
Kniewinkel 100°  
ab SB 40 cm nur in Verbindung mit langem  
Rahmen möglich

A9065100021  
Kniewinkel 105°



## Schiebegriffe

### Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

A9000401051-K € 126,60  
gerade.



### Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9000401050 € 126,60  
ab RH 23 cm  
ab RH 42 cm bei Lordosegelenk



### Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

A9000401076 € 234,80  
abschraubbar  
ab RH 37 cm bei Lordosegelenk



### Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

A9000401060\* € 210,10

Befestigung im Rückenrohr  
ab RH 30 cm bei Anpassrücken  
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose  
ab RH 42 cm bei Lordosegelenk  
ab RH 43 cm bei Rückenschale



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

A9000401075 € 362,00

stufenlos höhenverstellbar,  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel  
montiert  
Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg



### Ausstattung ohne Schiebegriffe

A9000401000



## Rückenlehne

### Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

A9065400011  
7-fach winkelverstellbar,  
mit integrierten kunststoffummantelten  
Aluminium-Seitenteilen  
Hinweis: Die Rückenlehne lässt sich erst ab SB  
41 cm komplett abfallen. Bis SB 40 cm  
empfehlen wir daher die Zusatzoption  
„Rückenrohr mit Lordosegelenk“.



### Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K € 111,10

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



### Rückenrohr mit Lordosegelenk

A9065401020-K € 410,60

Rückenlehne auf Höhe der  
Lordoseunterstützung zusätzlich abfaltbar  
ab RH 35 cm

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

### Anpassrücken und Rückenpolster

- A9000802010-K  
 Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Rückenerhöhung + 3 - 5 cm

- A9000802100 € 151,60  
 zu Rückenhöhe Nennmaß  
 Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

- A9000802011 € - 53,00  
 Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




## Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


### Body Contour

- A9000801025-K



### Offenes Gurtsystem

- A9000801010-K € 74,70





### Ausstattung ohne Sitzbespannung

- A9000801050



## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

- A9000805180-K\* € 111,90

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

- A9000800300-K\* € 155,40

### Sitzkissenhöhe:

- 3 cm       5 cm  
 4 cm       6 cm

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

- bis 30x30 cm A9000805204-K\* € 290,00  
 >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K\* € 422,00

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- bis 30x30 cm A9000800311-K\* € 342,80  
 >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K\* € 465,90

### Sitzkissenhöhe:

- 4 cm  
 6 cm

### Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche  
 Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

- Sitzkissen ist vorhanden

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

## Hubmechanismus

### Mechanische Sitzhöhenverstellung um 30 cm

über Gasdruckfedern bis ca. 100 kg

- Auslösung rechts  
A9065300401-K\*
- Auslösung links  
A9065300402-K\*      € 107,50

Hinweis: Die Auslösemechanik ist nur rechts  
**ODER** links möglich.  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die  
„Auslösung rechts“ ausgeliefert.

## Kleiderschutz

### Kleiderschutz Aluminium

starr an der Armstütze befestigt  
Abdeckung dem Radlauf folgend



in anthrazit matt

- A9065403210-K\*

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign)

- A9065403211-K\*      € 77,80

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im  
Zweifarbdesign möglich)

- A9065403212-K\*      € 116,90

### Kleiderschutz Carbon

starr an der Armstütze befestigt  
Abdeckung dem Radlauf folgend

- A9065403213-K\*      € 547,30

## Radsturz

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring.

### 1° Antriebsradsturz

- A9065202010-K  
Gesamtbreite = ca. SB + 21 cm\*  
ab SB 38 cm

### 2,5° Antriebsradsturz

- A9065202020-K  
Gesamtbreite = ca. SB + 23,5 cm\*  
ab SB 36 cm

### 4° Antriebsradsturz

- A9065202030-K  
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm\*

## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“

- A9065201200-K      € 488,30

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion,  
1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2")  
4° Radsturz nur bis 60 kg

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse  
abweichend“ eintragen)
- Fachhändler

## Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

**Empfehlung:** Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

### Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

- A9000701010-001



### Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

- A9000701010-002



### Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

- Bremshebel Standard  
A9000700002
- Bremshebel lang  
A9000701010-004



### Integralfeststellbremse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0599

A9065702020 € 241,30



### Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

#### Fußbügel durchgehend

A9016601010-K\*  
mit Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



#### Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016602005-K\* € 279,00  
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel  
ab USL 40 cm  
nur bei V-Form und langem Rahmen  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



#### Fußbügel nach hinten hochfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016602010-K\* € 298,90  
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und  
20 mm Betätigungshebel  
ab USL 42 cm  
bei V-Form ab SB 38 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen



#### Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016603200-K € 327,00  
mit gummierter Fußbrettauflage,  
höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar,  
nach außen schwenkbar und seitlich  
hochklappbar  
inkl. Rahmenverstärkung  
bei V-Form ab SB 40 cm



#### Rahmenvorbau abnehmbar, abschwenkbar mit geteilter Fußstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9065630000-K € 821,10  
höhenverstellbar, mit gummierter Auflage  
Kniewinkel 105°  
nur bei G-Form  
bei kurzem Rahmen nur mit Integralbremse



### Zubehör Fußstütze

#### Fußbrettauflage gummiert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

A9000610000-K € 122,20  
verschraubt, winkelverstellbar  
Tiefe: 14 cm



#### Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 € 58,00  
einstellbar  
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage  
gummiert



## Adaptionen

### Kippstütze nach oben schwenkbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

A9065300100  
abnehmbar durch Quickpin



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501120  
pannensicher

€ 68,70



### 4" Sicherheitsleuchttrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501220  
pannensicher

€ 92,00



### 4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 5" Lenkräder

### 5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501036-005  
(82A), pannensicher



### 5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501031-005  
(82A), pannensicher



### 5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501221  
pannensicher

€ 92,00



<p><b>5" Alu-Felge 3-Speichen-Design</b> „gute Dämpfung“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401</p> <p><input type="checkbox"/> Silber A9000501210      <b>€ 174,60</b></p> <p><input type="checkbox"/> Schwarz A9000501211      <b>€ 174,60</b></p> <p>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)</p> 	<p><b>5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000501232      <b>€ 206,30</b></p> <p>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)</p> 	
--	---	--

**6" Lenkräder auf Anfrage nach Prüfung, nur bei Rahmenvorbau V-Form**

**Lenkradgabel**

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“.  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

**Lenkradgabel Standard**

- A9000500100-K001  
mit Schraubachse
- A9000500100-K002      **€ 162,50**  
mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



**Lenkradgabel Heavy Duty für hohe Belastungen**

- Mehrgewicht ca. 100 - 150 gr.
- A9000510111-K001      **€ 52,40**  
mit Schraubachse
- A9000510111-K002      **€ 212,50**  
mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



**Lenkradgabel-Wechselsatz „Standard“**

- HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403
- A9000500300-K      **€ 288,10**  
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



**Lenkradgabel-Wechselsatz „Heavy Duty“**

- HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403
- A9000500301-K      **€ 328,10**  
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

## Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de).  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht  
Nicht in Verbindung mit Pannensicherer  
Bereifung  
nur bis 70 kg Körpergewicht:

Gewicht	Sturz				
	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-010

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht  
bis 120 kg Körpergewicht



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- 24" (ETRTO 540) € 153,20  
A9000203100
- 25" (ETRTO 559) € 153,20  
A9000203200
- 26" (ETRTO 590) € 153,20  
A9000203300

mit Alu-Hochflanschnabe,  
radial verspeicht  
Einsatz bei hohen Belastungen



### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- 24" (ETRTO 540) € 761,30  
A9000203550
- 25" (ETRTO 559) € 761,30  
A9000201559
- 26" (ETRTO 590) € 761,30  
A9000203555



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- 24" (ETRTO 540) € 929,30  
A9000203554
- Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,  
nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-  
Nutzung.



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- 24" (ETRTO 540) € 929,30  
A9000203552
- Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,  
nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-  
Nutzung.



# Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Greifringanbau  
Curve + Gekko Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

## Edelstahl Ø 20 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205010-004
- 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205010-006



## Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205019-004



## Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904  
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
des geringen Grips nicht empfohlen.

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 66,30**  
A9000205020-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **€ 66,30**  
A9000205020-006



## Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 160,10**  
A9000205030-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **€ 160,10**  
A9000205030-006



## Titan Ø 19 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 325,80**  
A9000205040-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **€ 325,80**  
A9000205040-006



## Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- für Greifring 24"  
A9000205100-004 **€ 226,00**
- für Greifring 26"  
A9000205100-006 **€ 226,00**

Oberfläche ohne Struktur,  
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder  
Ø 20 mm.



## Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 390,70**  
A9000205070-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **€ 390,70**  
A9000205070-006



## Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 396,80**  
A9000205080-004
  - 26" Greifring für  
26" Rad **€ 396,80**  
A9000205080-006
- Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie  
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm  
möglich.



## Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 389,10**  
H 24 mm  
A9000205130-004
- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 389,10**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **€ 389,10**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-006



<p><b>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L A9000205160-004      <b>€ 394,30</b></p> 	<p><b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm      <b>€ 454,00</b> A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L      <b>€ 454,00</b> A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L      <b>€ 454,00</b> A9000205145-006</p> 	<p><b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung, ergonomisches Greifringprofil</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L A9000205150-004      <b>€ 505,50</b></p> 
<p><b>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad      <b>€ 517,50</b> A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad      <b>€ 517,50</b> A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad      <b>€ 517,50</b> A9000205170-006</p> 	<p><b>Gekko schwarz eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad      <b>€ 501,20</b> A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad      <b>€ 501,20</b> A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad      <b>€ 501,20</b> A9000205175-006</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe</p> 	<p><b>Gekko silber eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad      <b>€ 513,20</b> A9000205185-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe</p> 
<p><b>Gekko S</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad      <b>€ 501,20</b> A9000205195-004</p> <p>schwarz eloxiert mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000205990</p>	

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

für 24" Rad  
A9000206300-004 € 201,10

für 26" Rad  
A9000206300-006 € 201,10

Nicht in Verbindung mit Spinergy  
Antriebsrädern



## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204001-004

Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204000-004

25x1" (559-25)  
A9000204000-005

26x1" (590-25)  
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204010-004

7,5 bar



### Schwalbe „Marathon Plus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

24x1" (540-25)  
A9000204030-014 € 47,80

25x1" (559-25)  
A9000204030-015 € 47,80

26x1" (590-25)  
A9000204030-016 € 47,80

Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „Marathon Plus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

24x1" (540-25)  
A9000204030-004 € 47,80

Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

24x1" (540-25)  
A9000204123-004 € 90,30

Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

24x1" (540-25)  
A9000204201-004 € 119,10

Farbe: Schwarz  
Nicht in Verbindung mit Spinergy  
Antriebsrädern



## Zubehör

### Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 € 102,70

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  
Achsdurchmesser: 12 mm  
Nicht in Verbindung mit arretierbarem Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“,



### Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000206400 € 161,60

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrädern oder Liteline-Nabe



### Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000901100 € 103,20  
bis 14 bar



### Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902100 € 78,30



### Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902110 € 62,60



### Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

A9065900000\* € 133,40



### Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

A9000903270 € 104,80

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO-zugelassenes Beleuchtungsset



### Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

für 24" Rad  
A9000903530-004 € 75,50  
Ø 76 cm x 2 cm

für 26" Rad  
A9000903530-006 € 75,50  
Ø 83 cm x 2 cm



Weiteres Zubehör siehe separates Bestellblatt oder [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

## Dienstleistungen

### Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

### Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

A9990000006 € 344,20

### Anmerkungen und Notizen:

### Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 15 - 2024-06-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  = im Grundpreis  = Position gewählt  
LIFT activ Rev. 03

### Unterschrift Endkunde / Fachhändler