



**Preventivo di spesa, Data:** \_\_\_\_\_

**Ordine, Data:** \_\_\_\_\_

Secondo impostazione aziendale AGB PRO ACTIV GmbH

### Indirizzo Rivenditore:

N.Cliente: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_

Città: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Contatto: \_\_\_\_\_

**Indirizzo Fatturazione** (vedi Sotto)

N.Cliente: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_

Città: \_\_\_\_\_

**Indirizzo Fornitura** (vedi Sotto)

N.Cliente: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_

Città: \_\_\_\_\_

### Dati Utilizzatore / Commissione:

Nome: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_

Città: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Data Nascita: \_\_\_\_\_

Resp.: \_\_\_\_\_

Pagamento: \_\_\_\_\_

Indicazioni: \_\_\_\_\_



## Husk-e

**Peso Massimo Trainato 120kg**

**2 Modelli di Base per molteplici campi di impiego, composti da:**

- Piastra di Predisposizione per l'attacco rapido all'adattatore telaio "Quick Snap"
- Torretta ribaltabile e regolabile
- Motore centrale potente Shimano STEPS
- Impugnature Inclinate con Leve Cambio e Freno Integrate
- Piedistallo
- Set per Illuminazione
- Parafango

### Le misurazioni

Altezza totale: \_\_\_\_\_ cm

Altezza del Busto: \_\_\_\_\_ cm

Peso: \_\_\_\_\_ kg

Campi da Compilare Obbligatoriamente!

## Motore Shimano E8000

### Shimano Steps E8000

**“ Motore Potente ,in movimento centrale, adatto a percorsi collinari e montani, con 10-Rapporti, cambio meccanico a catena“**

Monento torcente (coppia) 70 Nm, resa 250 watt

Dimensione ruota:

A9117100010-020  
20" (ETRTO 406) € 5.390,00

Cambio meccanico a catena, con freno a disco, idraulico

Disco da Ø 203mm



## Cabio meccanico a catena per Shimano E8000

### Shimano Deore 1x10 Rapid Fire 10-Rapporti –Meccanico a catena

A9117200020  
Pacco pignoni  
11-13-15-17-19-21-24-28-32-36

### Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11- Rapporti –Meccanico a catena

A9117200021 € 176,00  
Cabio meccanico a catena con attuatore su manopola 11-Rapporti Pacco Pignoni 11-46 Denti, trasmissione di 418%



### Shimano Deore XT 1x11 DI2 Attuatore Taster 11-Rapporti –Meccanico a Catena

A9117200022 € 716,00  
Cambio elettronico a catena con attuatore elettronico su manopola. 11-Rapporti Pacco Pignoni 11-46 Denti, trasmissione di 418%



### Shimano Deore XT 1x11 DI2 con leve attuatrici a mento 11- Rapporti –Meccanico a catena

A9117200023 € 965,00  
Cambio elettronico a catena con attuatore a mento (Versione per Tetra).  
11-Rapporti ,Pacco Pignoni a 11-42 Denti, trasmissione di 418%



### Shimano Deore XT 1x12 Rapid Fire 12- Rapporti –Meccanico a catena

A9117200024 € 446,00  
Cabio meccanico a catena con attuatore su manopola 12-Rapporti Pacco Pignoni 10-51 Denti, trasmissione di 510 %

## Sistema frenante per Shimano E8000

### Doppio sistema frenante (a due dischi) "Magura"

A9117300100 € 265,00  
Doppio sistema frenante Magura con 2 pinze  
Freno di Immobilizzazione a levamontato su manopola

## Motore Shimano E6100

### Shimano Steps E6100

**“Motore con spinta confortevole, in movimento centrale, con freno a rocchetto e cambio automatico a mozzo“**

Momento torcente (coppia) 60 Nm, Resa 250 Watt

Dimensione ruota:

A9117100020-020  
20" (ETRTO 406) € 5.790,00

Cambio al mozzo automatico,  
Freno a Rocchetto al Mozzo,  
Freno di Immobilizzazione meccanico a Disco



## Cambio al mozzo per Shimano E6100

### Alfine 8-Rapporti-Cambio al mozzo D12 con freno a rocchetto

A9117200030  
- Cambio al mozzo elettrico con attuatore manuale a tasto oppure con sistema automatico

- con freno a rocchetto  
- con freno a Disco meccanico aggiuntivo



### Nexus 8-Rapporti-Cambio al mozzo D12 Cambio a mento

A9117200031 € 316,00

-Cambio al mozzo elettrico con attuatore manuale a tasto oppure con sistema automatico  
- freno a contropedale  
- con freno a disco meccanico aggiuntivo



## Sistema frenante per Shimano E6100

### Sistema frenante idraulico a disco "Magura"

A9117300101 € 265,00

In combinazione con freno a rocchetto al mozzo e freno di immobilizzazione a leva montata su manopola

## Batterie e accessori

I livelli di autonomia dichiarati sono sempre dipendenti dai percorsi effettuati, dal peso dell'utilizzatore e dalla velocità.

### Batteria Shimano 36V 14Ah 504Wh,

Autonomia: ca. 45-75 km

A9117900100  
Montata a sinistra su forcella



## Colori

### Parafango e copricatena Nero

A9117500005

### Parafango e copricatena Arancione lucido

A9117500006

### Parafango e copricatena Lemon green lucido

A9117500007

### Parafango e copricatena Colore individuale:

A9117500010 € 121,00

Scelta Colori RAL Unicolore carrozzina

9000100170-\_\_ \_\_ \_\_

Colore: \_\_\_\_\_

## Copertoni

### Schwalbe "Jumpin' Jack"

A9117105100  
20x2,1" (406-54)



### Schwalbe "Smart Sam"

A9117105101 € 23,80  
20x2,35" (406-60)



### Schwalbe "Big Ben"

Con Profilo  
 A9117105102 € 23,80  
20x2,15" (406-55)



## Misure

### Tipo di pedivelle e distanza impugnatura

#### Pedivelle Standard

- Distanza Impugnatura 40 cm  
A9110500100-040
- Distanza Impugnatura 45 cm  
A9110500100-045
- Distanza Impugnatura 50 cm  
A9110500100-050

#### Pedivelle per Tetra (abdotte)

Con forma abdotta per ottimizzazione movimento del tronco

- Distanza Impugnatura 48 cm  
A9117500100-048
- Distanza Impugnatura 53 cm  
A9117500100-053
- Distanza Impugnatura 58 cm  
A9117500100-058

#### Pedivelle

- Lunghezza 155mm  
A9110600100-155
- Lunghezza 175mm  
A9110600100-175
- Lunghezza 195mm  
A9110600100-195



#### Pedivelle

- Lunghezza 155mm  
A9100600105-155 € 107,20
- Lunghezza 175mm  
A9100600105-175 € 107,20
- Lunghezza personalizzata da 195mm fino a 140 mm  
A9100600100 € 204,00



## Maniche

### Supporto mano sulla maniglia

- A9110601200 € 116,00  
Regolabile in inclinazione

### Staffe ferma mano regolabili in inclinazione e distanza

- A9110601101 € 140,30



### Staffe ferma mano per Tetra regolabili in inclinazione, profondità e distanza palmo

- A9110601102 € 158,60

Staffa ferma-palmo mano in tubo ricoperto Foam ø 20mm rigida per stabilizzazione mano.



### Manopola Libera- Ergo per Tetra

- A9100600001 € 129,80  
Posizionata verticale  
Combinabile con staffa ferma mano per Tetra  
Allarga la distanza impugnatura di 8,6 cm



### Staffe ferma polso regolabili

- A9110601100 € 135,90



## Accessori Bike

### Ruotine facilitatrici per piedistallo

- A9110900017 € 96,20  
Fissate al piedistallo tramite inlet (vedi figura)



### Set Illuminazione LED per sistemi STEPS

- A9117900200 € 102,20  
Collegato al sistema STEPS  
Set di illuminazione SIGMA sostituito

### Cavalletto per utenti con forza ridotta

- A9110900002 € 38,30  
Per funzionamento più semplice con forza di mani e bracci ridotta, Leva standard

### Cavalletto per Tetra

- A9110900001 € 82,00  
Leva prolungata  
Solo in combinazione con versione per Tetra.  
Non possibili con freni a monocomando

## Accessori per utenti con ridotta funzionalità „Sistema per Tetra“

### Prolunga per sistema aggancio rapido adattatore telaio Telaio Rigido

- A9110700004 € 82,00  
Per facilitare l'apertura e la chiusura della Clip di aggancio /sgancio dell'adattatore telaio. Solo in combinazione Adattatore per Telaio Fisso.



### Prolunga leva chiusura eccentrica per adattatore telaio con sistema „Quick Snap Adaption“

- A9110700005 € 58,10  
Facilita l'apertura e chiusura del sistema „Quick Snap Adapter“. Versione per Tetra



### Facilitatore aggancio su funghetto di predisposizione all'adattatore telaio

- A9110700002 € 43,40  
Per facilitare centratura dell'adattatore telaio (funghetto)



### Cintura per fissaggio del troco

- Misura S (105cm)  
A9000800016 € 221,50
- Misura M (125cm)  
A9000800013 € 221,50
- Misura L (145cm)  
A9000800014 € 221,50
- Misura XL (165cm)  
A9000800017 € 221,50

Composto da materiale elastico in combinazione con neoprene con chiusura a strappo/velcro e cinturino di controllo  
Colore: Nero



### Adattatori collegamento telaio

#### SPEEDY Adattatore telaio fisso con sistema "Quick-Snap-Adaption"

- A9110700142 € 407,90

Sistema di aggancio rapido tramite clip e funghetto aggancio su telaio  
Colore: Nero



#### TRAVELER Adattatore telaio pieghevole con sistema "Quick-Snap-Adaption"

- A9110701302 € 436,00

Sistema di aggancio rapido a leva predisposizione aggancio su funghetto fissato al telaio.  
Colore: Nero



#### BUDDY Adattatore telaio fisso con sistema "Quick-Snap-Adaption"

- A9110701401 € 407,90

Sistema di aggancio rapido tramite clip e funghetto aggancio su telaio  
Colore: Nero



#### Adattatore frontale universale con sistema "Quick-Snap-Adaption"

- A9110701502 € 464,70

Adattatore fissato ai tubi discendenti anteriori della carrozzina  
Adattamento su prodotti ProActiv:  
Telaio forma diritta da SB 31cm fino a 54cm  
Telaio forma a V da SB 30 cm fino a 50cm

#### AVVISO:

Senza indicazione precisa del diametro tubo, verrà fornita di serie pinza di presa per diametro tubo da 23 a 27 mm



Indicazione diametro tubo:


- A9110701525  
Diametro tubo 23-27mm
- A9110701530  
Diametro tubo 28-32mm
- A9110701535  
Diametro tubo 33-37mm

## Accessori carrozzine

### Piastra ruote motrici prolungata posteriormente per bike

- Per carr. Speedy A1/A2 9110100100-002 € 291,70
- Per carr. Buddy 9110100100-003 € 291,70
- Per carr. Traveler 9110100100-001 € 291,70


Campanatura 4° integrata con possibilità di regolazione indipendente della scia



### Sistema di posteriorizzazione ruote motrici, con aggancio/sgancio rapido tramite cavo, estraibile, completo di tubo asse posteriore

- Per carr. Speedy 4all / 4teen / 4you / Traveler 4you 9110102001 € 445,10

Campanatura 4° integrata con possibilità di regolazione indipendente della scia



### Sistema di posteriorizzazione ruote motrici, fissaggio con "Quick-Pins", estraibile, completo di tubo asse posteriore

- Per Carr. Speedy F2 9015101000 € 445,10
- Per Carr. Speedy F4 9110101000 € 445,10

Campanatura 4°/6° integrata con possibilità di regolazione indipendente della scia  
Possibilità di montaggio su Speedy F2/F4 deve essere verificato da PRO ACTIV!



### Considerazioni e Note:

Per conferma ordine come da scheda compilata

\_\_\_\_\_  
Luogo, Data Firma (Utilizzatore)

\_\_\_\_\_  
Luogo, Data Firma (Rivenditore)