

Individuelle Kundenanfertigung - Modell „SPEEDY 4all“

Rahmenausführung

Rahmenausführung Heavy Duty AF4-4 121 kg - 190 kg Körpergewicht

A9010100091 **CHF 500,80**

- Rahmenrohr oben mit Innenrohr Ø 20 x 2 mm
- Rahmeninnenrohr Ø 20 x 2 mm am unteren Rahmenrohr im Bereich des Lenkradlagerblocks
- Rahmenverstärkung durch 2 zusätzliche diagonale Rahmenquerrohre und Verstärkungen
- Antriebsradaufnahme verstärkte Ausführung
- Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
- Rückenrohrverstärkungsinlett am Seitenblechanschraubgewinde
- Schiebegriffe in Edelstahlausführung
- Seitenblech Alu 3 mm

Bitte beachten: Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar (A9000403210-K) zusätzlich erforderlich!

- Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehend, verstärkte Ausführung
- Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl

Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel "Heavy Duty" auswählen!

Sitzbreite

Sitzbreite 28 cm - 29 cm

A9016100040 **CHF 223,40**

SB 28 cm SB 29 cm

Zusätzliche Anforderungen