



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

FREAK Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Chassis Länge 102 cm, SB 35 cm
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzenterverschluss
- Antriebseinheit schwarz mit Antriebsrad 20"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel
- Sitzbespannung Body Contour

A9113000013 € 4.640,00

Antriebsrad am Freak mit 26"

A9113000014 € 246,20

V-Brake Bremse wird ersetzt durch mechanische Scheibenbremse.

Nicht in Kombination mit der Nexus 8-Gang Nabe.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023
 matt A9000100170-123 € 42,10

Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001
 matt A9000100170-101 € 42,10

Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003
 matt A9000100170-019 € 42,10

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

Fire Red

- glanz A9000100170-018
 matt A9000100170-118 € 42,10

Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037
 matt A9000100170-137 € 42,10

Sky Blue

- glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036
 matt A9000100170-136 € 42,10

Marine Blau

- glanz A9000100170-045
 matt A9000100170-145 € 42,10

Electric Green

- glanz A9000100170-015
 matt A9000100170-115 € 42,10

Lemon Green

- glanz A9000100170-005
 matt A9000100170-105 € 42,10

Violett

- glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046
 matt A9000100170-146 € 42,10

Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047
 matt A9000100170-147 € 42,10

Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052
 matt A9000100170-152 € 42,10

Athletic Grey

- glanz A9000100170-050
 matt A9000100170-150 € 42,10

Muddy Grey

- glanz A9000100170-051
 matt A9000100170-151 € 42,10

Peach RAL 3022

- glanz A9000100170-038
 matt A9000100170-138 € 42,10

Antrieb Neodrives

e-assistant Ausführung mit Neodrives

- A9113200000 € 3.155,40

- Neodrives Z10 Motor
 - Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 W
 - Farbdisplay sMMi Z15 Connect
 - Schiebehilfe zur Fahrt ohne Tretunterstützung bis 6 km/h
 - Neodrives RR G2 Akku mit 14,25 Ah / 513 Wh
 - Reichweite ca. 40 - 70 km
- Nicht in Verbindung mit Nabenschaltungen!



Nabenschaltung

Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung.

Shimano „Nexus“ 8-Gang Nabenschaltung

- A9113000015
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit Rücktrittbremse
 Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano „Alfine“ 11-Gang Nabenschaltung

- A9113200026 € 809,40
 Schaltgriff „Rapid Fire“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT2) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links



Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9113200034 € 502,40

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9113200035 € 1.747,80

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

A9110300105 € 80,70

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045

Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

- mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
Oberkörperfreiraum
- Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175



Tetra Tretkurbel


- Länge 155 mm € 132,10
A9100600105-155
- Länge 175 mm € 132,10
A9100600105-175



Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

- S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge

- S (180 mm)
A9100500001-002 € 225,30
- M (240 mm)
A9100500001-003 € 225,30

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

- A9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Fußanschlag für Beinstütze

- A9100100012 € 88,50



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht)

- A9113800002
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

- A9113800010 € 86,80
mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Sitzkissen

Sitzkissen „Standard“

- A9113000190 € 108,70
Für Chassis 102 cm
SB: 35 cm
Höhe: 4 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Bereifung

20x1,1" Schwalbe „Durano“

A9113105001
(ETRTO: 406-28)
Rennrad-Reifen



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

A9113105120 € 69,00
(ETRTO: 406-47)
unplattbar
mit Pannenschutzeinlagen Smart Guard



Zubehör

Steck-Schutzblech

A9100502100 € 56,40



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

A9100800100 € 211,70
mit Halterungsklemme 40 mm



Nackenkstütze

A9100800150 € 253,40

höhenverstellbar
winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

A9100800200 € 115,20



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000 € 68,10
kabellos, mit Halterung
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

A9110900018 € 166,50
mit Trittfrequenz-Set
kabellos
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



Halierung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

A9110903271 Stk. á € 22,50

Farbe: Natur eloxiert

____ Stück



Beleuchtungsset SIGMA

A9120900019 € 120,30

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Handballenauflage am Handgriff

- A9110601200 € 99,80
 gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.
 Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601101 € 164,50



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601102 € 186,00
 sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm
 mit Moosgummiüberzug
 Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze
 schwenkbar



Tetra-Schalengriffe

- A9110601100 € 167,40



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 € 344,20

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

- A9990000011 € 344,20

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

- 6 - 2025-04-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis enthalten = Position erforderlich
 Bestellblatt FREAK Kompaktbike Rev. 19