



FREEWAY trekking **Adaptateur de direction** **jusqu'à 120 kg de charge remorqué**

Le FREEWAY trekking est un accessoire de direction qui permet de surmonter plus facilement les terrains accidentés et les grandes randonnées, même avec de longues descentes. La colonne de direction réglable permet d'ajuster la position du guidon en fonction de l'évolution des besoins en termes d'angle.

Équipement de base

- Plaque d'arrimage Quick-Snap pour le couplage au Adaptateur de cadre
- Guidon à angle réglable avec poignées en mousse et poignée de frein à droite
- Longueur de la colonne de direction de 220mm
- Position de l'axe déplaçable par poing de fourche à serrer pour réglage facile de la hauteur pour s'adapter à l'adaptateur adaptateur Quicksnap (existant)
- Frein à disque hydraulique
- Pneus Schwalbe Marathon 20"
- Manuel d'utilisation

A9122000030

€ 1.020,00

Date devis: _____

Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Cachet / adresse du magasin:

N°client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

Adresse de facturation différente: (voir ci-dessous)

N°client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Adresse de livraison différente: (voir ci-dessous)

N°client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom du client / commission:

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Hauteur du torse: _____ cm

Poids: _____ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

Couleur de la fourche - Design Unicolore

Vous trouverez de plus amples informations concernant le choix de couleur actuel ainsi que des exemples sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php

Couleur de la fourchette: Sélection dans la palette de couleurs

Couleur de la fourchette est précisé lors de la commande

A9000100170-000

Revêtement en poudre

blanc RAL 9016

brillant A9000100170-023

mat A9000100170-123 € 42,10

argent

brillant A9000100170-011

anthracite RAL 7016

brillant A9000100170-001

mat A9000100170-101 € 42,10

noir RAL 9005

brillant A9000100170-003

mat A9000100170-019 € 42,10

orange RAL 2004

brillant A9000100170-022

mat A9000100170-122 € 42,10

pink magenta RAL 4010

brillant A9000100170-037

mat A9000100170-137 € 42,10

bleu pastel RAL 5024

brillant A9000100170-036

mat A9000100170-136 € 42,10

lemon green

brillant A9000100170-005

mat A9000100170-105 € 42,10

jaune RAL 1023

brillant A9000100170-046

mat A9000100170-146 € 42,10

rouge RAL 3001

brillant A9000100170-047

mat A9000100170-147 € 42,10

lagoon blue

brillant A9000100170-052

mat A9000100170-152 € 42,10

athletic grey

brillant A9000100170-050

mat A9000100170-150 € 42,10

muddy grey

brillant A9000100170-051

mat A9000100170-151 € 42,10

Revêtement en poudre „Dormant“

noir pailleté argent

brillant A9000100170-007

sky blue

brillant A9000100170-017

bleu marine

brillant A9000100170-045

mat A9000100170-145 € 42,10

electric green

brillant A9000100170-015

mat A9000100170-115 € 42,10

violet

brillant A9000100170-044

fire red

brillant A9000100170-018

mat A9000100170-118 € 42,10

Couleur de la fourche – Design Unicolore „peinture liquide“

€ 339,40

storm (bleu glacier)

brillant A9000100170-500

mat A9000100170-501

café

brillant A9000100170-520

mat A9000100170-521

prairie (ou rose)

brillant A9000100170-504

mat A9000100170-505

pearl (blanc nacré)

brillant A9000100170-524

mat A9000100170-525

berry (baies)

brillant A9000100170-526

mat A9000100170-527

blue ocean

brillant A9000100170-522

mat A9000100170-523

emerald (vert émeraude)

brillant A9000100170-514

mat A9000100170-515

mint

brillant A9000100170-528

mat A9000100170-529

chili

brillant A9000100170-516

mat A9000100170-517

Accessoires Bike

Béquille pivotante pour FREEWAY

A9120900001 € 199,90

pour une adaptation facile en liaison avec l'adaptateur "Quick-Snap"
Couleur: noir



Frein à disque de stationnement

A9122300000 € 163,10

Levier de commande monté sur le tube de support du guidon. Exécuté comme écarteur de traction.

Tôle de protection enfichable

A9122502100 € 106,20



<p>Garde boue pour roue avant noir</p> <p><input type="checkbox"/> A9122500005 € 149,00</p> 	<p>Porte-bagages en alu „cargo systems“</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900000 € 203,90</p> <p>Couleur: noir Poids de charge max. 10 kg sur la plateforme de chargement.</p> 	<p>SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer</p> <p><input type="checkbox"/> A9110901000 € 68,10</p> <p>sans fil, avec support</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Kit d'éclairage SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019 € 120,30</p> <p>composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB. Kit d'éclairage homologué StVZO</p> 

Adaptateur

<p>Bras de liaison de cadre rigide SPEEDY avec „adaptation Quick-Snap“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110700141 € 502,40</p> <p>avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis Couleur: noir</p> 

<p>Bras de liaison de cadre pliant TRAVELER avec „adaptation Quick-Snap“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701300 € 537,20</p> <p>avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur Mécanisme de pliage Couleur: noir</p> 

<p>Bras de liaison de cadre rigide BUDDY avec „adaptation Quick-Snap“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701400 € 502,40</p> <p>avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis Couleur: noir</p>

<p>Adaptateur universel avec pince universelle pour „adaptation Quick-Snap“</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701500 € 572,30</p> <p>Fixation d'adaptateur sur le cadre avant du fauteuil roulant</p> <p>Possibilité de montage sur des fauteuils de PRO ACTIV</p> <p>Potences droites à partir de largeur d'assise SB 31 cm jusqu'à 54 cm</p> <p>Potences en V à partir de largeur d'assise SB 30 cm jusqu'à 50 cm</p> <p>ATTENTION : Sans une indication exacte du diamètre des tubes des potences du fauteuil roulant, nous livrons des pinces pour un diamètre de 23-27 mm</p> 

<p>Veuillez faire votre choix dans la liste suivante:</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701525 Diamètre des tubes 23-27 mm</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701530 Diamètre des tubes 28-32 mm</p> <p><input type="checkbox"/> A9110701535 Diamètre des tubes 33-37 mm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Douille de serrage [70 mm] Inclus en standard Pour une distance étroite entre le repose-pied et la roue arrière.</p> <p><input type="checkbox"/> Douille de serrage [110 mm] € 44,50 A9199000117 Pour une distance moyenne entre le repose-pied et la roue arrière.</p> <p><input type="checkbox"/> Douille de serrage [170 mm] € 53,90 A9199000154 Pour une grande distance entre le repose-pied et la roue arrière.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Levier additionnel

A9110700004 € 100,90

Pour faciliter l'ouverture et fermeture du clapet de serrage de l'adaptateur, sur barre sous-assise du fauteuil.
Uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide.



Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap


Facilite la fermeture et l'ouverture de l'adaptateur Quick Snap. Version tetra

A9110700005 € 71,70

Version droite
uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide.

A9110700006 € 71,70

Version courbée
uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel.



Aide à l'adaptation Pivot de centrage

A9110700002 € 53,40

pour faciliter l'insertion de l'adaptateur central



Béquille avec levier pour un plus grand confort d'utilisation

A9110900004 € 57,00

avec un levier d'actionnement plus long



Sangle pectorale pour maintenir le torse

Taille S (105 cm) A9000800016 € 231,80

Taille M (125 cm) A9000800013 € 231,80

Matière élastique et néoprène avec velcro
Couleur: noir



Taille L (145 cm) A9000800014 € 231,80

Taille XL (165 cm) A9000800017 € 231,80

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.