



## PRÄZISION UND GESCHWINDIGKEIT FÜR JEDES SPIEL.

Der **SPEEDY F1** ist mit 15 wählbaren Rahmenparametern wie beispielsweise Kniewinkel, Rahmeneinzug, Radstand und Unterschenkelweite oben und unten der Individualist seiner Klasse. Durch die robuste Rahmengestaltung und die hochwertigen 40 mm Oversized-Rohre erhältst Du hervorragende Fahreigenschaften und Wendigkeit. Die perfekte Passform und Gewichtsverteilung sorgen dafür, dass Deine Muskelkraft optimal in Bewegung umgesetzt wird – für präzise und anspruchsvolle Manöver.

# SPEEDY F1



### SPEEDY F1 4basket

Erlebe hohe Drehfreudigkeit, schnelles Reaktionsverhalten und Beschleunigung im modernen Design. Verschiedene vordere Bügel für Offense und Defense und hintere Rammbügel sowie Kippstützen passen sich Deinem Spielstil und Deiner Spielposition an.



### SPEEDY F1 4tennis

Der Tennis-Rahmen bietet Dir optimalen Spielraum mit Verwindungssteifigkeit und direktem Reaktionsverhalten. Die höhenverstellbare Kippstütze lässt sich schnell an die Bodenbeschaffenheit und Deine Spielgewohnheiten anpassen.



### SPEEDY F1 4badminton

Für aggressive Positionierung und Standsicherheit sorgt der Badminton-Rahmen mit weit herausragenden Kippstützen und breitem Radstand. Verbunden mit einem großen Radsturz resultiert eine extreme Wendigkeit und ein optimales Beschleunigungsverhalten.






## DEIN SPEEDY F1 FÜR SPORTLICHE HÖCHSTLEISTUNGEN.

Dein **SPEEDY F1** wird individuell nach Deinen Bedürfnissen in Bezug auf Rahmenmaße und Ausstattung gefertigt. Du hast die Wahl aus einer großen Palette an Optionen, darunter auch spezifische Details wie ein hoher Greifringanbau für optimale Kraftübertragung und hohe Beschleunigung.

### EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Für Nutzer mit Halbseitenlähmung oder eingeschränkter Mobilität auf einer Körperseite gibt es den wendigen Einhandantrieb mit Doppelgreifring bis 12° Radsturz.



Wähle zwischen beidseitigen Kippstützen oder einer Mittelkippstütze für optimale Standsicherheit.




Optional können verschiedene Fußbrettauflagen wie „vorne gekantet“ oder „Box-Form“ gewählt werden, welche eine sichere Positionierung der Füße bieten.

## TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	individuell
Sitztiefe:	individuell
Rückenhöhe:	individuell
Unterschenkellänge:	individuell
Sitzhöhe hinten:	individuell
Sitzhöhe vorne:	individuell
Kippunkt:	individuell
Produktgesamtgewicht:	ab 7,8 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 120 kg

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

## FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024  
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.